

# スターキー補聴器の調整に必要な機材（シナジーiQ&シナジー製品）

プログラム装置	スピードポート 	ハイプロ 	ノアリンク 	左記のどれかに、プログラムケーブルを接続します。
プログラムケーブル	<div> ※2m</div> <div> ※50cm</div>			紫色のケーブルがスターキー専用ケーブルです。
耳あな型	IIC、CIC、ITC、ITE、スケルトン等	フレキシブルコネクタ 		電池ドアを開き、フレキシブルコネクタの金属片を <b>外側</b> にして挿入します。奥まで挿入し電池ドアを閉じます。
	オトレンズシナジーiQ オトレンズシナジー	延長フレキシブルコネクタ 		※オトレンズシナジーiQ、オトレンズシナジーは、装着位置によっては、通常のフレキシブルコネクタでも調整可能です。
耳かけ型	micro RIC312 RIC312	—		電池ドアを開け、プログラムケーブルの●印と補聴器接続部の■印を合わせて、直接差し込みます。
	Muse iQ ・ Muse シリーズ	フレキシブルコネクタ 		金属片は <b>外側</b>
	BTE13 BTE13パワープラス* *Muse IQ のみ	—		電池ドアを開け、プログラムケーブルの●印と補聴器接続部の■印を合わせて、直接差し込みます。
耳かけ型	Halo iQ Halo2 Halo BTE	TruLinkプログラマー (ワイヤレス接続の場合) 	他のプログラム装置 (ワイヤード接続の場合) 	ワイヤレス範囲：約 7 m以内  ※TruLinkプログラマー以外でも、プログラムケーブルを使用し、他のプログラム装置でも調整可能。電池ドアを開け、プログラミングケーブルの●印を補聴器接続部の■印を合わせて、直接差し込みます。
		ノアリンク プログラマー (ワイヤレス接続の場合) 		
	Halo シリーズ	TruLinkプログラマー (ワイヤレス接続の場合) 	他のプログラム装置 (ワイヤード接続の場合) 	ワイヤレス範囲：約 7 m以内  ※TruLinkプログラマー以外でも、フレキシブルコネクタを使用し、他のプログラム装置でも調整が可能です。金属片を <b>内側</b> （本体側）にして挿入し、軽く電池ドアを閉めます。
		ノアリンク プログラマー (ワイヤレス接続の場合) 		

# スターキー補聴器の調整に必要な機材 (旧製品シリーズ&骨導)



プログラム装置				左記のどれかに、プログラムケーブルを接続します。
プログラムケーブル	 ※2m	 ※50cm	紫色のケーブルがスターキー専用ケーブルです。	
耳あな型	ティンパネット、イントラ、カスタムイヤなど	フレキシブルコネクタ 		電池ドアを開き、フレキシブルコネクタの金属片を <b>外側</b> にして挿入します。奥まで挿入し電池ドアを閉じます。  ※オトレンズは、装着位置によっては、通常のフレキシブルコネクタでも調整可能です。
	オトレンズ	延長フレキシブルコネクタ 		
3シリーズ	RIC312 BTE312	312用シュー (黒色) 		RICとBTE共通
	BTE13スタンダード	13用シュー (紫色) 		BTE13スタンダードのみ
	BTE13パワープラス	フレキシブルコネクタ 		金属片が <b>外側</b> : パワープラス
ジーノ	ジーノクラシック (RIC312)	フレキシブルコネクタ 		金属片が <b>内側</b> : ジーノクラシック
	ジーノ (RIC10)	—		電池ドアを開け、プログラムケーブルの●印と補聴器接続部の■印を合わせて、直接差し込みます。
Xシリーズ イグナイト Sシリーズ eシリーズ	RIC312	—		電池ドアを開け、プログラムケーブルの●印と補聴器接続部の■印を合わせて、直接差し込みます。
Xシリーズ イグナイト	ジーノ (RIC10)	—		電池ドアを開け、プログラムケーブルの●印と補聴器接続部の■印を合わせて、直接差し込みます。
	RIC13	RIC13用シュー (赤色) 		RIC13用シューを取り付け、プログラムケーブルの●印をシュー接続部の■印に合わせて、直接差し込みます
アリエス デスティニー	①K13デスティニー ②K312デスティニー ③P675デスティニー、アリエス675 ④OTE、アリエス	①K13用シュー (オレンジ : 13と記載)  	②K312用シュー (オレンジ : 312と記載)  	③P675用シュー (オレンジ : 675と記載)    ④OTE、アリエス 
骨導	ハイプロでのみ接続可能			
	①F229D (メガネ) ②F228D (メガネ) ③Mini (カチューシャ)	①マイクカバーの内側 	②電池ドアの内側 	③マイクカバーの内側   ※社外製ケーブル (灰色) が必要