

チャージャーケース

取扱説明書



スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

© 2023 Starkey Japan. All Rights Reserved. BKL0089-03-JJ-JP
2023年4月作成



目次

はじめに	4
各部の名称	4
補聴器の充電	6
チャージャーケースのお手入れ	8
ドライカプセル(乾燥剤)	9
電源のオン/オフ	9
トラブルシューティング	10
安全性情報	12
認証情報	14



耳かけ型用




耳あな型用

はじめに

チャージャーケースは、リチウムイオン電池を使用した充電式補聴器を充電するために設計された、補聴器の保存ケースにもなる充電器です。コンセントに電源コードを差し込んで充電します。

チャージャーケースは、耳かけ型専用と耳あな型専用の2種類があります。充電ポートの形状が異なりますので、必ず専用のチャージャーケースであることをご確認ください。



各部の名称

1. ドライカプセル(乾燥剤)ホルダー*1
2. 清掃ブラシ
3. 収納トレイ*1
4. 充電ポート(補聴器を置く場所)
5. 表示ランプ(補聴器の充電状態)
6. マイクロUSB 差し込み口



*1: 耳かけ型用のみ



補聴器の充電



上の図の通り、補聴器をチャージャーケース内に設置します。

耳かけ型用：耳栓やイヤモールドが本製品の内側に向かって収まるように置く。

耳あな型用：フェイスプレート（充電端子^{*}が付いている面）を下に向けて置く。

充電器の電源コードをコンセントに差し込むと、自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。

注：表示ランプの状態口

- 緑色に点滅□充電中
- 緑色に点灯□フル充電
- 赤色に点滅*□エラー状態（本製品から補聴器を取り外し、表示ランプが消えるまで待ち、再び補聴器を充電ポートに載せます。エラー状態が続く場合は、補聴器販売店にお問い合わせください）。

*低い温度により本製品が冷え切った状態で補聴器を充電すると、一時的に赤ランプが表示されることがあります。故障ではございませんので、適正温度範囲内の温かい場所（10℃以上）でしばらく本製品をなじませてからお使いください。

ふたの開閉に関わらず、充電は行われます。

本製品に電源コードを接続し、コンセントに差し込むと、表示ランプがオレンジ色に点灯してから、緑色の点滅（充電中）が始まります。

補聴器は3時間半程度でフル充電されます。

フル充電された後は、補聴器を本製品内に保管する、または電源が切れていることを確認してから、保管用ケースに保管することをお勧めします。

長期間（例えば、1週間以上）補聴器を装用しない場合は、本製品をコンセントから抜いて、充電ポートから補聴器を取り外しておくようにしてください。補聴器は本体の操作ボタンを3秒間ほど長押しして、手動で電源を切ってから本ケース内または乾燥ケースなどに保管してください。

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。

チャージャーケースのお手入れ

- 本製品をきれいな状態に保ちましょう。高温、多湿、異物などは性能の劣化につながります。
 - 乾いたキレイな布で充電器を拭き、充電ポートに付着物がないことをご確認ください。
 - 充電ポートを掃除するとき、水、液体、または洗剤などのご使用はお止めください。
 - 塵やホコリの蓄積を防ぐため、できるだけ本製品のフタは閉じておいてください。
 - 本製品は、乾燥したキレイな場所に保管してください（例えば、脱衣場やキッチンよりも洋服ダンスや戸棚など）
- 補聴器の充電電池を長持ちさせるために、以下をご注意ください。
 - 補聴器の充電電池は毎晩フル充電させるようにしてください。
 - 過度の高温にさらすことはしないでください。（例えば、窓台や熱い車内に放置することなど。）

ドライカプセル（乾燥剤）

耳かけ型では、フタの部分にあるホルダーに専用の乾燥剤（ドライカプセル）を取り付けて、保管時に補聴器内の水分や湿気を吸収させます。耳あな型は、ドライカプセルをケース内に置いてご使用ください。ドライカプセルは水分を吸収することで、青や紫から非常にうすいピンクまたは透明に変化します。カプセル内に透明の粒が混ざりだしたら、新品との交換が必要です。

ドライカプセルは6個パックで別途購入が可能です。使用状況により異なりますが、使用目安は6個パックで2～3ヶ月間です。

電源のオン/オフ

- 自動
- 充電ポートから補聴器を取り外すと自動的に補聴器の電源が入ります。
補聴器を装着した後に電源が入る場合があります。
 - 充電ポートに差し込むと自動的に補聴器の電源が切れて充電が開始されます。
- 手動
- 補聴器の操作ボタンを3秒間ほど長押しすることで電源のオン/オフ（入/切）ができます。
補聴器を装着した後に電源が入る場合があります。

トラブルシューティング

本製品に故障や性能低下が疑われる場合は、以下のトラブルシューティングの解決策を先ずはお試ください。

解決しない場合は、本製品をご購入された補聴器販売店にご相談ください。

症状/問題	考えられる原因	解決策
補聴器を充電ポートに置いてても表示ランプが点灯しない	補聴器の向きが反対	もう一度、補聴器を充電ポートに設置し直してください。補聴器の配置は左右反対に充電ポートに設置されても問題無く充電できます。
チャージャーケース内で補聴器がピーピー鳴っている	補聴器の向きが反対	耳かけ型補聴器の耳栓/イヤモールドが本製品の収納トレイに収まるように、補聴器の充電ポートに設置します。表示ランプが点滅し始めたら、充電していることが確認できます。

症状/問題	考えられる原因	解決策
補聴器の充電を示す表示ランプが赤く点滅	動作温度範囲外または故障の可能性	充電ポートから補聴器を移動させ、表示ランプが消えるまで待つてから再度ポートに置きます。充電する室内温度が仕様の動作温度範囲(10℃~40℃)を外れている場合は温度を調整してください。表示ランプの赤い点滅が続くようでしたら補聴器販売店にお問い合わせください。

安全性情報

使用目的

本製品は、リチウムイオン充電機を使用している補聴器の充電に使用されます。

本製品は、一般家庭環境での使用を想定し医療機器の国際的なEMC（電磁両立性）試験の最も厳しい基準に適合するように設計されています。ただし、送電線からの電磁波、空港の金属探知機、他の医療機器からの電磁波、無線信号、静電気放電などによって干渉を受ける可能性があります。

本製品が除細動器やペースメーカーといった植込み型医療機器を干渉すると懸念される場合は、医師または医療機器メーカーにご相談ください。

本製品をMRI検査室や高圧室内では使用しないでください。

本製品は炭鉱や化学工場といった環境下での使用は認められていません。

本製品は以下の温度範囲で設計されています。

- 動作時：10～+40℃（50～104°F）
- 保存場所：-10～+45℃（14～113°F）、湿度 < 95%

注意：

- 本製品が熱くなっている場合は、冷めるまで触らないようにしてください。
- 本製品が作動しなくても、分解しないようにしてください。感電する危険性があるため、修理に出すようにしてください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。パッケージ内の乾燥剤やお手入れ用品などは食べられません。

警告：補聴器や本製品を他の電子機器のすぐ近くで使用しないでください。本来の性能を発揮できない可能性があります。やむを得ず使用する場合は、補聴器と電子機器が正しく機能していることを確認してください。

警告：本製品に製造元以外の部品を使用すると、製品の性能の低下につながる可能性があります。

警告：本製品には付属のACアダプターのみ使用してください。他のACアダプターは使用しないでください。

警告：付属のACアダプターは本製品専用です。他の機器に接続して使用しないでください。

警告：ポータブル無線周波数通信機器を補聴器またはチャージャーケース（充電器）から30cm（12インチ）以内で使用すると、補聴器またはチャージャーケースの性能が低下する可能性があります。このような場合は、通信機器から離れてください。

本製品には、使用者が自分自身で交換できる部品は含まれていません。本製品を分解や改良することはできませんので、ご注意ください。

本製品はIEC60529の国際保護等級であるIP21に準拠しており、直径12mm以上の大きさの固形物（指）が内部に入らない、垂直に落ちてくる水滴による有害な影響がないことを意味しています。

本製品の耐用年数は3年間です。

The Charger has been tested to, and has passed, the following emissions and immunity tests:

- IEC 60601-1-2 radiated and conducted emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- Harmonic distortion and voltage fluctuations affecting the power input source as stated in Table 2 of IEC 60601-1-2.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.
- Immunity to Electrical fast transients on the power input at a level of +/- 2 kV at a 100 Hz repetition rate.
- Immunity to Surges on the power input of +/- 1 kV line to line.
- Immunity to conducted disturbances induced by RF fields on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to voltage dips and interruptions on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.

認証情報

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA



EC REP

Starkey Laboratories (Germany) G.m.b.H Weg
beim Jäger 218-222 22335 Hamburg Germany

クラスII 機器



電子機器からの廃棄物は、
地域の規則に従って処理する
必要があります。



取扱説明書を参照



水ぬれ注意・湿気厳禁



古い電子機器の廃棄について

Starkey Hearing Technologiesは、お住まいの地域の条例に従って本製品を廃棄することを推奨しています。