




Hear better. Live better.

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F  
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

 **0120-045-190**  
フリーダイヤル




スターキー

# みまもり機能

Hear Share (ヒアシェア) アプリ

設定ガイド



# Thrive (スライブ) アプリ みまもり機能とは



補聴器装用者が利用するアプリと、ご家族や介護者が利用するアプリとの連携で補聴器装用者の健康管理データがモニタリングできる機能です。

身体活動



コミュニケーション



みまもられる



補聴器装用者

補聴器アプリ  
Thrive



みまもる



ご家族・介護者

みまもりアプリ  
Hear Share




## 補聴器装用者の スマートフォン



※ 制限がありますので事前にご確認ください

「スマホの接続性」をQRコードで簡単チェック  
対応・非対応の結果がアイコン表示されます。



補聴器アプリ Thrive (スライブ)

無料 ダウンロード



Android



iPhone



※ iOS14以上


対応機種

- Evolv AI / 2400, 2000, 1600, 1200
- Livio Edge AI





## 『共有相手』を設定する



設定メニュー をタップ。


「Hear Share」をタップ。

「接続先の追加」をタップ。

クラウドサービスにサインインしていない場合はサインインしてください。

※サインイン済の場合は表示されません

[設定方法ビデオ](#)



① 共有する方の名前とメールアドレスを入力します。


② 補聴器装用者自身「あなたのお名前」を記入します。

③ スライダーをタップして、共有したいデータを選択します。

補聴器の使用状況、電池残量、接続状態、歩数の情報は自動で共有されます。(後から変更可能) 詳細はP13 ※転倒は補聴器に設定していない場合、表示されません。

④ 「送信」をタップ。

送信が完了すると



招待メールを送信済みで  
あることが表示されます。



「接続を保留中」の下に表示され、招待状が受諾されると、保留中から接続済みに移動します。

## 家族や介護者側のスマートフォン



### みまもりアプリ Hear Share (ヒアシェア)

無料 ダウンロード



Android



※Android OS 6.0 以上に対応

iPhone




※iOS12 以上に対応

## 家族や介護者側



## 補聴器装用者のアプリと みまもりアプリを接続連携する

### アカウント作成



アプリを立ち上げ  
「開始」をタップ。


① 同意書を読み確認  
「同意」をタップ

「招待されました」  
をタップ。

## 補聴器装用者のアプリと

## みまもりアプリを接続連携する (続き)

### アカウント作成 (続き)




- ① ご自身の「名前」を入力。
- ② ご自身の「メールアドレス」を記入。
- ③ パスワード  
・8文字以上  
・大文字、小文字、数字1つ以上  
を記入・保存。
- ④ 「アカウントを作成」をタップすると確認メールが送信



- ① 確認メール (Hear Shareのメールを確認) 内のリンクをタップ。
- ② アカウント作成完了。



### 接続連携




- ① メモする
- ② リンクをタップ

- ① 招待メール (xxxさんがあなたをHear Shareに招待しています)内の「6文字の暗証コード (確認番号)」をメモ。
- ② リンクをタップ。(メールを開いた端末にHear Shareアプリが入っている場合)



- ① 「6文字の招待コード (確認番号)」を入力。
- 開くをタップ。
- ※ メールを開いた端末と異なる端末にアプリが入っている場合、アプリを開いて、「メニュー」から「接続先の追加」。



- ② 「招待を受ける」をタップ。



連携完了



🏠 ホーム画面

## 各健康データの確認

**A** 補聴器の電池残量など

マークをタップすると、  
補聴器の接続状態を確認できます。



**B** 補聴器装用者のイニシャル

表示している補聴器装用者のイニシャル表示。  
複数の装用者を登録している場合、イニシャルをタップすると、別の装用者に切り替えることができます。

**C** 表示データの日付

初期表示は本日の日付です。過去の履歴を表示するには、  
右 / 左の矢印マーク(< >)をタップ、または日付をタップすると、  
カレンダーが表示され、過去の日付を選択できます。

**D** 健康スコア詳細

各スコアの詳しい情報をスクロールして確認できます。

[詳細はP13へ](#)





## 通知サービス画面 通知メッセージ



## メニュー画面 各設定の変更など



## 健康スコアの詳細

スクロールして  
タップすると、  
各スコアの詳しい  
情報を確認できます。



スコア(点数)で  
運動量や目標が  
ひと目でわかり  
ます。



スコアは、心と身体  
全体の健康を  
示す指標となります。

### 🏃 身体の健康スコア

歩数	40点
運動量	40点
座りすぎ回避	20点

### 🧠 脳の健康スコア

使用時間	40点
社会交流スコア	40点
環境リスニング スコア	20点
合計	最高 200点



### 🕒 使用時間

補聴器を毎日12時間以上  
使用することが理想



### 🗣️ 社会交流スコア

会話や補聴器からの  
音声ストリーミングに費やした  
時間を計測



### 📍 環境リスニングスコア

自宅、屋外、音楽聴取など、  
あらゆる環境で補聴器が  
使われているか計測



### 🚶 歩数

毎日1万歩以上歩く  
ことが理想




### 🚶 座りすぎ回避

1時間に1分以上身体を  
動かすことで座りすぎを回避



### 🚶 運動量

運動した時間(分)と  
消費カロリーを記録



### ⚠️ 転倒

装着者が転倒したことを  
検知した履歴を表示