



Made for Apple/バッジは、アクセサリが特にバッジが示すApple製品に接続するように設計されており、Appleの性能基準を満たすことが開発者によって確認されていることを意味します。
Appleは、このデバイスの操作、安全、規制基準への適合性について責任を負いません。
iPod、iPhone、またはiPadでこのアクセサリを使用すると、無線性能に影響が出る可能性があることに注意してください。
Apple、Appleのロゴ、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPhone、iPod、iPodtouchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App Store、Sirilは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
GoogleはGoogle LLCの商標です。 Google PlayおよびAndroidはGoogle Inc.の商標です。
本書に記載されているその他の製品名および会社名はそれぞれの会社の商標である場合があります。

Made for
iPhone | iPad | iPod

Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkey.jp

0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

ブログ公開中!



Hear better. Live better.

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

BROC00175-06-JJ-JP JPYBR-175



2023年8月作成

2023.8

スターキー Evolv AI (エボルブ エーアイ) カタログ



新しい聴こえの幕開け

evolv^{AI}
[エボルブ]

ストレスフリー補聴器

身につけて心地良い
欲しい時に欲しい調整
だから疲れない



reddot winner 2022



MUSE
DESIGN
AWARDS



DESIGN
AWARD
2022



新しい聴こえの幕開け

ストレスフリー補聴器

evolv^{AI}

[エボルブ]

マスク生活での
コミュニケーションのストレス
感じていませんか？



ソーシャル
ディスタンス



マスク



口元が
見えない

マスクの邪魔にならない

第2世代
充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器 > 6ページ

誰もがストレスフリーな
コミュニケーションの為に

マスクが音声理解に悪影響を与えている事から、
全クラス2dB強化。

風切音抑制
機械音抑制
全クラス
2dB強化



耳あな型・耳かけ型

対応
クラス (2400) (2000) (1600) (1200) (1000)

会話強調機能

UPDATE

器種 \ テクノロジークラス	2400	2000	1600	1200	1000
Evolv AI 2dB強化	最大 22	最大 10	最大 8	最大 8	最大 8
Livio シリーズ	最大 20	最大 8	最大 6	最大 6	最大 6

Evolv AI なら
Livio
2000クラス
と同様の
会話強調機能

(単位: dB)

* National Acoustic Laboratories (NAL) 研究結果 (2021年8月) より

補聴器は新時代へ

AI
人工知能が音を (分析 環境適応)

自動調整

STARKEY
SOUND™

スターキーサウンド



新時代に必要なストレスフリー

1 より疲れないきこえ

最先端技術エッジAIがさらに
パワーアップ

> 4ページ



2 選べるラインアップ

マスク対応はもちろん、見た目
やパワフルさを重視した
追加ラインアップ

> 6ページ



3 つながる3つの安心

補聴器専門スタッフ、ご家族と
つながる安心

> 7ページ



より疲れないきこえ

より良い「きこえ」は補聴器ではなく、**あなたが主役**。

補聴器に
求められている
ことは？

自然で豊かな音

大きい音 ×

音の方向感

背景雑音 ×

(MakeTrak10/HIA2019より)

「きこえ = 一人ひとりの感覚」への対応

欲しい時に欲しい調整。だから、ストレスフリー。

✧ エッジモード^{プラス} UPDATE どこにいても快適なオンデマンドAI調整

補聴器やスマートフォンを
"簡単ワンタッチ" 瞬間調整

まるで、ベテラン調整スタッフが補聴器の中に
居るかのようにその場で瞬間調整します。

学習済AIの調整パターン UPDATE

+ プラス : 72兆パターン追加

対応
クラス 2400 2000 1600 *

* Evolv AI 2000/1600は Thrive アプリが必要です。

ワンタッチ操作

ダブルタップ or プッシュボタン操作

オンデマンドAI 瞬間調整

センサー & AIが
操作前10-15秒間の
音響環境を分析

学習済合計85兆パターンから
AIがいま必要な調整を
予測してお届け

「調整コミュニケーションで」より疲れない！

専門調整スタッフにも難しい、^{プラス}
聴覚=感覚のコミュニケーションをエッジモード^{プラス}が解決します。

✓ 調整に通う頻度を減らせます。

お客様が
求めている音は.....
どう調整しようかな.....

✓ 難しい音響環境の説明も不要です。

あの時..... ああ場所.....
聴き取りづらかった感覚.....
どう伝えたらいいかな.....


「今、その瞬間に調整できるから」より疲れない！



「欲しい時に自分で操作できるから」より疲れない！



エッジモード^{プラス}は
「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」**全てでユーザーから好まれました。**



騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果
* 出典: Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-5T

選べる ラインアップ

お客様の意見から
"充電式耳あな型"が
さらに進化、第2世代へ



IIC* CIC CIC 312 ITC R ITE R RIC 312 RIC R BTE R BTE 13 BTE 13 Power Plus

世界最小サイズの
ワイヤレス耳あな型補聴器



STYLE

スターキーの匠の技(クラフトマンシップ)が可能にした豊富なラインアップ

対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000

NEW

POWER

高出力な
パワフルタイプ

つながる安心

ご家族やお店のスタッフと
"つながる安心で"生活はより豊かに

安心1 オンライン遠隔調整で つながる



補聴器の調整が
リアルタイムに適應。

UPDATE
Telehear™(テレヒア) オンライン調整*


対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます



● ユーザー本人用 Thriveアプリの詳細は8-10ページ、29ページをご参照ください。

安心2 万一の時に つながる



年間で高齢者の約1/3が
転倒しています。¹

UPDATE
転倒通知 全クラス搭載

対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000

ユーザー本人用 アプリ 無料



安心3 リアルタイムに家族と つながる



離れて生活していても、ユーザーの
心身の健康状態を確認できます。

UPDATE
Hear Share (ヒアシェア)

対応クラス 2400 2000 1600 1200

家族用 アプリ 無料



* 一部の店舗ではご利用できない場合があります。

¹ Centers for Disease Control and Prevention (2014). Stay independent: prevent falls. Retrieved from: https://www.cdc.gov/steady/pdf/STEADL_OlderAdultfactSheet-a.pdf

● 非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC312で選択可能)の場合、本ページの機能は利用できません。



進化する補聴器

全テクノロジークラス
センサー & AI対応

スターキーのAI補聴器は
モーションセンサー
世界初搭載

安心

より快適、安心な暮らしを

耳は手首よりも正確な健康データを確認できる場所

自動オン/オフ

スリープモード

放置状態で安心の自動節電



補聴器を外したまま置いておくと、
センサーが装用していないことを感知。
自動的に節電します。

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

操作方法
ビデオ



完全静止15分間で

節電開始

手に取り耳につけるだけで

節電解除

転倒通知

UPDATE



万一の時に備える



転倒したことを検知して、連絡したい相手に
通知を送信することができます。

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

操作方法
ビデオ



リマインド通知

UPDATE



健康的な生活を毎日の習慣から



「薬を飲む」などの予定を、指定した日時に
補聴器から音声でお知らせします。

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

操作方法
ビデオ



マスクモード

UPDATE



マスク越しの声を聞き取りやすく



マスク越しの言葉を、聞き取れる大きさまで
自動で増幅して耳に届けてくれます。

対応
クラス 2400 2000 1600 1200

操作方法
ビデオ



マークの機能はスマートフォンが必要です。

簡単

"タップ操作"で手間いらず

エッジモード^{プラス}

UPDATE

どこにいても快適なオンデマンドAI調整



補聴器を
2回タップ
トントン
ピコン
ピコン

タップ操作だけで、センサー&AIが音響
環境を分析し、リアルタイムにオンデマ
ンドでAIが自動調整。(P.4詳細)

対応
クラス 2400 2000 1600

*Evolv AI 2000/1600は Thriveアプリが必要です。

操作イメージ
ビデオ



タップコントロール

TVストリーマーなどと簡単タップ接続



補聴器を
2回タップ
トントン
ピコン

テレビや会議、習い事などで補聴器を
タップして、専用ワイヤレスアクセサリ*
からのストリーミング切替を簡単に操作。

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

*ワイヤレスアクセサリ詳細は13ページをご参照ください。

操作方法
ビデオ



VC ボイスコマンド



声で簡単操作



補聴器を
2回タップ
トントン
ビーボ

タップしてボイスコマンドを起動、
補聴器をつけたまま声で指示するだけ
で操作できます。

対応
クラス 2400 2000 1600

操作方法
ビデオ



少し音量を上げたい...

「音量上げて」

音量アップ ✓

自宅でスマホをどこに置いたか
わからなくなった...

「電話はどこ?」

スマホから発信音

受診日を忘れないように...

「リマインドを設定して」

何を思い出させたいですか?

「病院」

いつ思い出させたいですか?

「7月24日の7時」

通知を作成しました

※AIが音声認識するので、使うほどにあなたの声を学習していき使い易くなります。

- タップ操作以外 (アプリ、補聴器のプッシュボタン) でも操作できます。
- 店舗でタップ操作の設定ができます。

健康

より快適、活力ある暮らしを

身体と脳の活動をモニタリング

身体健康スコア

運動量と目標がひと目でわかる
[最高100ポイント]



1日30分歩くと、全身の健康が劇的に向上し、深刻な病気のリスクを減らすことができると言われています。

対応クラス

2400 2000 1600 1200 1000

歩数

毎日1万歩以上
歩くことが理想。
[40ポイント]

運動量

運動した時間(分)と
消費カロリーを記録。
[40ポイント]

座りすぎ回避

1時間に1分以上身体を動かすことで
座りすぎを回避。
[20ポイント]



脳健康スコア

楽しみながら脳活できる
[最高100ポイント]



さまざまな環境で補聴器を使用することで脳への良い影響をポイント化します。

対応クラス

2400 2000 1600 1200

使用時間スコア

補聴器を毎日12時間以上
使用することが理想。
[40ポイント]

社会交流スコア

会話や補聴器からの音声スリー
ミングに費やした時間を計測。
[40ポイント]

環境リスニングスコア

自宅、屋外、音楽聴取など、あらゆる
環境で補聴器が使われているか計測。
[20ポイント]

スライブ

Thrive ウェルネススコア

最高200
ポイント

身体健康スコアと脳健康スコアの組み合わせで、
心と身体全体の健康を示す指標となります。

操作方法
ビデオ



スマートフォンの連動性能・アプリについては29ページもご参照下さい。

購入後も安心な
サービスプラン

メンテナンス機器 + 延長保証

をセットにして、より快適・安心な補聴器生活をご提案します



両耳 **36,800円**
片耳 **24,800円**

ご加入条件

- 補聴器本体のご購入時のみ加入できます。
- 補聴器を両耳で購入した場合、片耳のみ加入することはできません。
- 当社に帰責事由があった場合を除き、解約・返金不可となります。

※お取扱店様へ あんしんメンテナンスパック 価格内訳：ドライキャップUV3・12,800円(税込) スターキーケア・片耳分12,000円(非課税)

メンテナンス機器

充電式UV除菌乾燥機

ドライキャップ UV3®

通常価格 19,800円(税込)



- ✓ コードレスで使いやすい!
- ✓ スマホなど他のアイテムも除菌可能!

スターキーケア

【通常価格 両耳】 40,000円(非課税)

【通常価格 片耳】 20,000円(非課税)

もしもに備えてさらに安心の保証を!

プラス1年延長保証

延長保証

クラス	120日	1年	2年	3年	4年	5年
2400 / 2000 エクスクルーシブ プレミアム	無償修理保証				+1年延長	
	紛失・破損保証			+1年延長		
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				
1600 スタンダード	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証	+1年延長		得々保証*	得々保証*	得々保証*
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長		上限20,000円	上限30,000円	上限40,000円
1200 / 1000 ベーシック エコノミー	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証	1年まで延長				
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				

* 無償修理保証期間終了後、5年目までは各料金(一律)を上限として、これを超える修理費用は請求しません。

簡単・便利な スターキーのアクセサリ

聴き取りが難しい状況で
「きこえ」をサポートするワイヤレスアクセサリ。
外出先でもコードレスで充電できる充電器。
補聴器をもっと簡単に、もっと便利にお使いいただけます。

充電器

チャージャーケース

バッテリー非搭載

11,000円(税込) 保証期間1年

保存ケースにもなる充電器

背面からケーブルで給電すると、前面のLEDランプで補聴器の充電状態をお知らせ、充電器から取り外すと補聴器に自動的に電源が入ります。



耳あな型用

ITC R
ITE R



耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R

BTE R



モニターポチャージャー

バッテリー搭載

12,100円(税込) 保証期間1年

3泊4日の旅行でも安心

持ち運びに便利なポケットサイズの小型充電器です。フル充電のモニターポチャージャーで2台の補聴器を4回分充電できます。



7分

急速充電で



3.5時間
使用可能

定期的な充電を心がけてください。

ほこり対策のスリープ付



耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R

BTE R



テーブルマイク

57,200円(税込)

保証期間1年

会議やディスカッションに参加

マスク、ビニール越しの会話や会議、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。
8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。
付属品：専用アナログ入力ケーブル、モニターイヤホン



Bluetooth



TVストリーマー

35,200円(税込)

保証期間1年

周りと同じ音量でテレビを楽しめる

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



Bluetooth



リモートマイク^{プラス}

40,700円(税込)


保証期間1年

習い事や教室で、話し手が遠い場所で

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聴きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。



スマホと接続してハンズフリー通話ができます



Bluetooth



最大20メートル(外部マイク)

※別売オーディオ入力ケーブルでアナログ入力もサポート



1,320円(税込)

ミニマイク

23,100円(税込)

保証期間1年

聴きたい人の声を楽に聞く

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作性の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



Bluetooth



最大20メートル(外部マイク)

Thriveリモコン

23,100円(税込)

保証期間1年

手元でカンタン調整

メモリーと音量の変更、補聴器のミュート、その他の機能のオン/オフを切り替えることができます。



※アクセサリ一覧は34ページをご覧ください。

おすすめ製品形状ラインナップ

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

耳あな型

IIC ← ITC → ITE

小ささ重視 バランス オプション選択重視

IIC

極小パーツを使用し、外からほとんど見えません。
※採型された耳の形にて最小のものを作製します。

軽 ▶ 高

10A

CIC 312

Bluetooth +

目立ちにくい最小ワイヤレス。

軽 ▶ 高

312

適応聴力範囲

ITC R

Bluetooth +

耳あな型補聴器の最も標準的なサイズです。

軽 ▶ 重

充電

ITE R

Bluetooth +

耳のくぼみ全体にしっかり納まるタイプです。大きめで操作性も高く、扱いやすいサイズです。

軽 ▶ 重

充電

適応聴力範囲

耳あな型 カラーバリエーション

フェイスプレート (外側)

シェル (内側)

● ブラック

▶ ブラック

● ベージュ

▶ ベージュ

● ココアブラウン*

▶ レッド

● ダークブラウン*

▶ ブルー

▷ クリア

* ココアブラウンはCICのみ、ダークブラウンはIICのみ。

カラーバリエーションは37ページへ

電池の種類

充電 | 充電式

10A PR536 電池 (10A)

312 PR41 電池 (312)

13 PR48 電池 (13)

難聴の程度

軽 軽度難聴

中 中等度難聴

高 高度難聴

重 重度難聴

※ 機種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳かけ型

RIC / RIC R

Bluetooth +

レシーバー分離タイプの為、本体は小型で目立ちません。着け心地が軽やかで、より自然な「きこえ」になります。

軽 ▶ 高

312 or 充電

RIC AP

アブソリュートパワー

お客様の耳型に合わせたイヤモールドで埋込レシーバーを作製。パワー感を重視したRICです。

高 ▶ 重

312 or 充電

適応聴力範囲

BTE / BTE R

Bluetooth +

耳かけ型の一般的なタイプです。本体スイッチの操作性も良く、扱いやすいパワータイプです。

軽 ▶ 重

13 or 充電

適応聴力範囲

埋込式レシーバー 有料オプション

※ 埋込式カスタムレシーバー (AP: アブソリュートパワー含む) は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円 (非課税) の金額 (保証期間は補聴器に準じます) がかかります。
(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

耳かけ型 カラーバリエーション ※ 写真は RIC

① シャンパン

② ブロンズ

③ エスプレッソ

④ スターリング

⑤ スレート

⑥ ブラック

⑦ ホワイト&スターリング

カラーバリエーションは37ページへ

クラス別使用環境

5つのパフォーマンスクラス。
上位クラスの器種は、チャンネル数が多く、騒音抑制や会話強調など、
多彩な機能が搭載され、より賑やかな場所でも聴き取りやすくなります。

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。
よく訪れる場所はどこですか？
「誰と」「どんなシチュエーション」での会話が**楽しみ**ですか？

Bluetooth

スマホでカンタン、ハンズフリー通話*
ワイヤレスアクセサリ 対応 *iOSのみ対応

音楽専用計算式で
会話と音楽を同時に処理

オンデマンドAI調整
外出先での一時的な調整はエッジモード+にお任せください。

使用環境 クラス	チャンネル (調整バンドル数) 再現周波数	保証期間	自宅 テレビ	二人 での会話	食事	屋外	音楽・BGM	グループ での会話	レストラン	旅行 ショッピング	居酒屋 パーティー	車・電車	ライブ (観劇)	大きな集まり	掲載ページ
貴方のためだけの 特別な一台 エクスクルーシブ 2400	24ch 10kHz	3年													18 ページへ
上質な生活に 欠かせない プレミアム 2000	20ch 10kHz	3年													20 ページへ
もっと会話が 楽しめる スタンダード 1600	16ch 10kHz	2年													22 ページへ
基本性能を 備えた ベーシック 1200	12ch 8kHz	2年													24 ページへ
静かな環境で 安心 エコノミー 1000	10ch 8kHz	2年													26 ページへ

静か
2〜3人程度

にぎやか
〜5人程度

とてもにぎやか
〜10人程度

複雑に変化
聞き取りが難しい

テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。 > 13ページ

特に会議などではテーブルマイクでサポートできます。 > 13ページ

evolv^{AI} 2400

[エボルブ]



購入後の
安心保証期間 **3年**
紛失保証 **2年付**^{*1}



メンテナンス機器

充電式UV除菌乾燥機

延長保証

プラス1年延長保証

詳細は11ページをご覧ください。

Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト
ITC R

Bluetooth IP68^{*2} プッシュボタン標準

指向性標準
AP選択可
充電

● ブラック & ブラック

扱いやすさ & 安定感
ITE R

Bluetooth IP68^{*2} プッシュボタン標準

テレコイル選択可
指向性標準
AP選択可
充電

● ブラック & ブラック

電池交換式

小型ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth IP68^{*2} プッシュボタン選択可

● ブラック & ブラック

小型
CIC

T2^{*2} IP68

プッシュボタン選択可

● ブラック & ブラック

極小
IIC

T2^{*2} IP68

プッシュボタン選択可

● ブラック & ブラック

※T2リモートアプリ(プッシュボタンで音量、メモリー操作)対応
非ワイヤレスモデル:センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。

耳あな型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		ITC R	ITE R	CIC 312	CIC	IIC
セット価格	両耳	¥1,407,800		¥1,376,800		¥1,336,800
	片耳	¥715,800		¥694,800		¥674,800
補聴器	両耳	¥1,371,000		¥1,340,000		¥1,300,000
	片耳	¥691,000		¥670,000		¥650,000
あんしんメンテナンスパック				¥36,800		
				¥24,800		

※ CIC 312は非ワイヤレスモデルの場合、CIC、IICと同価格になります。

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

※1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

※2: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電
RIC R

Bluetooth IP68^{*2} シーズスイッチ

テレコイル
AP選択可(有料)^{*3}
CROS対応可
充電

● ホワイト & スターリング

機能一体耳かけ型充電
BTE R

Bluetooth IP68^{*2} プッシュボタン

テレコイル
充電

● ホワイト & スターリング

電池交換式

定番レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth IP68^{*2} シーズスイッチ

AP選択可(有料)^{*3}
CROS対応可

● ホワイト & スターリング

電池長持ち
BTE 13

Bluetooth IP68^{*2} シーズスイッチ

テレコイル
CROS対応可

● ホワイト & スターリング

パワー重視
BTE 13 Power Plus

Bluetooth IP68^{*2} シーズスイッチ

テレコイル

● ホワイト & スターリング

耳かけ型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
セット価格	両耳	¥1,387,800		¥1,336,800		
	片耳	¥705,800		¥674,800		
補聴器	両耳	¥1,351,000		¥1,300,000		
	片耳	¥681,000		¥650,000		
あんしんメンテナンスパック				¥36,800		
				¥24,800		

※ 耳かけ型充電器は、モニターポチャージャー(12,100円・税込)に変更可能です。(12ページをご参照ください)

※3: AP(アブソリュートパワー)含む埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)、302ADBZX00041000(耳あな型)

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト
ITC R

Bluetooth IP68*2 プッシュボタン標準

指向性標準
AP選択可
充電

ベージュ & ベージュ

扱いやすさ & 安定感
ITE R

Bluetooth IP68*2 プッシュボタン標準

テレコイル選択可
指向性標準
AP選択可
充電

ベージュ & ベージュ

電池交換式

小型ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth IP68*2 プッシュボタン選択可
312

ベージュ & ベージュ

小型
CIC

T2 IP68*2 プッシュボタン選択可
10A

ベージュ & ベージュ

極小
IIC

T2 IP68*2 プッシュボタン選択可
10A

ベージュ & ベージュ

※T2リモートアプリ(プッシュトーンで音量、メモリー操作)対応
非ワイヤレスモデル:センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。

耳あな型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		ITC R	ITE R	CIC 312	CIC	IIC
セット価格	両耳	¥927,800		¥896,800		¥856,800
	片耳	¥475,800		¥454,800		¥434,800
補聴器	両耳	¥891,000		¥860,000		¥820,000
	片耳	¥451,000		¥430,000		¥410,000
あんしんメンテナンスパック				¥36,800		¥24,800

※ CIC 312は非ワイヤレスモデルの場合、CIC、IICと同価格になります。

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電
RIC R

Bluetooth IP68*2 シーズスイッチ
テレコイル
AP選択可(有料)*3
CROS対応可
充電

スターリング

機能一体耳かけ型充電
BTE R

Bluetooth IP68*2 プッシュボタン
テレコイル
充電

スターリング

電池交換式

定番レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth IP68*2 シーズスイッチ
AP選択可(有料)*3
CROS対応可
312

スターリング

電池長持ち
BTE 13

Bluetooth IP68*2 シーズスイッチ
テレコイル
CROS対応可
13

スターリング

パワー重視
BTE 13 Power Plus

Bluetooth IP68*2 シーズスイッチ
テレコイル
CROS対応可
13

スターリング

耳かけ型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
セット価格	両耳	¥907,800		¥856,800		
	片耳	¥465,800		¥434,800		
補聴器	両耳	¥871,000		¥820,000		
	片耳	¥441,000		¥410,000		
あんしんメンテナンスパック				¥36,800		¥24,800

※ 耳かけ型充電器は、モニターポチャージャー(12,100円・税込)に変更可能です。(12ページをご参照ください)

*3: AP(アブソリュートパワー)含む埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)、302ADBZX00041000(耳あな型)

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト
ITC R

Bluetooth^{*2} IP68

プッシュボタン標準

指向性標準
AP選択可

充電

●● ブラック & ブルー/レッド

扱いやすさ & 安定感
ITE R

Bluetooth^{*2} IP68

プッシュボタン標準

テレコイル選択可
指向性標準
AP選択可

充電

●● ブラック & ブルー/レッド

電池交換式

小型ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth^{*2} IP68

プッシュボタン選択可

312

●● ブラック & ブルー/レッド

小型
CIC

T² IP68^{*2}

プッシュボタン選択可

10A

●● ブラック & ブルー/レッド

極小
IIC

T² IP68^{*2}

プッシュボタン選択可

10A

●● ブラック & ブルー/レッド

※T2リモートアプリ(プッシュボタンで音量、メモリー操作)対応
非ワイヤレスモデル:センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。

耳あな型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		ITC R	ITE R	CIC 312	CIC	IIC
セット価格	両耳	¥687,800	¥656,800	¥656,800	¥616,800	¥616,800
	片耳	¥355,800	¥334,800	¥334,800	¥314,800	¥314,800
補聴器	両耳	¥651,000	¥620,000	¥620,000	¥580,000	¥580,000
	片耳	¥331,000	¥310,000	¥310,000	¥290,000	¥290,000
あんしんメンテナンスパック				¥36,800	¥24,800	¥24,800

※ CIC 312は非ワイヤレスモデルの場合、CIC、IICと同価格になります。

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電
RIC R

Bluetooth^{*2} IP68

シーソースイッチ
テレコイル
AP選択可(有料)^{*3}
CROS対応可

充電

● シャンパン

機能一体耳かけ型充電
BTE R

Bluetooth^{*2} IP68

プッシュボタン
テレコイル

充電

● シャンパン

電池交換式

定番レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth^{*2} IP68

シーソースイッチ
AP選択可(有料)^{*3}
CROS対応可

312

● シャンパン

電池長持ち
BTE 13

Bluetooth^{*2} IP68

シーソースイッチ
テレコイル
CROS対応可

13

● シャンパン

パワー重視
BTE 13 Power Plus

Bluetooth^{*2} IP68

シーソースイッチ
テレコイル

13

● シャンパン

耳かけ型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
セット価格	両耳	¥667,800	¥616,800	¥616,800	¥616,800	¥616,800
	片耳	¥345,800	¥314,800	¥314,800	¥314,800	¥314,800
補聴器	両耳	¥631,000	¥580,000	¥580,000	¥580,000	¥580,000
	片耳	¥321,000	¥290,000	¥290,000	¥290,000	¥290,000
あんしんメンテナンスパック				¥36,800	¥24,800	¥24,800

※ 耳かけ型充電器は、モニターポチャージャー(12,100円・税込)に変更可能です。(12ページをご参照ください)

*3: AP(アブソリュートパワー)含む埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)、302ADBZX00041000(耳あな型)




メンテナンス機器

充電式UV除菌乾燥機

延長保証

プラス1年延長保証

詳細は11ページをご覧ください。



軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト
ITC R

Bluetooth IP68*1 プッシュボタン標準

指向性標準
AP選択可
充電

ページ & ブルー/レッド

扱いやすさ & 安定感
ITE R

Bluetooth IP68*1 プッシュボタン標準

テレコイル選択可
指向性標準
AP選択可
充電

ページ & ブルー/レッド

電池交換式

小型ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth IP68*1 プッシュボタン選択可
312

ページ & ブルー/レッド

小型
CIC

T2 IP68*1 プッシュボタン選択可
10A

ページ & ブルー/レッド

※T2リモートアプリ(プッシュトーンで音量、メモリー操作)対応
非ワイヤレスモデル:センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。

耳あな型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式	
		ITC R	ITE R	CIC 312	CIC
セット価格	両耳	¥527,800		¥496,800	¥456,800
	片耳	¥275,800		¥254,800	¥234,800
補聴器	両耳	¥491,000		¥460,000	¥420,000
	片耳	¥251,000		¥230,000	¥210,000
あんしんメンテナンスパック				¥36,800	¥24,800

※ CIC 312は非ワイヤレスモデルの場合、CIC、IICと同価格になります。

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R

Bluetooth IP68*1 シーソースイッチ
テレコイル
AP選択可(有料)*2
CROS対応可
充電

● エスプレッソ

機能一体耳かけ型充電
BTE R

Bluetooth IP68*1 プッシュボタン
テレコイル
充電

● エスプレッソ

電池交換式

定番レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth IP68*1 シーソースイッチ
AP選択可(有料)*2
CROS対応可
312

● エスプレッソ

電池長持ち
BTE 13

Bluetooth IP68*1 シーソースイッチ
テレコイル
CROS対応可
13

● エスプレッソ

パワー重視
BTE 13 Power Plus

Bluetooth IP68*1 シーソースイッチ
テレコイル
CROS対応可
13

● エスプレッソ

耳かけ型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
セット価格	両耳	¥507,800		¥456,800		
	片耳	¥265,800		¥234,800		
補聴器	両耳	¥471,000		¥420,000		
	片耳	¥241,000		¥210,000		
あんしんメンテナンスパック				¥36,800		
				¥24,800		

※ 耳かけ型充電器は、モニターポチャージャー(12,100円・税込)に変更可能です。(12ページをご参照ください)

*2: AP(アブソリュートパワー)含む埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)、302ADBZX00041000(耳あな型)



購入後の
安心保証期間 **2**年

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト

ITC R

● ブラック & クリア

Bluetooth

IP68^{*1}

プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電

扱いやすさ & 安定感

ITE R

● ブラック & クリア

Bluetooth

IP68^{*1}

プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電

電池交換式

小型ワイヤレス

CIC 312

● ブラック & クリア

Bluetooth

IP68^{*1}

プッシュボタン選択可

312

小型

CIC

● ブラック & クリア

T2^{*}

IP68^{*1}

プッシュボタン選択可

10A

※T2リモートアプリ(プッシュトーンで音量、メモリー操作)対応
非ワイヤレスモデル:センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。

耳あな型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式	
		ITC R	ITE R	CIC 312	CIC
セット価格	両耳	¥447,800		¥416,800	¥376,800
	片耳	¥235,800		¥214,800	¥194,800
補聴器	両耳	¥411,000		¥380,000	¥340,000
	片耳	¥211,000		¥190,000	¥170,000
あんしんメンテナンスパック				¥36,800	¥24,800

※ CIC 312は非ワイヤレスモデルの場合、CIC、IICと同価格になります。

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。

あんしん
メンテナンス
パック

補聴器購入時限定特別プラン

メンテナンス機器

充電式UV除菌乾燥機

延長保証

プラス1年延長保証

詳細は11ページをご覧ください。

軽度～重度難聴

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電

RIC R

● ブロンズ

Bluetooth

IP68^{*1}

シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*2}

充電

機能一体耳かけ型充電

BTE R

● ブロンズ

Bluetooth

IP68^{*1}

プッシュボタン

テレコイル

充電

電池交換式

定番レシーバー分離型

RIC 312

● ブロンズ

Bluetooth

IP68^{*1}

シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*2}

312

電池長持ち

BTE 13

● ブロンズ

Bluetooth

IP68^{*1}

シーソースイッチ

テレコイル

13

パワー重視

BTE 13 Power Plus

● ブロンズ

Bluetooth

IP68^{*1}

シーソースイッチ

テレコイル

13

耳かけ型		充電式 充電器11,000円(税込)付		電池交換式		
		RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
セット価格	両耳	¥427,800		¥376,800		
	片耳	¥225,800		¥194,800		
補聴器	両耳	¥391,000		¥340,000		
	片耳	¥201,000		¥170,000		
あんしんメンテナンスパック				¥36,800		
				¥24,800		


※耳かけ型充電器は、モニターポチャージャー(12,100円・税込)に変更可能です。(12ページをご参照ください)

*2: AP(アブソリュートパワー)含む埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)、302ADBZX00041000(耳あな型)

CROS 補聴システム RIC R | RIC 312 | BTE 13

CROSシステムは、聴力が良いほうの耳へ音を送るために特別に設計された製品です。聞こえない耳に装着されたクロス送信機のマイクから、反対側の耳に装着された補聴器にワイヤレスで音声を送信します。聴力が良いほうの耳で補聴器として使用するバイクロス送信機として構成することもできます。



- 特長**

カラー

- 2.4 GHz + NFMIテクノロジーを使用した、クリアで安定したワイヤレスストリーミング
 - CROS 補聴器で利用可能なテレコイル (RIC R・RIC 312・BTE13)
 - ワイヤレスアクセサリーの使用
 - 耳かけ型カラーバリエーション (37ページ) と同一

Evolv AI CROS補聴システム			
使用電池			
送信機	RIC R CROS	RIC 312 CROS	BTE 13 CROS
対象器種	RIC R (2400-1200)	RIC 312 (2400-1200)	BTE 13 (2400-1200)
保証期間	1年		
価格	110,000円 (税込)		

*1 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

※ 送信機は、Evolv AIの各対応器種との組み合わせでのみご利用できます。

※ 電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。

※ 1000 (エコミークラス) には対応しません。

※ 耳かけ型/パーツについては36ページをご参照ください。

※ CROS補聴システムは、ワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。RIC R CROSで連続使用14時間が目安となります。

スマートフォンとの連動性能



あなたの自由を叶えるアプリ体験

-  **きこえのカスタマイズ**
さまざまな状況で自分好みに微調整できます。

 **ワイヤレスアクセサリー**
アプリからワイヤレスアクセサリーを操作できます。

 **補聴器を探す**
補聴器を見失ってしまった時、捜し当てることができます。

 **もっと電話で話したい**
ハンズフリーで通話を楽しめます。

 **私だけの“きこえ”を自分でつくりたい**
あなただけのメモリープログラムを作成できます。場所を設定しておけば、その場所に着いた時に自動感知して音質を切り替えることができます。

 **運転モード**
自動車や電車などで移動すると、スマートフォンの位置情報と連動して「乗り物」メモリーに自動で切り替わります。

 **リモコン機能**
音楽やプログラムの変更など、手元で簡単に操作できます。



Thrive
Hearing Control
Starkey Laboratories

※ ご使用の前にお使いのiOSデバイス (iPhone, iPad, iPod touch等) のソフトウェアバージョンが最新 (iOS15以上) になっていることを確認してください。

※ アプリ詳細は www.starkeyjp.com/hearing-apps をご参照ください。

スライブ
thrive
アプリのダウンロード 無料

App Storeで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから「Thrive Hearing Control」をダウンロードできます。







対応スマートフォンに関する情報 ※ 制限がありますので事前にご確認ください。

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック

スマホカメラをかざしてタップ



対応・非対応の結果がアイコン表示されます。





OK
対応







NG
非対応

スマートフォンとの接続性の詳細については、右のQRコードもしくは、www.starkeyjp.com/hearing-aids/thrive-hearing/smartphone-compatibility をご参照ください。スターキーホームページ www.starkeyjp.com 「対応スマホ一覧」からもご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



クラス別 機能・保証比較表

分類	機 能	機 能 説 明
音 質 コ ア	チャンネル/バンド数	音の帯域を複数に分割することで、より自然なサウンドを再現します。
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上します。
	ハウリング抑制	定評のある独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放します。
	参照型OCL	音量感と共に自声の違和感を改善し、より自然な音質を届ける新しい圧縮型出力制限。
*1 両 耳 機 能	空間スピーチエンハンス	賑やかな場所で正面の話し相手との会話に集中できます。
	風の中でのことば	強い風の中でも、左右の補聴器が風の影響を少なくし、会話を聞き取りやすくします。
	音楽 (BGM) 強調	左右の補聴器の音質を連動させ、より自然にBGMを楽しめます。
	両耳受話	受話器を補聴器に近づけると両耳で話し相手の声を聞くことができます。
	ユーザーコントロール連動	片方の補聴器への操作で、左右両方の補聴器を同時に操作できます。
快 適	音楽専用処理	音楽を楽しむための独自の計算式で、ありのままの自然なサウンドを届けます。
	会話強調 UPDATE	独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にある雑音さえも抑制します。
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。
雑 音 抑 制	風切り音抑制 UPDATE	風切り音を効果的に抑制。屋外でも聞き取りやすくします。
	機械音抑制 UPDATE	ミキサーや掃除機など大きな定常的な音がある場合に抑制します。
	ソフト入力雑音抑制	冷蔵庫やエアコンの小さくわずらわしい音を抑えることで、言葉をより聞き易くします。
*2 指 向 性	空間認識指向性	耳が持つ自然な音の方向感を復元します。
	指向性モード	言葉の自然な聞き取りを向上するために、会話と雑音を選り分けます。
カ ス タ マ イ ズ	ハンドル数	フィッティング時に調整できる音域の細かさ。数字が大きいほど細かくできます。
	メモリープログラム数	PC調整で設定できる最大メモリー数 (標準、レストランなど)。
	ハンズフリー *1	iPhone11以降 (iOS15.1以降)をお使いの場合、通話時に補聴器のマイクで自声を拾います。
	オンライン調整 *1 *3	ご自宅に居ながら調整が可能なアプリでの遠隔調整機能。
*1 通 信 機 器	スマートフォン	スマートフォンと接続して通話、音楽ストリーミングができます。(詳細はP.29参照)
	ワイヤレスアクセサリー	ワイヤレスアクセサリーを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手が向上します。
	CROSシステム	CROS送信機のマイクで音を捉えて、反対側の補聴器に音声を届けます。
保 証	修理保証	無償にて修理対応を行います。 *4
	紛失・破損保証	紛失または過失による損傷にあった場合、無償にて再作・同等品交換します。

*1：非ワイヤレスモデルの場合、使用できません。
*2：IIC,CIC,CIC312には指向性は対応しません。
*3：一部の店舗ではご利用できない場合があります。
*4：取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合。充電器は対象外です。
※ 対応スマートフォンに関する情報をご確認ください。

2400		2000		1600		1200		1000	
耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ
24		20		16		12		10	
10KHz		10KHz		10KHz		8KHz		8KHz	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
—	★★★★ ^{*5}	—	★★★★ ^{*5}	—	★★ ^{*5}	—	—	—	—
★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★	—	—	—	—
★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★	—	—	—	—
—	○ ^{*5}	—	○ ^{*5}	—	○ ^{*5}	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○		○		○		—		—	
最大 22dB		最大 10dB		最大 8dB		最大 8dB		最大 8dB	
最大 15dB		最大 9dB		最大 6dB		最大 6dB		最大 6dB	
最大 32dB		最大 17dB		最大 9dB		最大 9dB		最大 9dB	
最大 22dB		最大 12dB		最大 7dB		最大 7dB		最大 7dB	
★★★★★		★★★		★★		★		★	
○		○		○		○		—	
追従型 24ch		追従型 20ch		追従型 16ch		追従型 12ch		固定型自動切替	
24		20		16		12		10	
4		4		4		4		4	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
—	○ ^{*5}	—	○ ^{*5}	—	○ ^{*5}	—	○ ^{*5}	—	—
3年		3年		2年		2年		2年	
2年 1回		2年 1回		1年 1回		— ^{*6}		— ^{*6}	

*5：RIC R / RIC 312 / BTE 13のみ対応します。
*6：耳あな型のみ納入後120日間の紛失・破損保証となります。
※ センサー & AIの機能比較は32ページをご参照ください。

クラス別 センサー&AI (ヘルサブル) 機能比較※

分類	機能	どのような機能？	どのような時に利用？
きこえ ヒアリングパフォーマンス	 エッジモード + UPDATE	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を調整してくれる 	いつ・どんな場所でも、聴き取りに我慢したくないときに
	 ボイスコマンド	タップしてつぶやくだけで補聴器を音声操作できる	時間をかけずに操作したい
	 タップコントロール	トントンするだけでストリーミングの開始と停止ができる 	
	 ボイスAI	利用すればするほど、AIが音声を学習する遠隔マイク(条件あり)*1	ささやき声を聞き逃したくないときに
	 マスクモード	マスク越しの声を聴き取りやすくする	病院やコンビニのレジでの会話など聞き逃したくないときに
	 自動オン/オフ	置きっぱなしにしても15分で自動的に省エネモード 	補聴器を放置してしまい放電してしまうとき
	 セルフチェック	補聴器の内部の状態をスマホが診断してくれる	突然聞こえなくなっても、どうしたらいいかはスマホでチェック
ヘルスケア 健康とウェルネス	 TeleHear オンライン調整 *2	補聴器をオンラインで調整できる	自宅に居ながら、補聴器のことを相談したい
	 身体の健康スコア	運動量を毎日ゲーム感覚で管理できる	心身ともに健康的な生活を送りたい
	 脳の健康スコア	脳の活性につながる行動を無理なく管理できる	
	 転倒通知 UPDATE	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信	万が一のときでも家族が安心できる
情報アシスタント AIアシスタント	 ヒアシェア UPDATE	離れた場所から補聴器の使用状況をモニタリング	家族が離れた場所にいてもあなたを見守ってくれる
	 電話を探す	スマートフォンを置いた場所を教える	家の中でスマートフォンが行方不明になったとき
	 リマインド通知 UPDATE	思い出したいことを、思い出したい時に補聴器が教えてくれる	薬の飲み忘れなど、もの忘れの防止に便利
	 文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる	会議で、講習会で、聞き逃したくない内容を文字で残す
	 音声翻訳	33種類の言語から聞きたい言葉をその場で翻訳	海外旅行や語学学習で慌てる必要なし

2400	2000	1600	1200	1000
	 *3	 *3	—	—
VC	VC	VC	—	—
				
	—	—	—	—
				—
				
				
				
				
				—
				
				—
			—	—
				
		—	—	—
	—	—	—	—

*1: iOS利用、両耳装着、250-500Hzで50dBHL以上の聴力レベルであることが動作条件です。

*2: TeleHear オンライン調整は一部の店舗ではご利用できない場合があります。

*3: Evolv AI 2000/1600はThriveアプリが必要です。

※ 非ワイヤレスモデル (IIC・CIC・CIC 312で選択可能) の場合、センサー & AI機能は利用できません。

 ... 補聴器単体で操作できる機能です
(2023年4月現在)

耳かけ型パーツ類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。



お客様の耳の形に合わせて作製する
特注の耳栓

カスタムイヤモールド

耳かけ型補聴器でも"最高のフィット"を実現します

オーダーメイド補聴器の世界的な先駆者スターキーが耳かけ型補聴器性能を担保
するため、一人ひとりの耳の形にあったイヤモールドをご提供します。

(納期など詳細は取扱店にご相談ください。)

ハード 10,000円(非課税)
ソフト 12,000円(非課税)

カラーバリエーション

※ RICはクリアのみ



耳かけ型カラーバリエーション

RICタイプ 全7色 (写真はRIC312)



BTEタイプ 全7色 (写真はBTE13)



耳あな型カラーバリエーション

器 種	フェイスプレートカラー (外側)	シェルカラー (内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ブラック、ダークブラウン、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック
CIC	ブラック、ココアブラウン、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック
CIC312	ブラック、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック
ITC R ITE R	ブラック、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック

スタイル		JIS				適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ	
		誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)					
			HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90					ピーク
耳あな型	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-46	軽～高	PR536 (10A)	70-75	18-26
	CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536 (10A)	65-75	
	CIC 312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41 (312)	96 *	
	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
	ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
	ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
	ITE R AP (アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
耳かけ型	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	100-110	19-27
	RIC 312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	90	
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24	
	RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	～ 24	
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	180	
	BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	～ 22	
	BTE 13 パワープラス	92	140	133	80	73	高～重	PR48 (13)	144	

●電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

*ワイヤレス機能非搭載モデルは112-136時間となります。

スターキー補聴器 あんしん保証制度

●テクノロジー	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
2400 エクスプレス 2000 プレミアム	紛失・破損保証 2年以内1回まで		3年間 無償保証			
1600 スタンダード	紛失・破損保証 1年以内1回まで	2年間 無償保証	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 20,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	
1200 ベーシック 1000 エコノミー	紛失・破損保証 120日以内 1回まで	2年間 無償保証				
上記クラス 以外	1年間 無償保証	積算修理（上限金額無し）				
●その他 *2 充電器 ワイヤレス アクセサリ	1年間 無償保証					

*1 オーダーメイド耳あな型のみ対応。期間内に保証を利用しなかった場合、121日～1年までは29,000円の特別価格にて対応できます。
*2 充電器・ワイヤレスアクセサリは同等品交換となります。

紛失・破損保証	紛失または過失による損傷にあった場合、1回のみ無償再作・同等品交換いたします。（紛失補聴器が見つかった場合、ご返却いただきます）		送付をお願いします	
	紛失の場合	過失による損傷の場合	遺失届	破損した補聴器
無償修理保証	お買い上げ日より、各保証期間内で発生する自然故障（取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障）に対する修理を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。			
有償修理	得々保証	お買い上げ日より、5年目までは期間中それぞれの上限金額を超える修理費用をいたしません。ただし、シェル再作費用は上限金額には含まれません。		
	積算修理	積算修理は得々保証の対象外となります。 積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。		
耳あな型 シェル再作	形状が作製対象の耳に適さない場合再作いたします。	お買い上げ日 ～ 1年以内 ※	1年～	
		無償 0円	+ 25,000円	

※ イヤーマールド (RIC埋込式レシーバー含む) は60日以内