

スタークリー補聴器あんしん保証制度



●テクノロジクラス	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
2400 エクスクルーシブ	紛失・破損保証 2年以内1回まで		3年間 無償保証			
2000 プレミアム						
1600 スタンダード	紛失・破損保証 1年以内1回まで	2年間 無償保証	得々保証	得々保証	得々保証	
1200 ベーシック	紛失・ 破損保証 *1 120日以内 1回まで	2年間 無償保証	充電池/ アンプ代込み 上限 20,000円	充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	
1000 エコノミー						
上記クラス 以外	1年間 無償保証		積算修理(上限金額無し)			
●その他 *2 充電器 ワイヤレス アクセサリー	1年間 無償保証					

*1 オーダーメイド耳あな型のみ対応。期間内に保証を利用しなかった場合、121日～1年までは29,000円の特別価格にて対応できます。

*2 充電器・ワイヤレスアクセサリーは同等品交換となります。

紛失・破損保証	紛失または過失による損傷にあった場合、1回のみ無償再作・同等品交換いたします。(紛失補聴器が見つかった場合、ご返却いただきます)	送付をお願いします
無償修理保証	お買い上げ日より、各保証期間内で発生する自然故障(取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障)に対する修理を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。	紛失の場合 過失による損傷の場合 過失届 破損した補聴器
有償修理	お買い上げ日より、5年目までは期間中それぞれの上限金額を超える修理費用をいただけません。 ただし、シェル再作費用は上限金額には含まれません。	得々保証
積算修理	積算修理は得々保証の対象外となります。積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。	積算修理
耳あな型 シェル再作	形状が作製対象の耳に適さない場合再作いたします。	お買い上げ日～1年以内※ 無償 0円 + 25,000円

※イヤモールド(RIC埋込式レシーバー含む)は60日以内

スタークリー・ジャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F

Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スタークリー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

ブログ公開中!



Hear better. Live better.

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

BROC00176-06-JJ-JP-JPYBR-176



2023年6月作成

スタークリー補聴器 総合カタログ



便利に簡単に
あなたの
健康的な生活を
サポート



Evolv AI
AIエクセレンス
アワード



Evolv AI
CESイノベーション
アワード



Evolv AI
reddot winner 2022
レッドドット
デザイン賞



Evolv AI
MUSEデザイン
プラチナアワード



Evolv AI
ヒアリングテクノロジー
イノベーターアワード金賞



Evolv AI
if DESIGN
AWARD
2022
アイフェザイン
アワード

Hear better. Live better.



"聴覚ヘルスケアカンパニー"スタークーについて

スタークーは、1967年にビル・オースティンによって設立されて以来、オーダーメイド補聴器の先駆者として、その革新的な発想、デザイン、確かな技術力で世界の補聴器市場をリードしています。

現在、5,000人を超える従業員を擁し、29拠点、100ヶ国以上に展開するグローバルカンパニーとなりました。

日本法人は1991年に設立。世界の補聴器トップメーカーの1つとして日本の皆様に、より人々が繋がれる「健康とウェルネスをリード」する製品とサービスをお届けする聴覚ヘルスケアカンパニーです。



国連初の聴覚ヘルスケア親善大使に任命された創業者ビル・オースティン(左)



ダライ・ラマ法王もスタークーに訪問



マザーテレサも
スタークー補聴器
を使用していた

Hear better.
Live better.



より良い「きこえ」、 より良いくらし

「きこえ」の健康は心と身体の健康、人生の幸福感に結びつくものと考えられています。

「きこえ」に不自由なく社会生活をおくことができれば、誰もが快適で健康的な、充実した人生だと感じることでしょう。

スタークーは“Hear better. Live better.=より良い「きこえ」より良いくらし”をコーポレートメッセージとして、聴覚ヘルスケアを通して人と人がよりつながれる世界の実現を目指しています。

補聴器・難聴と健康について
ブログを更新しています。

www.starkeyjp.com/blog

社会貢献活動 スタークーきこえの財団



スタークーの創業者、ビル・オースティンが設立したスタークーきこえの財団では、社会貢献活動の一環として、皆様のご不要になった補聴器を再生し、世界中の「きこえ」を必要としている人々に届けています。ご不要になった補聴器*(状態・メーカーを問いません)は、スタークー補聴器取扱い店にて、寄付を受け付けています。

より詳細な内容は
ホームページをご覧ください。

スタークーきこえの財団

検索



*アメリカ本社への発送に制限がある為、ポケット型・充電式は受け付けていません。
補聴器は電池を抜き、簡単な清掃をしてスタークー補聴器取扱い店にお渡しください。

So the World
May Hear.

目次

会社紹介	2	CROS補聴システム	42
スタークーきこえの財団	2	スマートフォンとの連動性能	43
あなたの「きこえ」をチェック	4	Model S	44
耳のしづみ	5	Livio1000a・Muse1200	45
補聴器の選び方	6	アクセサリー	46
両耳装用の効果	8	耳あな型	47
“はじめての補聴器”Q&A	9	カスタマイズオプション	47
製品形状ラインナップ	10	耳かけ型	48
おすすめ形状選択方法	12	パート類組み合わせ表	48
クラス別使用環境	14	カラーバリエーション	49
		性能一覧	50
		機能・保証比較表	52
		センサー&AI比較表	54

補聴器が必要? あなたの「きこえ」をチェック

ご家族と一緒にチェックしてみましょう。

最近、こんなことはありませんか？

1つでも該当する方は補聴器装用の検討が必要です。

ご家庭で



テレビやラジオの音量が大きくなってしまう。

会話をしている時、聞き返すことがよくある。

電話のベルや玄関のチャイムを聞き逃してしまう。

街で



騒がしい場所で、相手の声が聞き取りにくい。

病院や銀行で名前を呼ばれても気がつかないことがある。

職場で



電話で相手の声がよく聞き取れない。

会議や商談などで相手の言っていることがよく聞き取れない。

後ろから呼びかけられると気がつかないことがある。



あなたの「きこえ」はいかが？


動画で簡単チェック！
www.starkeyjp.com

専用冊子も
ご覧下さい



耳のしくみ

障がいがある部分によって難聴の性質が異なります。



“きこえ”的仕組み

▶ webサイト・動画でチェック！
www.starkeyjp.com



難聴の種類

感音難聴

聞こえにくいだけでなく音の強弱に対する感覚障害や言葉の聞き間違いなどが起こります。内耳以降の神経回路の障がいによって起こり、医学的治療は難しく、小さな音が聞き取りにくい・大きな音が響く・言葉が不明瞭などの症状が現れます。補聴器を正しく使えば効果が期待できます。

伝音難聴


鼓膜の損傷や中耳炎が代表的な原因として起こります。大部分は医学的治療によって聴力を回復させることができます。もし難聴が残っても補聴器を使用することで言葉の聞き取りは大きく改善されます。

混合性難聴

伝音・感音の両方に原因が生じた障がいです。補聴器の高度な処理やトレーニングを要します。

加齢による聴力の変化

聴力の衰えはどなたにも起こります。



※急激に変化を迎える60歳になる前に、定期的(年1回ほど)な聴力測定を習慣化されることで、早期の難聴対策ができます。

補聴器の選び方

補聴器は適切なフィッティングによって効果が発揮されます。
「きこえ」の専門家と一緒に、快適な補聴器ライフを目指しましょう。



STEP 1 スタッフに相談

専門スタッフが「きこえ」の悩みや希望を伺います。普段なかなか言い出せなかった不安や、「きこえ」に対するさまざまな疑問を率直にお話しください。ご家族からのご相談も承っています。



STEP 2 聴力測定

お客様に合った補聴器選びと調整のため、詳しい聴力測定を行います。



STEP 3 補聴器選び

実際に使用される環境をカウンセリングし、測定した聴力データや、ご予算に合わせて適切な器種をご本人やご家族の方と一緒に意見交換しあいながら選びます。



STEP 4 フィッティング（調整）

同じ補聴器の種類でも一人ひとりの調整は異なります。お客様ご自身の耳に補聴器を装用し、最適な状態になるように調整していきます。



STEP 5 試聴

まずは両耳で、次に片耳ずつ、また、室内だけでなく屋外でも言葉がどう聞こえるかお試しください。



試聴までの一連のステップが一順したら、再び“補聴器選び”や“フィッティング（調整）”のステップに戻り、試聴した補聴器が自分に合っているか専門スタッフと一緒にチェックしましょう。補聴器が大きな投資であることに疑う余地はありません。自分の身体の一部となる補聴器を大切に選びましょう。

両耳装用の効果

補聴器は両耳装用が効果的です。

なぜ、補聴器は片耳だけに装用するより、
両耳に装用することが良いとされるのでしょうか？



“聴覚の廃用性”を予防

身体のある部分を使うことを止めると

その部分が弱り、あるいは機能の萎縮が起こるのに長い時間はかかりません。

耳についても全く同じことが言えます。

最適な状態で聞こえていなかったり、両側の耳に常に聴覚刺激が入ってこないままにしていると、音を処理する聴覚機能そのものが時間の経過と共に徐々に弱まり、回復は益々難しくなってしまいます。

これを「聴覚の廃用性」と言います。

補聴器を両耳に装用することは、聴覚機能全体に、適切で一貫した刺激を与えることになり、この「聴覚の廃用性」の予防に役立ちます。

両耳装用のメリットとは

- 会話がより理解し易い
- 音の方向感が向上
- 音の区別がし易い
- 可聴範囲が拡大
- 音質の向上
- 補聴器満足度の向上



両耳装用の効果（動画解説）

www.starkeyjp.com/binaural-hearing

専用冊子も
ご覧下さい



“はじめての補聴器” Q & A

補聴器に関する代表的な質問について答えます。

Question & Answer

Q 補聴器と集音器はどう違うのですか？

A 補聴器は薬事法（現：医薬品医療機器等法）に定められた管理医療機器であるため、効果や安全性などについて一定の基準があります。しかし、集音器に関しては、このような規定はありません。また通常補聴器は、使用開始前に一人ひとりに合わせた適切なフィッティングがされます。

Q 補聴器は何年くらい使えますか？

A 補聴器の耐用年数は障害者総合支援法によると、5年が目安とされています。しかし、使用環境や保守の仕方によって大きく変化します。メンテナンスが悪ければ1年や2年で故障する場合もあります。毎日使う物ですから、日々のお手入れや定期的な点検がとても大切です。

Q クラスによって値段が異なるようですが、どのような違いがありますか？

A 一般的に高い補聴器の方が周囲の騒音を抑制したり、ご使用いただく方に合わせて細かい調整が可能です。しかし、高い補聴器が必ずしもあなたに合った補聴器とは限りません。生活環境により必要な性能も異なりますので、補聴器の専門スタッフにご相談ください。

Q 補聴器からの電磁波による身体への影響はありますか？

A 補聴器から放出される電磁波は微弱で、身体の健康に影響を与えるほど強くありません。補聴器とペースメーカーは併用できますが、もしも補聴器の使用により不具合が発生するような場合は主治医または医療機器の製造元にご相談ください。逆に、MRI・CT・レントゲンなどの機器は補聴器に影響を及ぼす為、使用時には補聴器を外してください。

Q 補聴器の購入後に聴力が低下しました。そのまま使用できますか？

A 聴力が変化しても、その時々の聴力を合わせて、調整しながら使うことはできます。以前より聞こえにくくなったと感じたら、補聴器の専門スタッフに相談してみましょう。ただし、購入された補聴器の能力を超えた聴力低下の場合は、その補聴器が使用できなくなることがあります。

より詳細なQ&Aを知りたい場合は
スタークリージャパンのホームページをご覧下さい。

www.starkeyjp.com/faq



おすすめ製品形状ラインナップ

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

耳あな型

対象
器種

Evolv AI | Livio Edge AI | Livio AI | Livio
Muse 1200

IIC

極小な部品を使用し、
外からほとんど見えません。
※採用された耳の形にて最小の
ものを製作します。

(軽) ▶ (高)



CIC

ミニサイズで耳の奥まで
入り、ほとんど目立ちません。

(軽) ▶ (高) 10A or 312

ITC

耳あな型補聴器の
最も標準的なサイズです。

(軽) ▶ (重) 312 or 充電

ITE

耳のくぼみ全体にしっかり納まる
タイプです。大きめで操作性
も高く、扱いやすいサイズです。

(軽) ▶ (重) 13 or 充電

耳あな型 カラーバリエーション



*1 ブラックは Muse 1200 は対応しません。

*2 ココアブラウン(CICのみ)、ダークブラウン(IICのみ)。

電池の種類

充電式

10A PR536電池
(10A)

312 PR41電池
(312)

13 PR48電池
(13)

難聴の程度

軽

軽度難聴

中

中等度難聴

高

高度難聴

重

重度難聴

※ 器種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳かけ型

対象
器種


Evolv AI | Livio Edge AI | Livio AI | Livio
Livio 1000a | Model S

RIC

レシーバー分離タイプの為、
本体は小型で目立ちません。
着け心地が軽やかで、より自然
なきこえになります。

(軽) ▶ (高) 312 or 充電

適応聴力範囲




RIC AP

お客様の耳型に合わせたイヤ
モールドで埋込レシーバーを
作製。パワー感を重視した
RICです。

(高) ▶ (重) 312 or 充電

適応聴力範囲




※ 埋込式カスタムレシーバー(AP: アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、
耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。
(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

BTE

耳かけ型の一般的なタイプで
す。本体スイッチの操作性も
良く、扱いやすいパワータイ
プです。

(軽) ▶ (重) 13 or 充電

適応聴力範囲



耳かけ型 カラーバリエーション

※ 写真は RIC。その他の器種のカラーバリエーションは49ページへ。



1 : Livio 1000a は ②プロンズ・⑦ホワイト&スター^{}は対応しません。

2 : Model S は ②プロンズ・⑥ブラック・⑦ホワイト&スター^{}は対応しません。

おすすめ形状選択方法

「5つの質問への回答」、「あなたの優先順位」で、形状選択してみましょう。

質問	回答	あなたの優先順位	スターキーからのアドバイス	耳あな型					耳かけ型		
				電池交換式			充電式		充電式	電池交換式	
				IIC	CIC	CIC 312	ITC	ITE	RIC	BTE	BTE P+
マスクやメガネをする機会が多くありますか？	よく使用する	マスクの邪魔にならない	メガネやマスクなど、耳に掛けるものが多くなる場合は、耳あな型をおススメします。								
補聴器の装用を難しいと感じますか？	難しいと思う	簡単装用	耳に掛けるタイプの耳かけ型、RIC補聴器は、耳に掛けてから耳の中に耳栓を挿入するので、耳あな型の方が簡単です。								
補聴器の電池の交換を難しいと感じますか？	難しいと思う	電池不要の充電タイプ	電池には裏表に+極、-極の向きがあります。小さなサイズの補聴器は電池サイズも小さくなります。充電式の場合は置くだけで、磁石でピタッと充電できます。								
スマートフォンとの接続は必要ですか？	必要	スマホ操作	エボルブシリーズは、耳あな型IIC以外の全ての器種で接続可能です。 スマホの接続性 QRで簡単チェック								
目立たない(小さい)補聴器をご希望ですか？	希望	小さく目立たない	小さいものならば、耳あな型IICが最も小さくできます。RICも装用すると意外に目立ちません。								
EvolvAI シリーズ				*							
Livio シリーズ				—							

* : IICは1200・1000クラスでは作成できません。

クラス別使用環境

5つのパフォーマンスクラス。

上位クラスの器種は、チャンネル数が多く、騒音抑制や会話強調など、多彩な機能が搭載され、より賑やかな場所でも聞き取りやすくなります。

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。

よく訪れる場所はどこですか？

「誰と」「どんなシチュエーション」での会話が楽しみですか？

使用環境 クラス	チャンネル (調整ハンドル数) 再現周波数	保証期間	音楽専用計算式で 会話と音楽を同時に処理					オンデマンドAI調整 (LivioシリーズはLivio Edge AIのみ対応) 外出先での一時的な調整はエッジモードにお任せください。						掲載ページ	
			自宅 テレビ	二人 での会話	食事	屋外	音楽・BGM	グループ での会話	レストラン	旅行 ショッピング	居酒屋 パーティー	車・電車	ライブ (観劇)	大きな集まり	
貴方のためだけの 特別な一台 エクスクルーシブ 2400	24ch 10kHz	3年													Evolio AI シリーズ 22-23 ページへ
上質な生活に 欠かせない プレミアム 2000	20ch 10kHz	3年													Evolio AI シリーズ 24-25 ページへ
もっと会話が 楽しめる スタンダード 1600	16ch 10kHz	2年													Evolio AI シリーズ 26-27 ページへ
基本性能を 備えた ベーシック 1200	12ch 8kHz	2年													Evolio AI シリーズ 28-29 ページへ
静かな環境で 安心 エコノミー 1000	10ch 8kHz	2年													Evolio AI シリーズ 30-31 ページへ
静か 2~3人程度	にぎやか ~5人程度	とてもにぎやか ~10人程度	複雑に変化 聞き取りが難しい												
テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。> 41ページ								特に会議などではテーブルマイクでサポートできます。> 41ページ							

新しい聴こえの幕開け

ストレスフリー補聴器

evolv^{AI}
[エボルブ]



マスク生活での
コミュニケーションのストレス
感じていませんか？



ソーシャル
ディスタンス



マスク



口元が
見えない

マスクの邪魔にならない
第2世代
充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器 >20ページ

誰もがストレスフリーな
コミュニケーションの為に

風切音抑制
機械音抑制
全クラス
2dB強化



マスクが音声理解に悪影響を与えてる事から、
全クラス2dB強化。

会話強調機能 UPDATE

耳あな型・耳かけ型
対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000

器種\テクノロジークラス	2400	2000	1600	1200	1000
Evolv AI 2dB強化	最大 22	最大 10	最大 8	最大 8	最大 8
Livioシリーズ	最大 20	最大 8	最大 6	最大 6	最大 6

Evolv AIなら
Livio 2000クラス
と同様の
会話強調機能

(単位: dB)

補聴器は新時代へ

AI
人工知能が音を 分析
(環境適応)

自動調整

STARKEY SOUND™
スターキーサウンド



新時代に必要なストレスフリー

1 より疲れないきこえ

最先端技術エッジAIがさらに
パワーアップ

> 18ページ

2 選べるラインアップ

マスク対応はもちろん、見た目
やパワフルさを重視した
追加ラインアップ

> 20ページ


3 つながる3つの安心

補聴器専門スタッフ、ご家族と
つながる安心

> 21ページ

より疲れないきこえ

より良い「きこえ」は補聴器ではなく、あなたが主役。



補聴器に
求められている
こととは?




自然で豊かな音



大きい音 ×



音の方向感



背景雑音 ×

(MakeTrak10/HIA2019より)

「きこえ = 一人ひとりの感覚」への対応

欲しい時に欲しい調整。だから、ストレスフリー。

「今、その瞬間に調整できるから」より疲れない！



 エッジモード^{プラス}

UPDATE どこにいても快適なオンデマンドAI調整

 学習済AIの調整パターン UPDATE

+ プラス : 72兆パターン追加

対応 グラス 2400 2000 * 1600 *

* Evolv AI 2000/1600はThriveアプリが必要です。

**補聴器やスマートフォンを
"簡単ワンタッチ" 瞬間調整**

まるで、ベテラン調整スタッフが補聴器の中に
居るかのようにその場で瞬間調整します。

ワンタッチ操作



ダブルタップ or プッシュボタン操作

オンデマンドAI 瞬間調整

センサー & AIが
操作前10-15秒間の
音響環境を分析

学習済合計85兆パターンから
AIがいま必要な調整を
予測してお届け

「欲しい時に自分で操作できるから」より疲れない！



「調整コミュニケーションで」より疲れない！

専門調整スタッフにも難しい、
聴覚=感覚のコミュニケーションをエッジモード+が解決します。

✓ 調整に通う頻度を減らせます。

お客様が
求めていいる音は.....

どう調整しようかな.....

✓ 難しい音響環境の説明も不要です。

あの時.....あの場所.....

聞き取りづらかった感覚.....

どう伝えたらいいかな.....

エッジモード+は
「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」全てでユーザーから好まれました。

■ エッジモード+ ■ 初期調整 ■ どちらも変わらない



騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果
*出典:Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-ST

選べる ラインアップ

お客様の意見から
"充電式耳あな型"が
さらに進化、第2世代へ



装用感が高まる
耳がつまつた感じを
より軽減



世界最小サイズの
ワイヤレス耳あな型補聴器



STYLE

20 * IICは1600以上で選択できます。

スタークリーの匠の技(クラフトマンシップ)が
可能にした豊富なラインアップ

対応 クラス 2400 2000 1600 1200 1000



高出力な
パワフルタイプ

つながる安心

ご家族やお店のスタッフと
"つながる安心で" 生活はより豊かに

安心 1 オンライン遠隔調整で
つながる



補聴器ユーザー 補聴器専門スタッフ



UPDATE
Cloud Telehear™ (テレヒア) オンライン調整*

対応 クラス 2400 2000 1600 1200 1000

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます




● ユーザー本人用 Thriveアプリの詳細は43ページ、54-55ページをご参照ください。

安心 2 万一の時に
つながる



補聴器ユーザー ご家族



UPDATE

! 転倒通知 全クラス搭載

対応 クラス 2400 2000 1600 1200 1000

ユーザー本人用 アプリ 無料



ダウンロード

* iOS15以上、
Android OS 7.0以上
の対応スマホで
ご利用できます。



安心 3 リアルタイムに家族と
つながる



離れて生活していても、ユーザーの
心身の健康状態を確認できます。

UPDATE
Hear Share (ヒアシェア)

対応 クラス 2400 2000 1600 1200

家族用 アプリ 無料



ダウンロード

* iOS12以上、
Android OS 6.0以上
でご利用できます。



* 一部の店舗ではご利用できない場合があります。

1 Centers for Disease Control and Prevention [2014]. Stay independent: prevent falls. Retrieved from: https://www.cdc.gov/steady/pdf/STEADY_OlderAdultfactSheet-a.pdf

● ノワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC 312で選択可能)の場合、本ページの機能は利用できません。



充電式



電池交換式

スター・キー エボルブ エーアイ | エクスクリーシブ
evo|v^{AI} 2400 ★★★★★

購入後の
安心保証期間 3年
紛失保証 2年付^{*1}

耳あな型

カラーバリエーションは 49 ページ



両耳 1,360,000円

片耳 680,000円



耳あな型専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込)

● 充電器については40ページをご覧ください。



両耳 1,340,000円

片耳 670,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合:
片耳 650,000円 / 両耳 1,300,000円



両耳 1,300,000円

片耳 650,000円

※ 非ワイヤレスモデル: センサー & AI 機能 (54 ページ) は利用できません。
※ T2 リモート対応

充電式

電池交換式



両耳間通信

両耳で装用することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと
直接接続できます。

Made for
iPhone | iPad | iPodGET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

エボルブ エーアイ シリーズ

製品ラインアップ

耳かけ型

カラーバリエーションは 49 ページ

充電式



両耳 1,340,000円

片耳 670,000円

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込)

or 12,100円(税込)

耳かけ型専用充電器
ミニターボチャージャー

12,100円(税込)

※ 充電器はチャージャーケース、ミニターボチャージャーから選択することができます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

電池交換式



電池長持ち



両耳 1,300,000円
片耳 650,000円



電池交換式

*3 : 埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)
の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

● 補聴器は両耳装用をおおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | プレミアム

evolv^{AI} 2000
[エボルブ]購入後の
安心保証期間 3年紛失保証 2年付^{*1}

耳あな型

カラーバリエーションは 49 ページ

コンパクト
ITC R

Bluetooth®



[プッシュボタン標準]

指向性標準
AP選択可

両耳 880,000円

片耳 440,000円

扱いやすさ&安定感
ITE R

Bluetooth®



[プッシュボタン標準]

[テレコイル選択可]

指向性標準
AP選択可指向性標準
AP選択可耳あな型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込)

充電式

両耳 880,000円



片耳 440,000円


● 充電器については40ページをご覧ください。

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth®



[プッシュボタン選択可]

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312

両耳 860,000円

片耳 430,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 410,000円 / 両耳 820,000円


電池交換式

ほとんど目立たない
CIC

Bluetooth®



[プッシュボタン選択可]



10A

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(54ページ)は利用できません。

※ T2リモート対応

極小サイズ
IIC

両耳 820,000円

片耳 410,000円



10A



両耳間通信

両耳で装用することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと
直接接続できます。Made for
iPhone | iPad | iPodGET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

エボルブ エーアイ シリーズ

製品ラインアップ

耳かけ型

カラーバリエーションは 49 ページ

定番充電スタイル
RIC R

Bluetooth®



[シーソースイッチ]

[テレコイル]

AP選択可(有料)^{*3}

CROS 対応可

スターリング

埋込式
レシーバー

[有料オプション]

充電¹機能一体耳かけ型充電
BTE R

Bluetooth®



[プッシュボタン]

[テレコイル]

スターリング

耳かけ型専用充電器
ミニターボチャージャー

12,100円(税込)

両耳 860,000円

片耳 430,000円

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込) or

※ 充電器はチャージャーケース、ミニターボチャージャーから選択することができます。
● 充電器については40ページをご覧ください。一般的レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth®



[シーソースイッチ]

スターリング

埋込式
レシーバー

[有料オプション]

CROS 対応可

312

両耳 820,000円

片耳 410,000円

電池長持ち
BTE 13

Bluetooth®



[シーソースイッチ]

[テレコイル]

スターリング

CROS 対応可

13

パワー重視
BTE 13

Power Plus



[シーソースイッチ]

[テレコイル]

スターリング

13

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型/バッテリについて47-48ページをご参考ください。

*1:期間中1回まで無償にて同商品の提供または修理対応します。

*2:国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*3:埋込式カスタムレシーバー(AP:アソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参考ください)。

●補聴器は両耳装用をおすすめします。●補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | スタンダード

evolv AI 1600
[エボルブ]購入後の
安心保証期間 2年紛失保証 1年付^{*1}

耳あな型

カラーバリエーションは 49 ページ

コンパクト
ITC R

Bluetooth®

扱いやすさ&安定感
ITE R

Bluetooth®



両耳

640,000円

耳あな型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込)

充電¹

片耳

320,000円

充電¹

● 充電器については40ページをご覧ください。

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth®



ブラック & ブルー / レッド

ブラック & ブルー / レッド

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

両耳 620,000円

片耳 310,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 290,000円 / 両耳 580,000円ほとんど目立たない
CIC

Bluetooth®



ブラック & ブルー / レッド

ブラック & ブルー / レッド



※ 非ワイヤレスモデル：センサー & AI 機能 (54 ページ) は利用できません。

※ T2 リモート対応

両耳 580,000円

片耳 290,000円

電池交換式



両耳間通信

両耳で装用することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと
直接接続できます。Made for
iPhone | iPad | iPodGET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

エボルブ エーアイ シリーズ

製品ラインアップ

耳かけ型

カラーバリエーションは 49 ページ

定番充電スタイル
RIC R

Bluetooth®

機能一体耳かけ型充電
BTE R


Bluetooth®



充電式

両耳 620,000円

片耳 310,000円

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込)

12,100円(税込)



※ 充電器はチャージャーケース、ミニターボチャージャーから選択することができます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

一般的レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth®



電池交換式

両耳 580,000円

片耳 290,000円

AP選択可(有料)^{*3}電池長持ち
BTE 13

Bluetooth®



片耳 13

CROS 対応可

パワー重視
BTE 13 Power Plus

Bluetooth®



片耳 13

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型/パートについては47-48ページをご参考ください。

*1: 期間中1回まで無償にて同商品の提供または修理対応します。

*2: 國際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*3: 埋込式カスタムレシーバー(AP:アソリュート/パワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)
の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参考ください。)

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | ベーシック

evolv AI 1200

[エボルブ]

購入後の
安心保証期間 2年

耳あな型

カラーバリエーションは 49 ページ

コンパクト
ITC R

Bluetooth®



[プッシュボタン標準]



ベージュ & ブルー / レッド

指向性標準
AP選択可

両耳 480,000円

片耳 240,000円

扱いやすさ & 安定感
ITE R

Bluetooth®



[プッシュボタン標準]



ベージュ & ブルー / レッド

耳あな型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込)

充電式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth®



[プッシュボタン選択可]



ベージュ & ブルー / レッド



両耳 460,000円

片耳 230,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 210,000円 / 両耳 420,000円

電池交換式

ほとんど目立たない
CIC

[プッシュボタン選択可]



ベージュ & ブルー / レッド



両耳 420,000円

片耳 210,000円

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型/パートについては47-48ページをご参照ください。

*1: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。



両耳間通信

両耳で装用することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと
直接接続できます。Made for
iPhone | iPad | iPodGET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

エボルブ エーアイ シリーズ

製品ラインアップ

耳かけ型

カラーバリエーションは 49 ページ

定番充電スタイル
RIC R

Bluetooth®

[シーソースイッチ]
[テレコイル]
[AP選択可(有料)]
埋込式
レシーバー
有料オプション

エスプレッソ

機能一体耳かけ型充電
BTE R

Bluetooth®

[プッシュボタン]
[テレコイル]

エスプレッソ

両耳 460,000円

片耳 230,000円

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込)

or 12,100円(税込)

※ 充電器はチャージャーケース、ミニターボチャージャーから選択することができます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

一般的レシーバー分離型
RIC 312

Bluetooth®

[シーソースイッチ]
[AP選択可(有料)]
埋込式
レシーバー
有料オプション

エスプレッソ

両耳 420,000円

片耳 210,000円

電池長持ち
BTE 13

Bluetooth®

[シーソースイッチ]
[テレコイル]
CROS 対応可

エスプレッソ

パワーリー
BTE 13 Power Plus

Bluetooth®

[シーソースイッチ]
[テレコイル]

エスプレッソ

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP: アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)
の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参考ください。)

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号 : 231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号 : 302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | エコノミー

evolv^{AI} 1000
[エボルブ]購入後の
安心保証期間 2年

耳あな型

カラーバリエーションは 49 ページ



両耳	400,000円
片耳	200,000円

耳あな型専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込)

両耳	380,000円
片耳	190,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合:
片耳 170,000円 / 両耳 340,000円

両耳	340,000円
片耳	170,000円

※ 非ワイヤレスモデル: センサー & AI機能 (54 ページ) は利用できません。
※ T2リモート対応

充電式

電池交換式



両耳間通信

両耳で装用することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと
直接接続できます。Made for
iPhone | iPad | iPodGET ON
Google Play

NEW 最新モデル


軽度～重度難聴

耳かけ型

カラーバリエーションは 49 ページ



両耳	380,000円
片耳	190,000円

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or 12,100円(税込)※ 充電器はチャージャーケース、ミニターボチャージャーから選択することができます。
● 充電器については40ページをご覧ください。

両耳	340,000円
片耳	170,000円

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP: アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)
の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参考ください。)

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000(耳あな型)

エボルブ エーアイ シリーズ
製品ラインアップ

世界初の 充電式 ワイヤレス 耳あな型補聴器

全価格帯
対応

耳あな型補聴器とは、人それぞれの耳（外耳道）の形に合わせてカスタマイズして、快適かつ安全に作製される補聴器です。新登場のブラックカラーにより、従来の耳あな型補聴器の外見と異なり最新のワイヤレスヘッドフォンのように洗練されました。



耳あな型補聴器の歴史にはいつもスタークー。



1973

90日間の試聴期間、1年間の無償修理保証付のオーダーメイド補聴器「CE-1」を発売



1975

指向性カスタム (ITE) 補聴器を発表



1983

ロナルド・レーガン大統領がスタークー製イントラ補聴器（現ITC）を使用



1992

完全に耳あなに収まる補聴器ティンパネット（CIC）を発表



2010

見えない（IIC）補聴器「オトレンズ」が登場



2020


充電式ワイヤレス耳あな型補聴器が登場

シェルサイズの目安

内部充電池ユニット
サイズの目安

採寸
ゲージ

縦/横
15mm



内部ユニットが
耳のくぼみに
収まる場合
ITC R



内部ユニットが
耳のくぼみに
収まらない場合
ITE R



耳あな型専用リチウムイオン充電器



誰にでも簡単な吸着充電。
左右も向きも関係なく簡単に充電できます。

充電時間とバッテリー寿命*

朝から晩まで、
一日中安心して
ご使用できます。

接続時間



2.0
時間



4.5
時間



9.4
時間



23
時間

* 補聴器の調整や使用状況により異なります。

Livio Edge AI
ヒアリングテクノロジー
イノベーターアワード
金賞受賞





スター・キー リビオシリーズ 耳あな型

livio Edge^{AI}
[リビオ エッジ エーアイ]livio AI
[リビオ エーアイ]livio
[リビオ]

コンパクト

ITC R



● ブラック&ブラック

[プッシュボタン標準]

指向性標準

AP選択可



扱いやすさ&安定感

ITE R



● ブラック&ブラック

[プッシュボタン標準]

[テレコイル選択可]

指向性標準

AP選択可

エクスクルーシブ
★★★★★プレミアム
★★★スタンダード
★★ベーシック
★☆エコノミー
★

Edge AI

AI 2000

AI 1600

AI 1200

AI 1000

両耳

片耳

+
充電器耳あな型 専用充電器
チャージャーケースパッテリー非搭載
11,000円(税込)

2400

2000

1600

1200

1000

両耳

片耳

+
充電器耳あな型 専用充電器
チャージャーケースパッテリー非搭載
11,000円(税込)

購入後の安心保証期間

3年

3年

2年

2年

2年

CROSシステム

—

—

—

—

—

センサー & AI機能

アイコンの詳細は54ページ

きこえ



VC

※



VC

※



VC

※




VC

※

ヘルスケア



情報アシスタント



* Livio2400でも利用できます。

* Livio2000でも利用できます。

* Livio1600でも利用できます。 * Livio1200でも利用できます。 * Livio1000でも利用できます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

*1: 国際保護等級IP57取得。完全防水とは異なります。


※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)47ページをご参照ください。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)

カラーバリエーションは49ページ

Made for iPhone | iPad | iPod GET IT ON Google Play



軽度～重度難聴

リビオシリーズ

製品ラインアップ



充電式

スター・キー リビオシリーズ 耳かけ型

livio Edge AI
[リビオ エッジ エーアイ]

livio AI
[リビオ エーアイ]

livio
[リビオ]



両耳間通信

両耳で装用することでさらに快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと直接接続できます。



Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

軽度～重度難聴

リビオシリーズ

製品ラインアップ



定番充電スタイル


RIC R



ホワイト&スターリング



*²埋込式
レシーバー
有料オプション



シーソースイッチ
テレコイル
AP選択可(有料)
CROS対応可



機能一体耳かけ型充電

BTE R



ホワイト&スターリング



*²埋込式
レシーバー
有料オプション



シーソースイッチ
テレコイル
AP選択可(有料)
CROS対応可



エクスクルーシブ
★★★★★

プレミアム
★★★

スタンダード
★★

ベーシック
★☆

エコノミー
★

Edge AI

AI 2000

AI 1600

AI 1200

AI 1000

センサー&AI	両耳	1,320,000円	840,000円	600,000円	400,000円	320,000円
	片耳	660,000円	420,000円	300,000円	200,000円	160,000円
	+ 充電器	耳かけ型専用充電器 チャージャーケース 11,000円(税込)	バッテリー非搭載 11,000円(税込)	or	耳かけ型専用充電器 ミニターボチャージャー 12,100円(税込)	

2400

2000

1600

1200

1000

両耳	1,180,000円	780,000円	560,000円	380,000円	300,000円
片耳	590,000円	390,000円	280,000円	190,000円	150,000円

+
充電器

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース
11,000円(税込)

or

耳かけ型専用充電器
ミニターボチャージャー
12,100円(税込)

購入後の安心保証期間

3年

3年

2年

2年

2年

CROSシステム(RIC Rのみ対応)



—


きこえ




センサー&AI機能

アイコンの詳細は54ページ

ヘルスケア



情報アシスタント



* Livio2400でも利用できます。

* Livio2000でも利用できます。

* Livio1600でも利用できます。 * Livio1200でも利用できます。 * Livio1000でも利用できます。

* 充電器はチャージャーケース、ミニターボチャージャーから選択することができます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

*1: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP: アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

* 耳かけ型パートについては48ページをご参照ください。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

カラーバリエーションは49ページ



スター・キー リビオシリーズ 耳かけ型

livio Edge AI
[リビオ エッジ エーアイ]livio AI
[リビオ エーアイ]livio
[リビオ]

両耳間通信

両耳で装用することでさらに快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと直接接続できます。



Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

軽度～重度難聴



一般的レシーバー分離型
RIC 312
IP58

ホワイト&スターリング
埋込式レシーバー有料オプション
シースイッチ
AP選択可(有料)^{*2}
CROS対応可
312



電池長持ち
BTE 13
IP68

ホワイト&スターリング
シースイッチ
テレコイル
CROS対応可
13

エクスクルーシブ
★★★★★プレミアム
★★★スタンダード
★★ベーシック
★☆エコノミー
★

Edge AI

AI 2000

AI 1600

AI 1200

AI 1000

センサー & AI	両耳	1,240,000円	760,000円	520,000円	380,000円	300,000円	
	片耳	620,000円	380,000円	260,000円	190,000円	150,000円	
		2400	2000	1600	1200	1000	
	両耳	1,100,000円	700,000円	480,000円	360,000円	280,000円	
	片耳	550,000円	350,000円	240,000円	180,000円	140,000円	
購入後の安心保証期間		3年	3年	2年	2年	2年	
CROSシステム		○	○	○	○	—	
きこえ		音量調節 電池残量 Bluetooth接続 VC接続 音楽再生	音量調節 電池残量 Bluetooth接続 VC接続 音楽再生	音量調節 電池残量 Bluetooth接続 VC接続 音楽再生	音量調節 電池残量 Bluetooth接続 VC接続 音楽再生	音量調節 電池残量 Bluetooth接続 VC接続 音楽再生	音量調節 電池残量 Bluetooth接続 VC接続 音楽再生
ヘルスケア		歩数計 心拍数 血中酸素濃度 睡眠モニタリング	歩数計 心拍数 血中酸素濃度 睡眠モニタリング	歩数計 心拍数 血中酸素濃度 睡眠モニタリング	歩数計 心拍数 血中酸素濃度 睡眠モニタリング	歩数計 心拍数 血中酸素濃度 睡眠モニタリング	
情報アシスタント		音楽再生 音楽再生 音楽再生 音楽再生	音楽再生 音楽再生 音楽再生 音楽再生	音楽再生 音楽再生 音楽再生 音楽再生	音楽再生 音楽再生 音楽再生 音楽再生	音楽再生 音楽再生 音楽再生 音楽再生	

* Livio2400でも利用できます。

* Livio2000でも利用できます。

* Livio1600でも利用できます。 * Livio1200でも利用できます。 * Livio1000でも利用できます。

センサー & AI機能

アイコンの詳細は54ページ

*1: 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP: アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

※ 耳かけ型バージョンについては48ページをご参照ください。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。
管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

カラーバリエーションは49ページ

簡単・便利な スターキーのアクセサリー

聴き取りが難しい状況で

「きこえ」をサポートするワイヤレスアクセサリー。

補聴器をもっと簡単にもっと便利にお使いいただけます。

充電器

チャージャーケース

バッテリー非搭載

耳あな型用・耳かけ型用

11,000円(税込)

保証期間1年

保存ケースにもなる充電器

背面からケーブルで給電すると、前面のLEDランプで補聴器の充電状態をお知らせ、充電器から取り外すと補聴器に自動的に電源が入ります。



耳あな型用

ITC R
ITE R

耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R
BTE R

ミニターボチャージャー

バッテリー搭載

12,100円(税込)

保証期間1年

3泊4日の旅行でも安心

持ち運びに便利なポケットサイズの小型充電器です。フル充電のミニターボチャージャーで2台の補聴器を4回分充電できます。



7分
急速充電で
3.5時間
使用可能

定期的な充電を心がけてください。

ほこり対策のスリーブ付

耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R
BTE R

テーブルマイク

57,200円(税込)

保証期間1年

会議やディスカッションに参加

マスク、ビニール越しの会話や会議、グループ会話をより楽しむみたい方におすすめ。

8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。

付属品：専用アナログ入力ケーブル、モニターイヤホン



Bluetooth®



TVストリーマー

35,200円(税込)

保証期間1年

周りと同じ音量でテレビを楽しめる

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



Bluetooth®



リモートマイク+

40,700円(税込)

保証期間1年

習い事や教室で、話し手が遠い場所で

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力の4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聞きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。

スマートフォンと接続してハンズフリー通話ができます



Bluetooth®

最大20メートル(外部マイク)

※別売オーディオ入力ケーブルでアナログ入力もサポート

1,320円(税込)

ミニマイク

23,100円(税込)

保証期間1年

聴きたい人の声を楽に聞く

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作性の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



Bluetooth®

最大20メートル(外部マイク)

Thriveリモコン

23,100円(税込)

保証期間1年

手元でカンタン調整

メモリーと音量の変更、補聴器のミュート、その他の機能のオン/オフを切り替えることができます。




Bluetooth®



CROS補聴システム RIC R | RIC 312 | BTE 13

CROSシステムは、聴力が良いほうの耳へ音を送るために特別に設計された製品です。聞こえない耳に装着されたクロス送信機のマイクから、反対側の耳に装着された補聴器にワイヤレスで音声を送信します。聴力が良いほうの耳で補聴器として使用するバイクロス送信機として構成することもできます。



- 特長**
- 2.4GHz + NFMIテクノロジーを使用した、クリアで安定したワイヤレスストリーミング
 - Evolv AI / Livio Edge AI / Livio AI / Livio CROS 補聴器で利用可能なテレコイル (RIC R・RIC 312・BTE 13)
 - ワイヤレスアクセサリーの使用
 - 耳かけ型カラーバリエーション (49ページ) と同一

購入後の
安心保証期間
1年

送信機	種類	対象器種
RIC R CROS 充電 IP68	① Evolv AI RIC R CROS ② Livio Edge AI RIC R CROS ③ Livio AI RIC R CROS ④ Livio RIC R CROS	Evolv AI (2400-1200) RIC R Livio Edge AI RIC R Livio AI (2000-1200) RIC R Livio (2400-1200) RIC R
RIC 312 CROS 312 IP58	⑤ Evolv AI RIC 312 CROS ⑥ Livio Edge AI RIC 312 CROS ⑦ Livio AI RIC 312 CROS ⑧ Livio RIC 312 CROS	Evolv AI (2400-1200) RIC 312 Livio Edge AI RIC 312 Livio AI (2000-1200) RIC 312 Livio (2400-1200) RIC 312
BTE 13 CROS 13 IP68	⑨ Evolv AI BTE 13 CROS ⑩ Livio Edge AI BTE 13 CROS ⑪ Livio AI BTE 13 CROS ⑫ Livio BTE 13 CROS	Evolv AI (2400-1200) BTE 13 Livio Edge AI BTE 13 Livio AI (2000-1200) BTE 13 Livio (2400-1200) BTE 13
価格		110,000円(税込)

*1 國際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

*2 送信機は、Evolv AI、Livio Edge AI、Livio AI、Livio の各対応器種との組み合わせでのみご利用できます。

*3 電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。

*4 1000 (エコノミークラス) には対応しません。

*5 耳かけ型バージョンについては48ページをご参照ください。

*6 CROS補聴システムは、ワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。RIC R CROSで連続使用14時間が目安となります。

スマートフォンとの連動性能

あなたの自由を叶えるアプリ体験



きこえのカスタマイズ

さまざまな状況で
自分好みに微調整できます。

補聴器を捜す

補聴器を見失ってしまった時、
捜し当てることができます。

もっと電話で話をしたい

ハンズフリーで通話を楽しめます。

リモコン機能

音楽やプログラムの変更など、
手元で簡単に操作できます。

ワイヤレスアクセサリー


アプリからワイヤレスアクセサリーを
操作できます。

私だけの“きこえ”を 自分でつくりたい

あなただけのメモリープログラムを作成できます。場所を設定しておけば、
その場所に着いた時に自動感知して音質を切り替えることができます。

運転モード

自動車や電車などで移動すると、スマートフォンの位置情報と連動して「乗り物」
メモリーに自動で切り替わります。



スライブ
thrive

アプリのダウンロード 無料

App Storeで「スタークー」と検索もしくは右のQRコードから
「Thrive Hearing Control」をダウンロードできます。



対応スマートフォンに関する情報 ※制限がありますので事前にご確認ください。

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック 対応・非対応の結果がアイコン表示されます。

スマホカメラを
かざしてタップ



スマートフォンとの接続性の詳細については、右のQRコードもしくは、
www.starkeyjp.com/hearing-aids/thrive-hearing/smartphone-compatibility をご参照
ください。スタークーホームページ www.starkeyjp.com 「対応スマート一覧」からもご確認
いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



モデル S

Model S

S3 16 チャンネル
S2 12 チャンネル

- ハウリング抑制
- 高周波数変換:スピーチシフト
- 会話強調
- 防水・防塵性能:国際保護等級 IP58・IP68^{*1}
- 衝撃音抑制
- 風切音抑制
- 機械音抑制(S3のみ)
- 追従型指向性

耳かけ型



S3 クラス	両耳	196,000円	片耳	98,000円
S2 クラス	両耳	156,000円	片耳	78,000円

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

※あんしん保証制度は1200-1000クラスと同等となります。

カラーバリエーションは49ページ

ワイヤレスアクセサリーで聴き取り、使い勝手はさらに向上



ワイヤレス機能対応	Evolv AI 2400-1000	Livioシリーズ 2400-1000	Model S	Livio 1000a
アクセサリー対応	○	○	×	×
スマホ連携	○	×	×	×

*1: 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)

の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

※耳かけ型パーツについては48ページをご参照ください。

リビオ

livio 1000a

10 チャンネル

- ハウリング抑制
- 高周波数変換:スピーチシフト
- 会話強調
- 防水・防塵性能:国際保護等級 IP68^{*1}

耳かけ型 充電式



両耳	224,000円	+ 耳かけ型専用充電器 チャージャーケース バッテリー非搭載 11,000円(税込)
片耳	112,000円	or 12,100円(税込)

※充電器については40ページをご覧ください。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

購入後の
安心保証期間
1年

Muse 1200

12 チャンネル

- ハウリング抑制
- 高周波数変換:スピーチシフト
- 会話強調
- オートマチックホン
- ※IICは非搭載

耳あな型

両耳 184,000円 片耳 92,000円



*1 スケルトン選択の場合、指向性機能は併用できません。

※耳あな型カスタマイズオプションについては47ページをご参照ください。

管理医療機器認証番号: 228ADBZX00029000(耳あな型)

カラーバリエーションは49ページ


総合支援法対応モデルについては専用カタログをご覧ください。

アクセサリー

クリーニング・ケア






器種	サイズ	カラー(2種)
ITE	大	ページュ ブラック
ITC		
CIC	小	ページュ ココアブラウン ブラック
CIC 312		



ご注文時、補聴器の製品名とカラーをお知らせください。

充電器関連




空気電池関連



ケース





ワイヤレスアクセサリー



耳あな型カスタマイズオプション

お客様それぞれの「きこえ」やライフスタイルに合わせて、最適な状態でお使いいただくために、
スターキーは豊富なオプションをご用意しております。

各オプション参考



※ 標準仕様では、CIC 312/CICにコントロールはありません。


指向性マイク

騒音下でノイズを抑え、会話により集中し易くなります。

テレコイル (※ ITEのみ)

誘導ループシステムや電話の声を直接補聴器に伝えることができます。

手動で切り換える場合、別途プッシュボタンが必要になります。



プッシュボタン

ボリューム、メモリー切り替え、電源オンオフ、などができます。

デジタルボリューム

回転式ボリューム。(CIC,CIC 312不可)

アナログボリューム

ON/OFF機能付きボリューム。(Museのみ)

ホワイトワックスガード (標準)

撥水撥油性の耳あかガード。
お客様ご自身で交換できます。



スプリング

金属コイルで耳あかの侵入を防ぎます。
(IIC/CIC不可)



耳あか防止 フタ式

音口にフタ加工をして耳あかの侵入を防ぎます。
ブラシなどで清掃します。(IIC不可)



ワックスキャップ

非常に小さいので
先端が細い場合でも取り付け可能です。



上記以外の選択肢もご用意しておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
耳あな型補聴器は、器種やお客様のご要望、耳の形状によりカスタマイズされます。

耳かけ型パート類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

RICタイプ


例) RIC312



※聴力によってレシーバーを選択します。





※補聴器同時購入(10,000円非課税)がお得です。



BTEタイプ

例) BTE13



お客様の耳の形に合わせて作製する
特注の耳栓

カスタムイヤモールド

耳かけ型補聴器でも"最高のフィット"を実現します

オーダーメイド補聴器の世界的な先駆者スタークィーが耳かけ型補聴器性能を担保するため、一人ひとりの耳の形にあったイヤモールドをご提供します。
(納期など詳細は取扱店にご相談ください。)

カラーバリエーション
※RICはクリアのみ



ハード 10,000円 (非課税)
ソフト 12,000円 (非課税)

耳かけ型カラーバリエーション

Evolv AI / Livio Edge AI / Livio AI / Livio / Model S

RICタイプ

全7色



BTEタイプ

全7色



*1: Livio 1000aは②ブロンズ・⑦ホワイト&スターリングは対応しません。

*2: Model Sは②ブロンズ・⑥ブラック・⑦ホワイト&スターリングは対応しません。

耳あな型カラーバリエーション

Evolv AI / Livio Edge AI / Livio AI / Livio (IIC, CIC, CIC 312はEvolv AIのみ)

器種	フェイスプレートカラー (外側)	シェルカラー (内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ブラック ダークブラウン ベージュ	+	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア
CIC	ブラック ココアブラウン ベージュ	+	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア
CIC 312	ブラック ベージュ	+	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア
ITC R ITE R	ブラック ベージュ	+	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア

Muse 1200

器種	フェイスプレートカラー (外側)	シェルカラー (内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ダークブラウン ベージュ	+	右 ダークブラウン & レッド 左 ダークブラウン & ブルー
CIC	ココアブラウン ベージュ	+	右 ココアブラウン & レッド 左 ココアブラウン & ブルー
CIC 312 ITC ITE	ベージュ	+	右 ベージュ 左 ベージュ

性能一覧

データはJIS C 5512(2015)に基づいて測定されています。

スタイル	誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	JIS				適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ			
		90dB入力最大出力 音圧レベル(dB SPL)		最大音響利得 (dB)								
		HFA-MASL	ピーカ	HFA-OSPL90	ピーカ	HFA-FOG						
耳 あな 型	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-46	軽～高	PR536(10A)	70-75	22-30		
	CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536(10A)	65-75			
	CIC312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41(312)	96*			
	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	~23			
	ITC R AP(アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~23			
	ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	~23			
耳 あな 型	ITE R AP(アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~23	34-35		
	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	~23			
	ITC R AP(アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~23			
	ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	~23			
	ITE R AP(アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~23			
	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-47	軽～高	PR536(10A)	70-75			
耳 あな 型	CIC	—	110-120	106-114	40-60	36-55	軽～高	PR536(10A)	65-75	45		
	CIC312	—	110-120	106-114	40-60	36-55	軽～高	PR41(312)	125-145			
	ITC	—	110-120	106-114	40-60	36-55	軽～高	PR41(312)	125-145			
	ITC AP(アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	PR41(312)	100			
	ITE	95-100	115-120	109-114	50-60	46-55	軽～高	PR48(13)	225-240			
	ITE AP(アブソリュートパワー)	108	130	123	70	64	高～重	PR48(13)	175			
耳 かけ 型	RIC312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41(312)	100-110	23-31		
	RIC312 AP(アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41(312)	90			
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	~24			
	RIC R AP(アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	~24			
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48(13)	180			
	BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	~22			
耳 かけ 型	BTE PP	92	140	133	80	73	高～重	PR48(13)	144	36-39		
	RIC312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41(312)	100-110			
	RIC312 AP(アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41(312)	90			
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	~24			
	RIC R AP(アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	~24			
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48(13)	180			
Model S (モデルS)	BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	~22	44		
	RIC	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41(312)	100-110			
	RIC AP(アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41(312)	90			
Livio 1000a (リビオ1000a)	BTE	92	130	122	70	62	軽～高	PR48(13)	180	45		
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	~24			
	RIC R AP(アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	~24			

*電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

*ワイヤレス機能非搭載モデルは112-136時間となります。

クラス別 機能・保証比較表

分類	機能	機能説明
音質コア	チャンネル//バンド数	音の帯域を複数に分割することで、より自然なサウンドを再現します。
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上します。
	ハウリング抑制	定評のある独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放します。
	参照型OCL	音量感と共に自声の違和感を改善し、より自然な音質を届ける新しい圧縮型出力制限。
*1両耳機能	空間スピーキングハンス	賑やかな場所で正面の話し相手との会話に集中できます。
	風の中でのことば	強い風の中でも、左右の補聴器が風の影響を少なくし、会話を聞き取りやすくなります。
	音楽(BGM)強調	左右の補聴器の音質を連動させ、より自然にBGMを楽しめます。
	両耳受話	受話器を補聴器に近づけると両耳で話し相手の声を聞くことができます。
	ユーザー controール連動	片方の補聴器への操作で、左右両方の補聴器を同時に操作できます。
快適	音楽専用処理	音楽を楽しむための独自の計算式で、ありのままの自然なサウンドを届けます。
	会話強調 UPDATE	独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にある雑音さえも抑制します。
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。
雑音抑制	風切り音抑制 UPDATE	風切り音を効果的に抑制。屋外でも聞き取りやすくなります。
	機械音抑制 UPDATE	ミキサーや掃除機など大きな定常的な音がある場合に抑制します。
	ソフト入力雑音抑制	冷蔵庫やエアコンの小さくわざらわしい音を抑えることで、言葉をより聞き易くします。
*2指向性	空間認識指向性	耳が持つ自然な音の方向感を復元します。
	指向性モード	言葉の自然な聞き取りを向上するために、会話と雑音を選び分けます。
カスタマイズ	ハンドル数	フィッティング時に調整できる音域の細かさ。数字が大きいほど細かくできます。
	メモリープログラム数	PC調整で設定できる最大メモリー数(標準、レストランなど)。
	ハンズフリー通話 *1	iPhone11以降(iOS15.1以降)をお使いの場合、通話時に補聴器のマイクで自声を拾います。
	オンライン調整 *3	ご自宅に居ながら調整が可能なアプリでの遠隔調整機能。
*1通信機器	スマートフォン	スマートフォンと接続して通話、音楽ストリーミングができます。(詳細はP.43参照)
	ワイヤレスアクセサリー	ワイヤレスアクセサリーを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手が向上します。
	CROSシステム	CROS送信機のマイクで音を捉えて、反対側の補聴器に音声を届けます。
保証	修理保証	無償にて修理対応を行います。 ^{*4}
	紛失・破損保証	紛失または過失による損傷にあった場合、無償にて再作・同等品交換します。

*1 : 非ワイヤレスモデルの場合、使用できません。

*2 : IIC,CIC,CIC312には指向性は対応しません。

*3 : 一部の店舗ではご利用できない場合があります。

*4 : 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合。充電器は対象外です。

※ 対応スマートフォンに関する情報をご確認ください。

evolv ^{AI}					livioEdge ^{AI}			livio ^{AI}		livio	
2400	2000	1600	1200	1000	Edge AI	2400	AI/2000	AI/1600	AI/1200	AI/1000	
耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	
24	20	16	12	10	24	24	20	16	12	10	
10KHz	10KHz	10KHz	8KHz	8KHz	10KHz	10KHz	10KHz	10KHz	8KHz	8KHz	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
— ★★★ ★★★	— ★★★ ★★★	— ★★ ★★	—	—	— ★★★ ★★★ ★★★	— ★★★ ★★★ ★★★	— ★★★ ★★★ ★★★	— ★★★ ★★★ ★★★	— ★★★ ★★★ ★★★	—	
★★★ ★★★ ★★★ ★★★	★★★ ★★★ ★★★ ★★★	★★★ ★★ ★★★ ★★	—	—	★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★	—	—				
★★★ ★★★ ★★★ ★★★	★★★ ★★★ ★★★ ★★★	★★★ ★★ ★★★ ★★	—	—	★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★	—	—				
— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	—	—	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
○ ○	○ ○	○ ○	—	—	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	—	
最大 22dB	最大 10dB	最大 8dB	最大 8dB	最大 8dB	最大 20dB ^{*8}	最大 20dB ^{*8}	最大 8dB ^{*8}	最大 6dB ^{*8}	最大 6dB	最大 6dB	
最大 15dB	最大 9dB	最大 6dB	最大 6dB	最大 6dB	最大 15dB	最大 15dB	最大 9dB	最大 6dB	最大 6dB	最大 6dB	
最大 32dB	最大 17dB	最大 9dB	最大 9dB	最大 9dB	最大 30dB	最大 30dB	最大 15dB	最大 7dB	最大 7dB	最大 7dB	
最大 22dB	最大 12dB	最大 7dB	最大 7dB	最大 7dB	最大 20dB	最大 20dB	最大 10dB	最大 5dB	最大 5dB	最大 5dB	
★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★ ★	★ ★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★ ★	
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	—	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	—	
追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch	追従型 12ch	固定型 自動切替	追従型 24ch	追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch	追従型 12ch	固定型 自動切替	
24	20	16	12	10	24	24	20	16	12	10	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	— ○ ○ ○	
3年	3年	2年	2年	2年	3年	3年	3年	2年	2年	2年	
2年1回	2年1回	1年1回	— *10	— *10	2年1回	2年1回	2年1回	1年1回	— *10	— *10	

*5 : RIC R / RIC 312 / BTE 13のみ対応します。

*6 : 1000a(45ページ)には適用しません。

*7 : 受話操作はスマートフォンで行う必要があります。 *8 : 1000a(45ページ)は1年となります。

*9 : 驚音検知レベルを強化する機能オプションがあります。 *10 : 耳あな型のみ納入後120日間の紛失・破損保証となります。

※ センサー & AI の機能比較は54・55ページをご参照ください。

クラス別 センサー&AI(ヘルサブル)機能比較*

分類	機能	どのような機能?	どのような時に利用?
きこえ ヒアリングパフォーマンス	エッジモード + <small>UPDATE</small>	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を調整してくれる	いつ・どんな場所でも、聞き取りに我慢したくないときに
	エッジモード		
	VC ボイスコマンド	タップしてつぶやくだけで補聴器を音声操作できる	
	タップコントロール	トントンするだけでストリーミングの開始と停止ができる	時間をかけずに操作したい
	ボイスAI	利用すればするほど、AIが音声を学習する遠隔マイク *1	ささやき声を聞き逃したくないときに
	マスクモード *2	マスク越しの声を聞き取りやすくする	病院やコンビニのレジでの会話など聞き逃したくないときに
	自動オン/オフ	置きっぱなしにしても15分で自動的に省エネモード	補聴器を放置してしまい放電してしまうとき
	セルフチェック *3	補聴器の内部の状態をスマホが診断してくれる	突然聞こえなくなっても、どうしたらいいかはスマホでチェック
	TeleHear オンライン調整 *3 *4	補聴器をオンラインで調整できる	自宅に居ながら、補聴器のことを相談したい
ヘルスケア 健康とウェルネス	身体の健康スコア	運動量を毎日ゲーム感覚で管理できる	心身ともに健康的な生活を送りたい
	脳の健康スコア	脳の活性につながる行動を無理なく管理できる	
	転倒通知 <small>UPDATE</small>	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信	万が一のときでも家族が安心できる
	ヒアシェア <small>UPDATE</small>	離れた場所から補聴器の使用状況をモニタリング	家族が離れた場所にいてもあなたを見守ってくれる
情報アシスタント AIアシスタント	電話を捜す	スマートフォンを置いた場所を教えてくれる	家の中でスマートフォンが行方不明になったとき
	リマインド通知 *5 <small>UPDATE</small>	思い出したいことを、思い出したい時に補聴器が教えてくれる	薬の飲み忘れなど、もの忘れの防止に便利
	文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる	会議で、講習会で、聞き逃したくない内容を文字で残す
	音声翻訳	33種類の言語から聞きたい言葉をその場で翻訳	海外旅行や語学学習で慌てる必要なし

* 非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC312で選択可能)の場合、センサー & AI機能は利用できません。

*1: iOS利用、両耳装用、250-500Hzで50dBHL以上の聴力レベルであることが動作条件です。

*2: AI非搭載モデルの、Livio 2400/2000/1600/1200でも利用できます。

*3: AI非搭載モデルの、Livio 2400/2000/1600/1200/1000でも利用できます。

evolv ^{AI}					livio Edge ^{AI} livio ^{AI}				
2400	2000	1600	1200	1000	Edge AI	AI 2000	AI 1600	AI 1200	AI 1000
			—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—		—	—	—	—
VC	VC	VC	—	—	VC	VC	VC	—	—
	—	—	—	—		—	—	—	—
				—					—
				—					—
!	!	!	!	!	!	—	—	—	—
			—	—				—	—
								—	—
		—	—	—		—	—	—	—
	—	—	—	—		—	—	—	—

*4: TeleHear オンライン調整は一部の店舗ではご利用できない場合があります。

*5: AI非搭載モデルの、Livio 2400/2000/1600でも利用できます。

*6: Evolv AI 2000/1600はThriveアプリが必要です。

… 補聴器単体で操作できる機能です
(2023年4月現在)