

オーダー耳栓

Swimmers Earplug



水中用



IKEDA

HEARING GEAR

Powered by Starkey



水中用

水に浮くので、外れてもすぐに見つかるので安心です。
また、柔らかい素材のため運動の邪魔をしません。



Color Variation

ミックス可 (最大3色まで)

25シヨア



左: ブルー 右: レッド
(標準) (標準)

ローズ

ライト
ブルー

ブルー

レッド

パープル

ブラック

ホワイト

イエロー

グリーン

ピンク

オレンジ

※ ショアとは硬度を表す単位です。

● オプションで、**ラメ入り・ラッカーコーティング** (表面ツヤ出しコーティング) も可能

取り外し

テグス

突起加工

つまみ加工

コード

ビニール製

標準カラー: クリア

布製

標準カラー: ブラック

対応
カラー

レッド・ブルー・イエロー・グリーン・
パープル・オレンジ・ピンク

How to Order

1

ご来店

お近くの池田補聴器にて受付

2

耳型採取

専門スタッフが行います

3

オプション選択

カラーや加工を選択

4

完成!

約1週間でお渡し

ご来店ができない場合は

右記までご連絡の後、耳型をお送りください。

池田補聴器 新横浜フラッグシップ店

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-4 クレシェンドビルB1F

電話 045-594-7704