

スタークリーニング あんしん保証制度

●テクノロジクラス	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
24・2400 エクスクルーシブ	紛失・破損保証 2年以内1回まで		3年間 無償保証			
20・2000 プレミアム						
16・1600 スタンダード	紛失・破損保証 1年以内1回まで	2年間 無償保証	得々保証	得々保証	得々保証	
1200 ベーシック	紛失・ 破損保証 *1 120日以内 1回まで	2年間 無償保証	充電池/ アンプ代込み 上限 20,000円	充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	
1000 エコノミー						
上記クラス 以外		1年間 無償保証	積算修理（上限金額無し）			

●その他 *2 充電器 ワイヤレス アクセサリー	1年間 無償保証	*1 オーダーメイド耳あな型のみ対応。期間内に保証を利用しなかった場合、121日～1年までは29,000円の特別価格にて対応できます。 *2 充電器・ワイヤレスアクセサリーは同等品交換となります。									
紛失・破損保証	紛失または過失による損傷にあった場合、1回のみ無償再作・同等品交換いたします。（紛失補聴器が見つかった場合、ご返却いただきます）										
無償修理保証	お買い上げ日より、各保証期間内で発生する自然故障（取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障）に対する修理を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。										
有償修理	得々保証	お買い上げ日より、5年目までは期間中それぞれの上限金額を超える修理費用をいただけません。ただし、シェル再作費用は上限金額には含まれません。									
積算修理	積算修理	積算修理は得々保証の対象外となります。積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。									
耳あな型 シェル再作	形状が作製対象の耳に適さない場合再作いたします。	お買い上げ日～1年以内※	1年～ 無償 0円	+ 25,000円							

※イヤモールド（RIC埋込式レシーバー含む）は60日以内

スタークリーニング 株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F

Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スタークリーニングのご相談・ご用命は当店へ

ブログ公開中！



Hear better. Live better.

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

BROCO0187-00-JJ-JP JPYBR-187



2024年3月作成
JMY50-128

スタークリーニング 総合カタログ



Hear better. Live better.



"聴覚ヘルスケアカンパニー" スターキーについて

スターキーは、1967年にビル・オースティンによって設立されて以来、オーダーメイド補聴器の先駆者として、その革新的な発想、デザイン、確かな技術力で世界の補聴器市場をリードしています。現在、5,000人を超える従業員を擁し、29拠点、100ヶ国以上に展開するグローバルカンパニーとなりました。日本法人は1991年に設立。世界の補聴器トップメーカーの1つとして日本の皆様に、より人々が繋がれる「健康とウェルネスをリード」する製品とサービスをお届けする聴覚ヘルスケアカンパニーです。



国連初の聴覚ヘルスケア親善大使に任命された創業者ビル・オースティン(左)



ダライ・ラマ法王もスターキーを訪問



マザーテレサもスターキー補聴器を使用していた

So the World
May Hear.

Hear better.
Live better.



より良い「きこえ」、 より良いくらし

「きこえ」の健康は心と身体の健康、人生の幸福感に結びつくものと考えられています。

「きこえ」に不自由なく社会生活をおくことができれば、誰もが快適で健康的な、充実した人生だと感じることでしょう。

スターキーは“Hear better. Live better.=より良い「きこえ」より良いくらし”をコーポレートメッセージとして、聴覚ヘルスケアを通して人と人がよりつながれる世界の実現を目指しています。

補聴器・難聴と健康について
ブログを更新しています。
www.starkeyjp.com/blog

目次

ジェネシス エーアイ シリーズ	リビオ シリーズ
"瞬間快適"AI補聴器	製品ラインアップ
快適な装着感	Model S
人間の聴覚を模倣した音質	アクセサリー
さらに進化したエッジモード+	耳あな型
充電器	カスタマイズオプション
ワイヤレスアクセサリー	耳かけ型
スターキーのアプリ	パート類組み合わせ表
製品ラインアップ	カラーバリエーション
クラス別使用環境	性能一覧
エボルブ エーアイ シリーズ	機能・保証比較表
ストレスフリー補聴器	センサー&AI比較表
新時代に必要なストレスフリー	あんしんメンテナンスパック
製品ラインアップ	54

補聴器が必要? あなたの「きこえ」をチェック

ご家族と一緒にチェックしてみましょう。

最近、こんなことはありませんか？

1つでも該当する方は補聴器装用の検討が必要です。

ご家庭で



テレビやラジオの音量が大きくなってしまう。

はい いいえ

会話をしている時、聞き返すことがよくある。

電話のベルや玄関のチャイムを聞き逃してしまう。

街で



騒がしい場所で、相手の声が聞き取りにくい。

はい いいえ

病院や銀行で名前を呼ばれても気がつかないことがある。

職場で



電話で相手の声がよく聞き取れない。

はい いいえ

会議や商談などで相手の言っていることがよく聞き取れない。

後ろから呼びかけられると気がつかないことがある。



あなたの「きこえ」はいかが？


オンライン簡易聴力テスト

www.starkeyjp.com/online-hearing-test



耳のしくみ

障がいがある部分によって難聴の性質が異なります。



“きこえ”的仕組み

▶ webサイト・動画でチェック！

www.starkeyjp.com



難聴の種類

感音難聴

聞こえにくいだけでなく音の強弱に対する感覚障害や言葉の聞き間違いなどが起こります。内耳以降の神経回路の障がいによって起こり、医学的治療は難しく、小さな音が聞き取りにくい・大きな音が響く・言葉が不明瞭などの症状が現れます。補聴器を正しく使えば効果が期待できます。

伝音難聴


鼓膜の損傷や中耳炎が代表的な原因として起こります。大部分は医学的治療によって聴力を回復させることができます。もし難聴が残っても補聴器を使用することで言葉の聞き取りは大きく改善されます。

混合性難聴

伝音・感音の両方に原因が生じた障がいです。補聴器の高度な処理やトレーニングを要します。

加齢による聴力の変化

聴力の衰えはどなたにも起こります。



※急激に変化を迎える60歳になる前に、定期的(年1回ほど)な聴力測定を習慣化させることで、早期の難聴対策ができます。

補聴器の選び方

補聴器は適切なフィッティングによって効果が発揮されます。
「きこえ」の専門家と一緒に、快適な補聴器ライフを目指しましょう。



STEP 1 スタッフに相談

専門スタッフが「きこえ」の悩みや希望を伺います。普段なかなか言い出せなかった不安や、「きこえ」に対するさまざまな疑問を率直にお話しください。ご家族からのご相談も承っています。



STEP 2 聴力測定

お客様に合った補聴器選びと調整のため、詳しい聴力測定を行います。



STEP 3 補聴器選び

実際に使用される環境をカウンセリングし、測定した聴力データや、ご予算に合わせて適切な器種をご本人やご家族の方と一緒に意見交換しあいながら選びます。



STEP 4 フィッティング(調整)

同じ補聴器の種類でも一人ひとりの調整は異なります。お客様ご自身の耳に補聴器を装用し、最適な状態になるように調整していきます。



STEP 5 試聴

まずは両耳で、次に片耳ずつ、また、室内だけでなく屋外でも言葉がどう聞こえるかお試しください。



試聴までの一連のステップが一順したら、再び“補聴器選び”や“フィッティング(調整)”のステップに戻り、試聴した補聴器が自分に合っているか専門スタッフと一緒にチェックしましょう。補聴器が大きな投資であることに疑う余地はありません。自分の身体の一部となる補聴器を大切に選びましょう。

両耳装用の効果

補聴器は両耳装用が効果的です。

なぜ、補聴器は片耳だけに装用するより、
両耳に装用することが良いとされるのでしょうか？



はい よう せい

“聴覚の廃用性”を予防

身体のある部分を使うことを止めると

その部分が弱り、あるいは機能の萎縮が起こるのに長い時間はかかりません。

耳についても全く同じことが言えます。

最適な状態で聞こえていなかったり、両側の耳に常に聴覚刺激が入ってこないままにしていると、音を処理する聴覚機能そのものが時間の経過と共に徐々に弱まり、回復は益々難しくなってしまいます。

これを「聴覚の廃用性」と言います。

補聴器を両耳に装用することは、聴覚機能全体に、適切で一貫した刺激を与えることになり、この「聴覚の廃用性」の予防に役立ちます。

りょうみみ

両耳装用のメリットとは

- 会話がより理解し易い
- 音の方向感が向上
- 音の区別がし易い
- 可聴範囲が拡大
- 音質の向上
- 補聴器満足度の向上



両耳装用の効果（動画解説）

www.starkeyjp.com/binaural-hearing

専用冊子も
ご覧下さい



“はじめての補聴器” Q & A

補聴器に関する代表的な質問について答えます。

Question & Answer

Q 補聴器と集音器はどう違うのですか？

A 補聴器は薬事法（現：医薬品医療機器等法）に定められた管理医療機器であるため、効果や安全性などについて一定の基準があります。しかし、集音器に関しては、このような規定はありません。また通常補聴器は、使用開始前に一人ひとりに合わせた適切なフィッティングがされます。

Q 補聴器は何年くらい使えますか？

A 補聴器の耐用年数は障害者総合支援法によると、5年が目安とされています。しかし、使用環境や保守の仕方によって大きく変化します。メンテナンスが悪ければ1年や2年で故障する場合もあります。毎日使う物ですから、日々のお手入れや定期的な点検がとても大切です。

Q クラスによって値段が異なるようですが、どのような違いがありますか？

A 一般的に高い補聴器の方が周囲の騒音を抑制したり、ご使用いただく方に合わせて細かい調整が可能です。しかし、高い補聴器が必ずしもあなたに合った補聴器とは限りません。生活環境により必要な性能も異なりますので、補聴器の専門スタッフにご相談ください。

Q 補聴器からの電磁波による身体への影響はありますか？

A 補聴器から放出される電磁波は微弱で、身体の健康に影響を与えるほど強くありません。補聴器とペースメーカーは併用できますが、もしも補聴器の使用により不具合が発生するような場合は主治医または医療機器の製造元にご相談ください。逆に、MRI・CT・レントゲンなどの機器は補聴器に影響を及ぼす為、使用時には補聴器を外してください。

Q 補聴器の購入後に聴力が低下しました。そのまま使用できますか？

A 聴力が変化しても、その時々の聴力を合わせて、調整しながら使うことはできます。以前より聞こえにくくなったと感じたら、補聴器の専門スタッフに相談してみましょう。ただし、購入された補聴器の能力を超えた聴力低下の場合は、その補聴器が使用できなくなることがあります。

より詳細なQ&Aを知りたい場合は
スタークリージャパンのホームページをご覧下さい。

www.starkeyjp.com/faq



おすすめ製品形状ラインナップ

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

耳あな型


対象
器種

Genesis AI | Evolv AI | Livio

IIC

極小な部品を使用し、
外からほとんど見えません。
※採用された耳の形にて最小の
ものを製作します。

軽 ▶ 高



CIC

ミニサイズで耳の奥まで
入り、ほとんど目立ちません。

軽 ▶ 高

10A or 312

ITC

耳あな型補聴器の
最も標準的なサイズです。

軽 ▶ 重

充電




ITE

耳のくぼみ全体にしっかり納まる
タイプです。大きめで操作性
も高く、扱いやすいサイズです。

軽 ▶ 重

充電



耳あな型 カラーバリエーション

シェル
(中側)
&
フレイズ
プレート
(外側)



電池の種類

充電

充電式

10A PR536電池
(10A)

312 PR41電池
(312)

13 PR48電池
(13)

難聴の程度

軽

軽度難聴

中

中等度難聴

高

高度難聴

重

重度難聴

※ 器種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳かけ型

対象
器種


Genesis AI | Evolv AI | Livio | Model S

RIC

レシーバー分離タイプの為、
本体は小型で目立ちません。
着け心地が軽やかで、より自然
なきこえになります。

軽 ▶ 高

312 or 充電




RIC UP
RIC AP

お客様の耳型に合わせたイヤ
モールドで埋込レシーバーを
作製。パワー感を重視した
RICです。

高 ▶ 重

312 or 充電



埋込式
レシーバー
有料オプション


※ 埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時注文の場合、
耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。
(単品購入の場合は、46ページをご参照ください。)

BTE

耳かけ型の一般的なタイプで
す。本体スイッチの操作性も
良く、扱いやすいパワータイ
プです。

軽 ▶ 重

13 or 充電



Genesis AI 耳かけ型 カラーバリエーション ※写真はGenesis AI RIC。その他の器種のカラーバリエーションは47ページへ。



①ベージュ
②キャラメル
③チェスナット
ブラウン
④シルバー
⑤グラファイト
グレー
⑥テック
ブラック
⑦ホワイト

クラス別使用環境

5つのパフォーマンスクラス。(Genesis AI は 3 つ)

上位クラスの器種は、チャンネル数が多く、騒音抑制や会話強調など、多彩な機能が搭載され、より賑やかな場所でも聞き取りやすくなります。

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。

よく訪れる場所はどこですか？

「誰と」「どんなシチュエーション」での会話が楽しみですか？



スマホでカンタン、完全ハンズフリー通話*
ワイヤレスアクセサリー対応 *iOSのみ

使用環境 クラス	チャンネル (調整バンドル数) 再現周波数	保証期間	自宅 テレビ	二人 での会話	食事	屋外	音楽・BGM	グループ での会話	レストラン	旅行 ショッピング	居酒屋 パーティー	車・電車	ライブ (観劇)	大勢の集まり	掲載ページ
エクスクルーシブ Genesis AI 24	24ch 10kHz	3年													Genesis AI シリーズ 26-29 ページへ
プレミアム Genesis AI 20	20ch 10kHz	3年													Genesis AI シリーズ 26-29 ページへ
スタンダード Genesis AI 16	16ch 10kHz	2年													Genesis AI シリーズ 26-29 ページへ
ベーシック Evolv AI 1200	12ch 8 kHz	2年													Evolv AI シリーズ 36-39 ページへ
エコノミー Evolv AI 1000	10ch 8 kHz	2年													Evolv AI シリーズ 36-39 ページへ

静か

2~3人程度

にぎやか

~5人程度

とてもにぎやか

~10人程度

複雑に変化

聞き取りが難しい

テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。> 23 ページ



特に会議などではテーブルマイクでサポートできます。> 23 ページ



“瞬間快適” AI補聴器。

どんな場所でも、快適に「きこえる」喜びを。

GENESIS^{AI}

[ジエニシス]

Neuroプロセッサー

聞き心地の良さの
満足度
(2023年スターキー調べ)

93%

静かな場所での
聴き取り

84%

騒がしい中での
聴き取り



トランジスタ数


TRANSISTOR

6倍

スピード

4倍

MEMORY
10倍



着けていることを忘れるような、快適な装着感。

新しいRICデザイン

人間工学の粋を極めた耳のフィット感。綿密な研究から作られた新しいRICデザイン。耳にやさしい「V字型」ナチュラルフィットで24時間、快適さと優れた耐久性を実現。



国際保護等級IP68を超える防水性能。

Pro8ハイドラシールド™搭載




各パーツ：IP68基準を超えた試験をクリアした内外コーティング
筐体設計：重なり合うオーバーラップ設計でタイトなシーリング

BEYOND IP68 テスト




国際保護等級 IP68とは

【防塵等級 6】




これらテストの時間経過後、修理が必要なダメージが発生せずに使用が可能な状態。

【防水等級 8】




従来品

Pro8ハイドラシールド™




人間の聴覚を模倣した音質で、「きこえる」世界を再現。

音がただ「きこえる」というだけでなく、「意識する」「集中する」「遮断する」「選別する」といった、私たちが無意識に使っている“聴覚機能”を人工知能(AI)が自動調整し、あなたをサポートします。



**AI
8000
万回
(1時間)**


限りなくありのままの音を再現
ダイナミックレンジ118dBに拡張





本来、人間がもつダイナミックレンジ120dBに近づけることで、音の歪みを抑え、より自然な音を実現しました。ノイズフロアも従来比40%抑制しています。

**AI
8000
万回
(1時間)**

「聴き取りやすさ」と「聞き心地」を両立
高速&低速コンプレッサー同時処理




内有毛細胞と外有毛細胞の役割を
本来の働きと同じように補い
今ある残存聴力を最大限に活用します。



**AI
8000
万回
(1時間)**

ことばの聴き取りがもっと楽に
新しい音声処理処方式
低入力音の平均利得比較



「サ行」に代表される日本語の聴き取りに重要な子音成分を
補うために3,000Hz以上の音を従来よりも大きく増幅します。

さらに進化したエッジモード^{プラス} もっと気軽に、誰でも手軽に、“瞬間快適”な音質をお届け。

従来の補聴器

あなたの聞きたい音とそうでない音を区別することは非常に困難でした。




AI

音質を変えたい時ワンタッチするだけ

AIが快適な音を瞬間調整




GENESIS AI & エッジモード^{プラス}

聴き取りが難しい環境でもDNN(ディープニューラルネットワーク)を取り入れた人工知能が音声に焦点を当てつつ、音質を最適化します。




補聴器業界初のAIによる瞬間快適機能を採用

もっと聞こえやすくしたい

従来

- 不満点を記録する
- 店舗へ訪問する
- 調整の予約をする
- 現状の不満を伝える



手間と時間がかかる…

フィッティング調整

エッジモード^{プラス}

リアルタイム
+
プロ品質

全クラス リモコンorスマートフォンをタッチ

24クラス エッジモード全自動化(補聴器本体での操作)

調整に訪問する回数を
20%削減*

* 2022年2月
スタークリジャパン調べ

ALL New 瞬間快適エッジモード^{プラス} の“新”機能

3モードパターン選択	お気に入りのエッジモード ^{プラス} 音質の保存も可能	リモコンでもエッジモード ^{プラス} (最適化)の利用が可能
最適化		
会話の強調		
雑音の抑制		

専用スマホアプリ My Starkey(無料)



使い方はこちら



操作ツール

クラス

24*	3モード	1モード (最適化)	補聴器
20	3モード	1モード (最適化)	
16	1モード (最適化)	1モード (最適化)	

☆ボタンでエッジモード^{プラス}(最適化)を起動できます

全クラス対応 StarLinkリモコン(別売) New



補聴器



StarLinkアクセサリー



万一、充電が切れても
安心

急速充電対応
10分充電で
3時間
使用可能

チャージャーケース

耳あな型用・耳かけ型用

バッテリー非搭載

保証期間1年

保存ケースにもなる充電器

LEDランプで補聴器が充電されたことをお知らせ、充電器から取り外すと補聴器に自動的に電源が入ります。

器種	耳あな型用	耳かけ型用	保証期間1年
	全シリーズ共通	Genesis AI Evolv AI Livio	
価格	17,600円(税込)	11,000円(税込)	

[最長使用時間] 充電時間:3.5時間

Genesis AI	42時間	51時間 (RIC RT)	41時間 (mRIC R)	—
Evolv AI Livio	23時間	—	24時間	

StarLinkリモコン

22,000円(税込)

保証期間1年

手元でカンタン調整

ボタンを押すだけでメモリと音量の変更や、お気に入りモードへの切り替えができます。



ミニマイク

23,100円(税込)

保証期間1年

聴きたい人の声を楽に聞く

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作性の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



最大20メートル(外部マイク)

リモートマイク+

40,700円(税込)

保証期間1年

習い事や教室で、話し手が遠い場所で

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力の4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聞きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。

スマホと接続してハンズフリー通話ができます

※別売オーディオ入力ケーブルでアナログ入力もサポート



最大20メートル(外部マイク)

1,320円(税込)

テーブルマイク

57,200円(税込)

保証期間1年

会議やディスカッションに参加

マスク、ビニール越しの会話や会議、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。付属品:専用アナログ入力ケーブル、モニターイヤホン



TVストリーマー

35,200円(税込)

保証期間1年

周りと同じ音量でテレビを楽しめる

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



自分とも家族とももっとつながる スターキーのアプリ



スマートフォンの
カメラでかざして
あなたのスマホ
をチェック



※ご使用の前にお使いのiOSデバイス(iPhone,iPad,iPod touch等)のソフトウェアバージョンが最新(iOS15以上)になっていることを確認してください。



My Starkey
Starkey Laboratories

マイスターキー My Starkey

アプリのダウンロード 無料

アピリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから
ダウンロードください。



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

スマートフォンとの互換性の詳細は、右のQRコードもしくは、
www.starkeyjp.com/hearing-aids/apps/compatibilityをご参照ください。
スターキーホームページ www.starkeyjp.com「対応スマホ一覧」からも
ご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



スマートフォンとの連動性能 あなたの自由を叶えるアプリ体験



エッジモード+

ワンタッチ操作で補聴器内蔵の
AIが音質調整してくれます。

補聴器を探す

補聴器を見失ってしまった時、
探し当てることができます。



リモコン機能

音楽やプログラムの
変更など、手元で簡単に操作できます。



健康モニタリング

歩数や運動量、社会交流を計測して
あなたのウェルビーイングを支えます。



転倒通知

急に倒れてもすぐに家族や友人に
お知らせできます。


家族用みまもりアプリ



リアルタイムに家族と つながる



離れて生活していても、
ユーザーの心身の健康状態を確認できます。



ヒア
SHARE

アプリのダウンロード 無料



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

※iOS12以上、AndroidOS6.0以上でご利用できます。
アピリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから
ダウンロードください。

充電式 充電

mRIC R *2

プッシュボタン

シルバー
連続使用時間: 41時間
(3.5時間ストリーミングで33時間)

RIC RT *2

シーソースイッチ
テレコイルシルバー
連続使用時間: 51時間
(3.5時間ストリーミングで46時間)全7色
※写真はmRIC Rです


電池式

RIC 312 *2

312
プッシュボタンページュ
電池寿命
80-96時間

New RICレシーバー

- より細くなって目立ちにくい
- より柔らかくて耳になじみやすい
- 防水性能がさらに強化



CROS 片方の耳が聞こえない方へ

クロス送信機 受信機側の補聴器

聞こえない耳 聞こえる耳

• RIC RT CROS • RIC 312 CROS

充電 312

¥110,000(税込)

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (充電器17,600円(税込)含む)	電池式価格	リモコン	あんしんメンテナンスパック
24	3年	2年1回	両耳 1,357,600円 片耳 687,600円	両耳 1,340,000円 片耳 670,000円	StarLink リモコン 22,000円(税込)	あんしんメンテナンスパック 補聴器購入限定期間特別プラン 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800
20	3年	2年1回	両耳 957,600円 片耳 487,600円	両耳 940,000円 片耳 470,000円		
16	2年	1年1回	両耳 637,600円 片耳 327,600円	両耳 620,000円 片耳 310,000円		

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*3 UPレシーバーは耳型と別途10,000円(非課税)をいただきます。(補聴器と同時にご注文いただいたレシーバーの保証期間は補聴器に準じます。) CROSは電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入前に必ず専門医にご相談ください。

CROSはワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。

24・20

購入後の
安心保証期間
3年
紛失保証 2年付^{*1}

16

購入後の
安心保証期間
2年
紛失保証 1年付^{*1}

軽度～重度難聴

充電式 充電

ITC R BEYOND IP68

プッシュボタン

ITE R BEYOND IP68

プッシュボタン
テレコイル選択可ブラック&ブラック
連続使用時間:42時間
(3.5時間ストリーミングで36時間)ブラック&ブラック
連続使用時間:42時間
(3.5時間ストリーミングで36時間)

全10色 ※写真はITC Rです



クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (充電器17,600円(税込)含む)	電池式価格	リモコン	あんしんメンテナンスパック
24	3年	2年1回	両耳 1,377,600円 片耳 697,600円	両耳 1,360,000円 片耳 680,000円	StarLink リモコン 22,000円(税込)	両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 ※詳しくは54,55ページをご覧ください
20	3年	2年1回	両耳 977,600円 片耳 497,600円	両耳 960,000円 片耳 480,000円		
16	2年	1年1回	両耳 657,600円 片耳 337,600円	両耳 640,000円 片耳 320,000円		

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*3: T2リモートアプリ(プッシュトーンで音量、メモリー操作)対応

CIC,IICは非ワイヤレスモデルの為、センサー&AI機能は利用できません。

新しい聴こえの幕開け

ストレスフリー補聴器

evolv^{AI}
[エボルブ]

コミュニケーションのストレス
感じていませんか？

メガネやマスクの邪魔にならない

第2世代
充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器 > 34ページ



誰もがストレスフリーな
コミュニケーションの為に
全クラス2dB強化。



風切音抑制
機械音抑制
全クラス
2dB強化

会話強調機能

耳あな型・耳かけ型
対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000

器種 \ テクノロジークラス	2400	2000	1600	1200	1000
Evolv AI 2dB強化	最大 22	最大 10	最大 8	最大 8	最大 8
Livioシリーズ（第1世代）	最大 20	最大 8	最大 6	最大 6	最大 6

(単位: dB)

補聴器は新時代へ

AI
人工知能が音を(分析)
環境適応)

自動調整

STARKEY SOUND™
スタークリーソウンド



新時代に必要なストレスフリー

1 より疲れないきこえ

最先端技術エッジAIがさらに
パワーアップ



> 32ページ

2 選べるラインアップ

見た目やパワフルさを重視した
追加ラインアップ



> 34ページ

3 つながる3つの安心


補聴器専門スタッフ、ご家族と
つながる安心



> 35ページ

より疲れないきこえ

より良い「きこえ」は補聴器ではなく、あなたが主役。



補聴器に
求められている
こととは?



自然で豊かな音



大きい音 ×



音の方向感



背景雑音 ×

(Marke trak10/HIA2019より)

「きこえ = 一人ひとりの感覚」への対応

欲しい時に欲しい調整。だから、ストレスフリー。

「今、その瞬間に調整できるから」より疲れない！



 エッジモード ^{プラス}

どこにいても快適なオンデマンドAI調整

補聴器やスマートフォンを
"簡単ワンタッチ" 瞬間調整



まるで、ベテラン調整スタッフが補聴器の中に
居るかのようにその場で瞬間調整します。

学習済AIの調整パターン
+ プラス : 72兆パターン追加

対応 グラス 2400 2000 * 1600 *

* Evolv AI 2000/1600はThriveアプリが必要です。

ワンタッチ操作



ダブルタップ or プッシュボタン操作

オンデマンドAI 瞬間調整

センサー & AIが
操作前10-15秒間の
音響環境を分析

学習済合計85兆パターンから
AIがいま必要な調整を
予測してお届け

「調整コミュニケーションで」より疲れない！

専門調整スタッフにも難しい、
聴覚=感覚のコミュニケーションをエッジモード+が解決します。


✓ 調整に通う頻度を減らせます。

✓ 難しい音響環境の説明も不要です。

お客様が
求めていいる音は.....
どう調整しようかな.....



あの時.....あの場所.....
聴き取りづらかった感覚.....
どう伝えたらいいかな.....



「欲しい時に自分で操作できるから」より疲れない！



エッジモード ^{プラス}

「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」全てでユーザーから好まれました。

■ エッジモード + ■ 初期調整 ■ どちらも変わらない



騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果

*出典:Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-ST

選べる ラインアップ

お客様の意見から
"充電式耳あな型"が
さらに進化、第2世代へ



世界最小サイズの
ワイヤレス耳あな型補聴器




STYLE

* IICは1600以上で選択できます。

スタークリーの匠の技(クラフトマンシップ)が
可能にした豊富なラインアップ

対応 クラス 2400 2000 1600 1200 1000



つながる安心

ご家族やお店のスタッフと
"つながる安心で"生活はより豊かに

安心1 オンライン遠隔調整で つながる



Telehear™(テレヒア) オンライン調整*

対応 クラス 2400 2000 1600 1200 1000

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます



安心2 万一の時に つながる



転倒通知 全クラス搭載

対応 クラス 2400 2000 1600 1200 1000

ユーザー本人用 アプリ 無料



ダウンロード

※ iOS15以上、
Android OS 7.0以上
の対応スマホで
ご利用できます。



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

安心3 リアルタイムに家族と つながる



離れて生活していても、ユーザーの
心身の健康状態を確認できます。

Hear Share (ヒアシェア)

対応 クラス 2400 2000 1600 1200

家族用 アプリ 無料



ダウンロード

※ iOS12以上、
Android OS 6.0以上
でご利用できます。



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

* 一部の店舗ではご利用できない場合があります。

1 Centers for Disease Control and Prevention [2014]. Stay independent: prevent falls. Retrieved from: https://www.cdc.gov/steadi/pdf/STEADI_OlderAdultfactSheet-a.pdf

* 非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC 312で選択可能)の場合、本ページの機能は利用できません。



耳かけ型

2400 2000 1600 1200 1000



軽度～重度難聴

エボルブ エーアイ シリーズ
製品ラインアップ

		充電式	電池交換式			
スタイル (カラー名)		RIC R	BTER	RIC312	BTE13	BTE13 Power Plus
		Bluetooth® IP68 *2				
ホワイト&スターリング	ホワイト&スターリング	ホワイト&スターリング	ホワイト&スターリング	ホワイト&スターリング	ホワイト&スターリング	ホワイト&スターリング
適応聴力	軽度、中等度、高度、重度	軽度、中等度、高度	軽度、中等度、高度、重度	軽度、中等度、高度	軽度、中等度、高度	高度、重度
電池	充電	充電	312	13	13	13
使用時間(時間)	24	22	90-110	180	144	
操作部	シーソースイッチ テレコイル	プッシュボタン テレコイル	シーソースイッチ	シーソースイッチ テレコイル	シーソースイッチ テレコイル	シーソースイッチ テレコイル

Standard Evolv AI	修理保証	紛失保証*1	充電式価格(充電器11,000円(税込)含む)	電池式価格
2400 エクスクルーシブ	3年	2年1回	両耳 1,311,000円 片耳 661,000円	両耳 1,300,000円 片耳 650,000円
2000 プレミアム	3年	2年1回	両耳 831,000円 片耳 421,000円	両耳 820,000円 片耳 410,000円
1600 スタンダード	2年	1年1回	両耳 531,000円 片耳 271,000円	両耳 520,000円 片耳 260,000円
1200 ベーシック	2年	—	両耳 431,000円 片耳 221,000円	両耳 420,000円 片耳 210,000円
1000 エコノミー	2年	—	両耳 351,000円 片耳 181,000円	両耳 340,000円 片耳 170,000円

あんしんメンテナンスパック

補聴器購入時限定特別プラン

両耳 ¥36,800
片耳 ¥24,800

※詳しくは54,55ページをご覧ください

CROS 片方の耳が聞こえない方へ

クロス送信機 受信機側の補聴器
聞こえない耳 聞こえる耳

RIC R CROS
RIC312 CROS
BTE13 CROS

価格 ¥110,000(税込)
※1200(ベーシッククラス)以上でのご対応となります。

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

管理医療機器認証番号：231ADBZK00014000（耳かけ型）

※電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。

ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

● CROSは電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーを使いの場合はご購入前に必ず専門医にご相談ください。

● CROSはワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。

● 補聴器は非課税です。



耳あな型

2400 2000 1600 1200 1000



	充電式	電池交換式
スタイル (カラー名)	*2 *2	*2 *2
適応聴力	軽度、中等度、高度、重度	軽度、中等度、高度、重度
電池	充電	312 10A 10A
使用時間(時間)	24	24 96 *3 65-75 70-75
操作部	プッシュボタン標準 テレコイル選択可	プッシュボタン選択可 T2リモート

Custom Evolv AI	修理保証	紛失保証 *1	充電式価格 (充電器17,600円(税込)含む)	電池式価格	あんしんメンテナンスパック <small>補聴器購入時限定特別プラン</small>
2400 エクスクルーシブ	3年	2年1回	両耳 1,337,600円 片耳 677,600円	両耳 1,320,000円 片耳 660,000円	
2000 プレミアム	3年	2年1回	両耳 857,600円 片耳 437,600円	両耳 840,000円 片耳 420,000円	
1600 スタンダード	2年	1年1回	両耳 557,600円 片耳 287,600円	両耳 540,000円 片耳 270,000円	
1200 ベーシック	2年	120日1回	両耳 457,600円 片耳 237,600円	両耳 440,000円 片耳 220,000円	
1000 エコノミー	2年	120日1回	両耳 377,600円 片耳 197,600円	両耳 360,000円 片耳 180,000円	

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000（耳あな型）

*3：電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。

ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

● T2リモートアプリ（プッシュトーンで音量、メモリー操作）対応

● CIC, IICは非ワイヤレスモデルの為、センサー&AI機能は利用できません。

● 補聴器は非課税です。

*3：ワイヤレス機能非搭載モデルは112-136時間となります。



圧倒的な高音質、安心の聞こえ。

充電式			電池交換式		
Bluetooth® *2 IP57	Bluetooth® *2 IP57	Bluetooth® *2 IP68	Bluetooth® *2 IP68	Bluetooth® *2 IP58	Bluetooth® *2 IP68
ITC R <small>プッシュボタン標準</small> <small>指向性標準</small> <small>AP選択可</small> <small>充電</small>	ITE R <small>プッシュボタン標準</small> <small>テレコイル選択可</small> <small>指向性標準</small> <small>AP選択可</small> <small>充電</small>	RIC R <small>シーソースイッチ</small> <small>テレコイル</small> <small>AP選択可(有料)</small> <small>充電</small>	BTE R <small>プッシュボタン</small> <small>テレコイル</small> <small>充電</small>	RIC 312 <small>シーソースイッチ</small> <small>AP選択可(有料)</small> <small>312</small>	BTE 13 <small>シーソースイッチ</small> <small>テレコイル</small> <small>13</small>
耳あな型 カラーバリエーション シェル	耳かけ型(写真はRIC) カラーバリエーション シェル				
ITC R	ITE R	RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13
テクノロジークラス	修理保証	紛失保証 *1	充電式価格 (充電器17,600円(税込)含む)	充電式価格 (充電器11,000円(税込)含む)	電池式価格
1200 ベーシック	2年	耳あな型のみ 120日間	両耳 337,600円 片耳 177,600円	両耳 311,000円 片耳 161,000円	両耳 300,000円 片耳 150,000円
1000 エコノミー	2年	耳あな型のみ 120日間	両耳 297,600円 片耳 157,600円	両耳 271,000円 片耳 141,000円	両耳 260,000円 片耳 130,000円

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

*3：埋込式レシーバー有料オプション 埋込式カスタムレシーバー(AP:アブシリュー/パワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳あな型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、46ページをご参照ください。)



※ 耳かけ型/パートについては46ページをご参照ください。

●補聴器は両耳装用をおすすめします。 ●補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)



補聴器購入時限定特別プラン

両耳 ¥36,800

片耳 ¥24,800

※詳しくは54,55ページをご覧ください

モデル S

Model S

シンプルに良い聴こえを求めるなら。



軽度～重度難聴



一般的レシーバー分離型

RIC

軽 → 重



スターイング



扱いやすく電池長持ち

BTE

軽 → 高



スターイング



S3 クラス

両耳 196,000円

片耳 98,000円

S2 クラス

両耳 156,000円

片耳 78,000円



*1 : 国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

*2 : 埋込式レシーバー有料オプション 埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合:非課税20,000円)

便利

リモコン対応・外部機器接続

ワイヤレスアクセサリーを利用して、
聞き取りやすさ、使い勝手がさらに向上。

テーブルマイク

57,200円(税込)

(複数)



会話相手

TVストリーマー

35,200円(税込)



ミニマイク

23,100円(税込)

会話相手

リモートマイク +

40,700円(税込)

音声入力

プラス

リモコン

StarLink

リモコン 22,000円(税込)

会話相手

スマートフォン

会話相手

アクセサリー

クリーニング・ケア

ドライキャップ
UV3

19,800円(税込)
保証期間
2年



詰め替え用
HAドライ
550円(税込)

乾燥ケース
1,100円(税込)

詰め替え用
シリカゲル1袋
220円(税込)

電池交換式用
清掃ブラシ
各220円(税込)

充電式用
清掃ブラシ
各220円(税込)

ホワイトワックス
ガード(8本入り)
880円(税込)

耳あな型用
マイクカバー
(4本入り) ※写真はページュ(大)

880円(税込)

器種 サイズ カラー(2種)

ITE 大 ベージュ
ブラック

ITC 小 ベージュ
ココアブラウン

CIC CIC312 ブラック

Evolv AI·Livio·Model S

耳かけ型用
マイクカバー
550円(税込)

※写真はRCR
ご注文時、補聴器の製品名とカラー
をお知らせください。

充電器関連



全シリーズ共通
耳あな型
(ITE R・ITC R兼用)



Genesis AI
耳かけ型
(mRIC R用) (RIC RT用)
StarLinkチャージャー
(バッテリー非搭載)
各17,600円(税込)
保証期間
1年



Evolv AI·Livio
耳かけ型用
(RIC·BTE兼用)
チャージャーケース
(バッテリー非搭載)
11,000円(税込)
保証期間
1年



詰め替え用ドライカプセル6個
1,100円(税込)

空気電池関連



補聴器用空気電池
10A(PR536)、312(PR41)、
13(PR48)、675(PR44)



※空気電池用
液晶電池チェック
880円(税込)

ケース



ハードタイプ
1,320円(税込)

StarLink ワイヤレスアクセサリー



テーブルマイク
57,200円(税込)
保証期間
1年



TVストリーマー
35,200円(税込)
保証期間
1年



リモートマイク+
40,700円(税込)
保証期間
1年



オーディオ
入力ケーブル
1,320円(税込)



ミニマイク
23,100円(税込)
保証期間
1年




StarLink
リモコン
22,000円(税込)
保証期間
1年

アクセサリー専用ストラップ
550円(税込)


耳あな型カスタマイズオプション

お客様それぞれの「きこえ」やライフスタイルに合わせて、最適な状態でお使いいただくために、
スターキーは豊富なオプションをご用意しております。

各オプション参考



Genesis AI
ITE R
A コントロール
取り出し(ノッチ加工)
B 耳あか防止
マイク
ベント(通気孔)
※標準仕様では、CIC 312/CICにコントロールはありません。



Genesis AI
CIC 312
A コントロール*(
プッシュボタン)
取り出し(ワイヤレスアンテナ)
B 耳あか防止
ベント(通気孔)

指向性マイク

騒音下でノイズを抑え、会話により集中し易くなります。

テレコイル (※ITEのみ)

誘導ループシステムや電話の声を直接補聴器に
伝えることができます。
手動で切り換える場合、別途プッシュボタンが必要になります。

A プッシュボタン コントロール (IIC除く)

B デジタルボリューム

ボリューム、メモリー切り替え、電源オンオフ、などができます。

回転式ボリューム。(CIC, CIC312不可)

ホワイトワックスガード (標準)

撥水撥油性の耳あかガード。
お客様ご自身で交換できます。



B スプリング 耳あか防止

金属コイルで耳あかの侵入を防ぎます。
(IIC/CIC不可)



ワックスキャップ

非常に小さいので
先端が細い場合でも取り付け可能です。



上記以外の選択肢もご用意しておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
耳あな型補聴器は、器種やお客様のご要望、耳の形状によりカスタマイズされます。

耳かけ型パート類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

RICタイプ

Genesis AI
Evolv AI
Livio
Model S

例) mRIC

標準レシーバー 各11,000円(税込)
L / スリム M / ノーマル P / パワー

オープンチップ クローズチップ 各2,200円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(4種類): 5, 7, 9, 11mm

シリコンモールド(左・右)
サイズ: XS, S, M 各2,200円(税込)

カスタムイヤモールド
※ご注文時は、ご使用いただいているレシーバーゲインをお伝えください。

パワードーム 3,300円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(2種類): 8-10, 10-12mm

中空シリコンモールド(左・右)
サイズ: XS, S, M 各2,200円(税込)

ヘリックスモールド(左・右)
各2,200円(税込)

※補聴器同時購入(10,000円非課税)がお得です。

BTEタイプ

Evolv AI
Livio
Model S

例) BTE13

イヤフック 330円(税込)
イヤフック(小児用)

ジョイントチューブ 220円(税込)

耳栓 330円(税込)
サイズ(3種類): LL, L, ML, M, MS, S, ソフトS, ソフトSS

スマートチューブ シリコンモールド(左・右)
各2,200円(税込)

オープンチップ クローズチップ 各2,200円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(4種類): 5, 7, 9, 11mm

パワードーム 3,300円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(2種類): 8-10, 10-12mm

カスタムイヤモールド

お客様の耳の形に合わせて作製する
特注の耳栓

カスタムイヤモールド

耳かけ型補聴器でも"最高のフィット"を実現します

オーダーメイド補聴器の世界的な先駆者スタークィーが耳かけ型補聴器性能を担保するため、一人ひとりの耳の形にあったイヤモールドをご提供します。
(納期など詳細は取扱店にご相談ください。)

ハード 10,000円(非課税)
ソフト 12,000円(非課税)

カラーバリエーション
※RICはクリアのみ

クリア(標準) レッド ブルー ブラック パープル オレンジ グリーン

耳かけ型カラーバリエーション

Genesis AI



Evolv AI / Livio



耳あな型カラーバリエーション

Genesis AI / Evolv AI / Livio (IIC, CIC, CIC 312は Genesis AIとEvolv AI)

器種	フェイスプレートカラー(外側)	シェルカラー(内側)	組み合わせ	標準カラー
IIC	ブラック ダークブラウン ベージュ	+ ブラック ベージュ レッド ブルー クリア		ブラック & ブラック
CIC	ブラック ココアブラウン ベージュ	+ ブラック ベージュ レッド ブルー クリア		ブラック & ブラック
CIC312	ブラック ベージュ	+ ブラック ベージュ レッド ブルー クリア		ブラック & ブラック
ITC R ITE R	ブラック ベージュ	+ ブラック ベージュ レッド ブルー クリア		ブラック & ブラック

性能一覧

データはJIS C 5512(2015)に基づいて測定されています。

スタイル	誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	JIS				適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ			
		90dB入力最大出力 音圧レベル(dB SPL)		最大音響利得 (dB)								
		HFA-MASL	ピーカ	HFA-OSPL90	ピーカ	HFA-FOG						
Genesis AI (ジェネシスAI)	RIC 312	—	107-120	101-116	43-60	36-56	軽～高	312	80-96	22-23		
	RIC 312 UP (埋込式カスタムレシーバーのみ)	—	125	122	67	64	高～重	312	80-96			
	mRIC R	—	107-119	101-115	42-60	35-55	軽～高	Li-Ion	~ 41			
	mRIC R UP (埋込式カスタムレシーバーのみ)	—	125	122	66	63	高～重	Li-Ion	~ 41			
	RIC RT	67-79-86	107-120	102-117	42-60	36-56	軽～高	Li-Ion	~ 51			
	RIC RT UP (埋込式カスタムレシーバーのみ)	94	125	122	67	65	高～重	Li-Ion	~ 51			
耳かけ型	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41(312)	100-110	32-33		
	RIC 312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41(312)	90			
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	~ 24			
	RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	~ 24			
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48(13)	180			
	BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	~ 22			
Evolv AI (エボルブAI)	BTE PP	92	140	133	80	73	高～重	PR48(13)	144	38-39		
	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41(312)	100-110			
	RIC 312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41(312)	90			
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	~ 24			
	RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	~ 24			
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48(13)	180			
Livio (リビオ)	BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	~ 22	40-41		
	RIC	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41(312)	100-110			
	RIC AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41(312)	90			
	BTE	92	130	122	70	62	軽～高	PR48(13)	180			
	IIC	—	110-115	105-110	41-49	36-46	軽～高	10A	80-112			
	CIC	—	110-118	105-114	43-61	37-54	軽～高	10A	80-112			
耳あな型	CIC 312	74-83	109-117	104-113	42-60	36-54	軽～高	312	112-128*	24-25		
	ITC R	92	110-117	105-113	40-59	36-55	軽～高	Li-Ion	~ 42			
	ITC R UP	—	125	122	68	63	高～重	Li-Ion	~ 42			
	ITE R	74-83	114-117	109-113	51-58	46-54	軽～高	Li-Ion	~ 42			
	ITE R UP	92	125	121	67	63	高～重	Li-Ion	~ 42			
	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-46	軽～高	PR536(10A)	70-75			
Evolv AI (エボルブAI)	CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536(10A)	65-75	34-35		
	CIC 312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41(312)	96*			
	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	~ 23			
	ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~ 23			
	ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	~ 23			
	ITE R AP (アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~ 23			
Livio (リビオ)	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	~ 23	38		
	ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~ 23			
	ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	~ 23			
	ITE R AP (アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	~ 23			

クラス別 機能・保証比較表

分類	機能	機能説明
音質コア	チャンネルバンド数	音の帯域を複数に分割することで、より自然なサウンドを再現します。
	音響分析バンド数	音環境を分析するためのバンド数です。
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上します。
	加算型コンプレッサー	高速&低速の2種類の同時音声圧縮処理により、聞き取りやすさと聞き心地を両立。
	ハウリング抑制	定評のある独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放します。
	参考型OCL	音量感と共に自声の違和感を改善し、より自然な音質を届ける新しい圧縮型出力制限。
*1 両耳機能	空間スピーチエンハンス	賑やかな場所で正面の話し相手との会話に集中できます。
	音楽(BGM)強調	左右の補聴器の音質を連動させ、より自然にBGMを楽しめます。
	両耳受話	受話器を補聴器に近づけると両耳で話し相手の声を聞くことができます。
	ユーザー contro l連動	片方の補聴器への操作で、左右両方の補聴器を同時に操作できます。
快適	音楽専用処理	音楽を楽しむための独自の計算式で、ありのままの自然なサウンドを届けます。
	子音強調	ささやき声だと聞き取りにくい「サ行」や「カ行」の音の成分を極力立てて聞こえやすくします。
	会話強調	独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にあらざる雑音さえも抑制します。
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。
雑音抑制	風切り音抑制	風切り音を効果的に抑制。屋外でも聞き取りやすくなります。
	機械音抑制	ミキサーなど大きな定常的な音がある場合に抑制します。
	ソフト入力雑音抑制	冷蔵庫やエアコンの小さくわざわざらしい音を抑えることで、言葉をより聞き易くします。
*2 指向性	モーションセンサー指向性	センサーと連動して指向性を最適化します。
	空間認識指向性	耳が持つ自然な音の方向感を復元します。
	指向性モード	言葉の聞き取りを向上するために、会話と雑音を選び分けます。
利便性	メモリープログラム数	PC調整で設定できる最大プログラム数(基準、標準、レストランなど)。
	ハンズフリー通話 *1	iPhone11以降(iOS15.1以降)をお使いの場合、通話時に補聴器のマイクで自声を拾います。
	オンライン調整 *3	ご自宅に居ながら調整が可能なアプリでの遠隔調整機能。
*1 通信機器	スマートフォン	スマートフォンと接続して通話、音楽ストリーミングができます。
	ワイヤレスアクセサリー	ワイヤレスアクセサリーを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手が向上します。
	CROSシステム	CROS送信機のマイクで音を捉えて、反対側の補聴器に音声を届けます。
保証	修理保証	無償にて修理対応を行います。 ⁴
	紛失・破損保証	紛失または過失による損傷にあった場合、無償にて再作・同等品交換します。

*1: 非ワイヤレスモデルの場合、使用できません。

*2: IIC,CIC,CIC312には指向性は対応しません。

*3: 一部の店舗ではご利用できない場合があります。

*4: 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合。充電器は対象外です。

※ 対応スマートフォンに関する情報をご確認ください。

Genesis ^{AI}		evolv ^{AI}								livio	
24	20	16	2400	2000	1600	1200	1000	1200	1000	1200	1000
耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ
24	20	16	24	20	16	12	10	12	10	12	10
64	60	56									
10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
★★★ ^{*5} ★★	★★★ ^{*5}	★★ ^{*5}	— ★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	— ★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	— ★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	— ★★ ^{*5}	— ★★ ^{*5}	— ★★ ^{*5}	— ★★ ^{*5}	— ★★ ^{*5}	— ★★ ^{*5}
—	—	—	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}	★★★ ^{*5} ★★★ ^{*5}
○	○	○	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
★★★	★★★	★★	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大22dB	最大10dB	最大8dB	最大22dB	最大10dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB
最大15dB	最大9dB	最大6dB	最大15dB	最大9dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB
最大35dB	最大19dB	最大10dB	最大32dB	最大17dB	最大9dB	最大9dB	最大9dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB
最大22dB	最大12dB	最大7dB	最大22dB	最大12dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB	最大5dB	最大5dB	最大5dB	最大5dB
★★★ ★★★	★★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★	★★★ ★★★
★★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—
追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch	追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch	追従型 12ch	固定型 自動切替	追従型 12ch	固定型 自動切替	追従型 12ch	固定型 自動切替
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*6}	○ ^{*6}
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}	— ○ ^{*5}
3年	3年	2年	3年	3年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年
2年1回	2年1回	1年1回	2年1回	2年1回	1年1回	1年1回	— ^{*7}				

*5: RIC RT/RIC R/RIC 312/BTE 13のみ対応します。

*6: 受話操作はスマートフォンで行う必要があります。

*7: 耳あな型のみ納入後120日間の紛失・破損保証となります。

※ センサー & AI の機能比較は P52・P53 ページをご参照ください。

クラス別 センサー&AI(ヘルサブル)^{*1}機能比較

分類	機能	どのような機能?	どのような時に利用?
きこえ ヒアリングパフォーマンス	エッジモード +	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を瞬時に調整する	いつ・どんな場所でも、聴き取りに我慢したくないときに
	瞬時快適モード(アプリ) <small>NEW</small>	エッジモードの音質を最大3つのモードから選べて保存できる	好みの音質に簡単に変更／保存したい
	VC ボイスコマンド	タップしてつぶやくだけで補聴器を音声操作できる	
	タップコントロール	トントンするだけでストリーミングの開始と停止ができる	時間をかけずに操作したい
	ボイスAI ^{*2}	利用すればするほど、AIが音声を学習する遠隔マイク	ささやき声を聞き逃したくないときに
	マスクモード	マスク越しの声を聴き取りやすくする	病院やコンビニのレジでの会話など聞き逃したくないときに
	自動オン/オフ	静止状態が15分続くと自動的に省エネモード	補聴器を置きっぱなしにしてしまったとき
	セルフチェック	補聴器の内部の状態をスマホが診断する	突然聞こえなくなっても、どうしたらいいかはスマホでチェック
	TeleHear オンライン調整 ^{*3}	補聴器をオンラインで調整できる	自宅に居ながら、補聴器のことを相談したい
	身体の健康	運動量を毎日ゲーム感覚で管理できる	心身ともに健康的な生活を送りたい
ヘルスケア 健康とウェルネス	脳の健康	脳の活性につながる行動を無理なく管理できる	
	転倒通知	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信する	万が一のときでも家族が安心できる
	ヒアシェア (みまもりアプリ)	離れた場所から補聴器の使用状況をモニタリング	家族が離れた場所にいてもあなたを見守ってくれる
	補聴器を探す	スマホを使って補聴器を探す	補聴器をなくしたとき
	リマインド通知	スケジュールを補聴器が通知する	薬の飲み忘れなどを避けたい
情報アシスタント AIアシスタント	文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる	会話をメモに残したい
	音声翻訳	聞きたい言語をその場で翻訳する	海外旅行や語学学習で慌てる必要なし

*1 : テクノロジーによる健康状態のトラッキングや情報サポートのための独自機能。

*2 : iOS利用、両耳装用、250-500Hzで50dBHL以上の聴力損失があることが動作条件となります。(2024年1月現在)

*3 : TeleHear オンライン調整は一部の店舗ではご利用できない場合があります。

52 ※非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC312で選択可能)の場合、センサー&AI機能は利用できません。

Genesis ^{AI}			evolv ^{AI}						livio	
24	20	16	2400	2000	1600	1200	1000	1200	1000	
						—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
VC	VC	VC	VC	VC	VC	—	—	—	—	—
										—
	—	—		—	—	—	—	—	—	—
							—		—	—
									—	—
										—
										—
									—	—
									—	—
!	!	!	!	!	!	!	!	!	—	—
									—	—
									—	—
									—	—
		—		—	—	—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—	—

*4 : 操作には専用アプリが必要です。

... 補聴器単体で操作できる機能です
(2024年3月現在)

メンテナンス機器

+ 延長保証

をセットにして、より快適・安心な
補聴器生活をご提案します



補聴器購入時限定特別プラン

あんしんメンテナンスパックとは



充電式UV除菌乾燥機

無償修理保証
紛失・破損保証
耳あな型シェルの
無償再作保証

プラス1年延長保証

補聴器ご購入時に選択できるメンテナンス機器
と延長保証をセットにした、お得なプランです

通常価格

除菌乾燥機(ドライキップUV3) 延長保証(スターキーケア)

19,800円(税込)

両耳 40,000円(非課税) 片耳 20,000円(非課税)

価格

両耳 36,800円 片耳 24,800円

ご加入条件

- 補聴器本体のご購入時のみ加入できます。
- 補聴器を両耳で購入した場合、片耳のみ加入することはできません。
- 当社に帰責事由があった場合を除き、解約・返金不可となります。

もしもに備えてさらに安心の保証を!

プラス1年延長保証

スタークリーケア

[通常価格 両耳] 40,000円(非課税)

[通常価格 片耳] 20,000円(非課税)

クラス	120日	1年	2年	3年	4年	5年
24 / 20 2400 / 2000 エクスクルーシブ プレミアム	無償修理保証				+1年延長	
	紛失・破損保証			+1年延長		
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				
16 1600 スタンダード	無償修理保証		+1年延長	+1年延長		
	紛失・破損保証	+1年延長		得々保証* 上限20,000円	得々保証* 上限30,000円	得々保証* 上限40,000円
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				

*無償修理保証期間終了後、5年目までは各料金(一律)を上限として、これを超える修理費用は請求しません。

無償修理保証 最大4年間

お買い上げ日より、表記の各保証期間内に発生した自然故障に対する修理を無償で行います(充電池交換含む)。

紛失・破損保証 最大3年間

お買い上げ日より表記の各保証期間内で、紛失・盗難・天災・自損事故にあった場合、1回のみ無償再作・同等品交換します。

耳あな型シェル再作保証 最大2年間

耳あな型補聴器をご購入いただいた際、形状がお客様の耳の形状に適さない場合、再度無償でシェルを作成します。



アイエフデザイン
アワード受賞

補聴器の管理がラクになる!

充電式 UV除菌乾燥機 ドライキップ UV3®

通常価格 19,800円(税込)



- ✓ コードレスで使いやすい!
- ✓ スマホなど他のアイテムも除菌可能!