

## 障害者総合支援法とは？

重度・高度難聴の場合、補聴器の購入費用が支給される制度です。

障害者総合支援法には、聴覚障害等級のいずれかに該当した場合、住民票のある各市区町村の福祉担当窓口へ申請することで補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

聴覚障害等級		身体障害者福祉法より抜粋
対象器種の目安*	級別	障害の状態
重度	2級	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの（両耳全ろう）
	3級	両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの（耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの）
高度	4級	1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの（耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの） 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
	6級	1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの（40センチメートル以上の距離で発声された会話を理解し得ないもの） 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

\* 目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

補聴器購入基準価格 平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号 改正 令和6年3月29日 厚生労働省告示第6号より

名称	価格(非課税)	該当器種	備考
高度難聴用 耳かけ型	46,400円	Model S3w	※身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額（9,500円）の範囲内で必要な額を加算されます。
重度難聴用 耳かけ型	71,200円	Evolv AI 1000w	※補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること
耳あな型 (オーダーメイド)	144,900円	Livio 1000w	※耳あな型の充電電池交換は、本制度の修理基準表に項目がないため通常料金39,000円（非課税）がかかります。

※自己負担額は原則1割負担となります。ただし所得や自治体によっては例外もあります。  
※最新の情報につきましては、住民票のある各市区町村の福祉担当窓口などにてご確認ください。  
※本資料に掲載している情報により不利益が生じたとしても、スターキージャパン株式会社は一切の責任を負いません。

### スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F  
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

0120-045-190

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。  
しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。  
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。  
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

BROC00188-00-JJ JP YBR-188



Hear better. Live better.



MO 94856  
2024年8月作成  
JMY50-137

Hear better. Live better.



## スターキー補聴器

# 障害者総合支援法カタログ



IP68・IP58・IP57を取得。汗や水、砂やホコリによるリスクを減少。毎日、安心して使用できる日常防水設計です。（完全防水とは異なります。）



独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放。（食事や帽子を深くかぶってもピーピーしにくい。）



突発的に発生する大きい音、冷蔵庫やエアコンのファンなどの小さくわずらわしい音を抑制し言葉をより聞き取りやすくします。



言葉の自然な聞き取りを向上させるように、会話と雑音を選り分けます。雑音の方向を自動的に避けて言葉に自動フォーカス。



リモコンなどワイヤレスアクセサリーと接続して、聞き取りやすさ、使い勝手がさらに向上します。また、スマートフォンとBluetooth通信し、専用アプリで補聴器を操作することもできます（Evolv AI 1000w, Livio 1000wのみ対応。詳しくは各器種のページをご覧ください。）

## ワイヤレスアクセサリーで聞き取り、使い勝手がさらに向上



※障害者総合支援法対応製品の支給(重度難聴用耳かけ型でワイヤレスマイクを必要とする場合など)を受けるには、まずはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

高度 4級、6級 Model S3w モデルS3w

16チャンネル

- BTEまたはレシーバー分離タイプ (RIC) から選択可能
- 追従型志向性で会話を妨げる雑音を可能な限り低減
- ワイヤレスアクセサリ対応

1年間保証

**RIC**


IP58\*2  
防水・防塵

ハウリング抑制

雑音抑制

追従型指向性

リモコン対応



**BTE**



- シーソースイッチ
- テレコイル


使用電池 13

IP68\*2  
防水・防塵

ハウリング抑制

雑音抑制

追従型指向性



\* 埋込式カスタムレシーバー (AP仕様も含む)は、補聴器本体と同時注文の場合に限り、10,000円 (非課税) で作成出来ます。なお、保証期間は補聴器に準じます。



カラーバリエーション 全4色 (写真はRIC)



音質コア		両耳機能	快適		雑音抑制		
再現周波数	ハウリング抑制	ユーザコントロール	会話強調	衝撃音抑制	風切音抑制	機械音抑制	ソフト入力雑音抑制
10KHz	○	○	最大 6dB	最大 6dB	最大 7dB	最大 5dB	★★

指向性	カスタマイズ			ワイヤレスアクセサリ
指向性モード	ハンドル数	メモリープログラム数	ストリーミング専用プログラム	各種リモコン対応
追従型 16ch	16	4	○	○

モデルS3w 性能一覧 (JIS C 5512:2015)	誘導コイル入力の最大感度 (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)		使用電池	電池寿命*1 (時間)
		ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG		
RIC	—	107-120	102-117	40-60	35-56	PR41(312)	100-110
RIC AP	—	130	124	70	65	PR41(312)	90
BTE	92	130	122	70	62	PR48(13)	180

■ 管理医療機器認証番号 231ADBZX00014000

重度 2級、3級 Evolv AI 1000w エボルブAI 1000w

10チャンネル

- 高出力なパワータイプBTE
- スマホアプリと連動。通話やメディアストリーミング対応
- ワイヤレスアクセサリ対応

1年間保証

**BTE 13 Power Plus**

IP68\*2  
防水・防塵

ハウリング抑制


雑音抑制

Bluetooth



- シーソースイッチ
- テレコイル

使用電池 13



エボルブ・リビオで使える

ユーザー本人用 アプリ 無料

スライブ thrive

ダウンロード

\* iOS15以上、Android OS 7.0 以上の対応スマホでご利用できます。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック 対応・非対応の結果がアイコン表示されます

スマホカメラをかざしてタップ

OK 対応

NG 非対応

カラーバリエーション 全4色



音質コア		両耳機能	快適		雑音抑制		
再現周波数	ハウリング抑制	ユーザコントロール	会話強調	衝撃音抑制	風切音抑制	機械音抑制	ソフト入力雑音抑制
8KHz	○	○	最大8dB	最大6dB	最大9dB	最大7dB	★

指向性	カスタマイズ			ワイヤレスアクセサリ
指向性モード	ハンドル数	メモリープログラム数	ストリーミング専用プログラム	各種リモコン対応
自動切替前後	10	4	○	○

エボルブAI 1000w 性能一覧 (JIS C5512:2015)	誘導コイル入力の最大感度 (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得		使用電池	電池寿命*1 (時間)
		ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG		
BTE PP	92	140	133	80	73	PR48(13)	144

■ 管理医療機器認証番号 231ADBZX00014000

\*1: 電池寿命は基準の状態にて測定した値であり、調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

\*2: 国際保護等級IP68・IP58・IP57を取得。完全防水とは異なります。

高度 4級、6級 Livio 1000w リビオ1000w

10チャンネル

- 充電式耳あな型補聴器
- フル充電3.5時間/最大連続使用23時間
- スマホアプリと連動。通話やメディアストリーミング対応
- ワイヤレスアクセサリ対応

1年間保証

**ITC R**



- プッシュボタン標準
- 指向性標準

充電

**ITE R**



- プッシュボタン標準
- テレコイル選択可
- 指向性標準


充電

IP57\*2  
防水・防塵

ハウリング抑制

雑音抑制

Bluetooth



リビオ1000wは別途充電器 (StarLinkチャージャー) ¥17,600 (税込) が必要です。急速充電対応: 10分充電で3時間使用可能

カラーバリエーション 全10色



音質コア		快適		雑音抑制		
再現周波数	ハウリング抑制	会話強調	衝撃音抑制	風切音抑制	機械音抑制	ソフト入力雑音抑制
8KHz	○	最大6dB	最大6dB	最大7dB	最大5dB	★

指向性	カスタマイズ			ワイヤレスアクセサリ
指向性モード	ハンドル数	メモリープログラム数	ストリーミング専用プログラム	各種リモコン対応
自動切替前後	10	4	○	○

リビオ1000w 性能一覧 (JIS C5512:2015)	誘導コイル入力の最大感度 (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得		電池形式	連続使用時間 (時間)
		ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG		
ITC R	—	115-130	109-123	50-70	46-64	充電	23
ITE R	76-92	115-130	109-123	50-70	46-64	充電	23

■ 管理医療機器認証番号302ADBZX004100(耳あな型)

\* 充電電池交換費用は、通常料金¥39,000 (非課税) がかかります。