

【 クラス別機能・保証比較性能表 】				
機 能 \ ク ラ ス		24	20	16
音 質	調整チャンネル数	24ch	20ch	16ch
	音響分析バンド数	64ch	60ch	56ch
	再現周波数	10KHz	10KHz	10KHz
雑音抑制／会話強調／指向性	風切音抑制	35dB	19dB	10dB
	機械音抑制	22dB	12dB	7dB
	ソフト入力雑音抑制	★★★	★★	★
	衝撃音抑制	15dB	9dB	6dB
	会話強調	22dB	10dB	8dB
	子音の聞き取り	★★★	★★	★
	音楽の聴き取り	★★★	★★	★
指向性		無指向性	無指向性	無指向性
他	オンデマンドAI調整 (エッジモード+)	プッシュボタン	—	—

【 性能一覧 】					適応 聴力	使用 電池	使用 時間
JIS							
誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル(db SPL)		最大音響利得(dB)				
HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG			
—	110-117	105-113	40-59	36-53	軽～高	Li-Ion	～38

データはJISC5512(2015)に基づいて測定されています

スターキー補聴器 修理保証制度

クラス・製品	無償修理保証*2	無償再作保証	紛失・破損保証
24・20	3年	1年	2年以内1回まで
16	2年	1年	1年以内1回まで*1
充電器	1年(交換対応)	—	非対応

*1. 紛失保証利用の場合は最寄りの警察へ遺失届を提出された際に発行された受理番号を必ずご連絡ください。
*2. 万が一の水ぬれ故障も保証対応。

修理価格表		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
A	簡易修理	保証内0円*3		クラスで異なる	10,000円/台		15,000円/台
B	内部パーツ交換	保証内0円*3		クラスで異なる	充電池/アンプなし 29,000円/台 or 充電池/アンプ込み 39,000円/台		見積後の積算修理
C	シェル再作	保証内0円*3		シェルのみ 29,000円/台 or シェル+内部/パーツ交換込み 45,000円/台			見積後の積算修理

*3. 保証内での充電池交換依頼は最大 1 回までで 2 回目以降は B : 39,000円・C : 45,000円の一律金額となります。
充電器は補聴器と異なる保証対応です。
※ 修理価格には技術料10,000円が含まれています。保証期間はスターキーのシステム登録日に従い自動算出されます。
修理後90日の同一箇所に保証を付帯。

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。
しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

2024年10月作成



ほぼ原寸大*2

*1. 2024年スターキー社調べ *2. 個人の耳の形状により異なります



スターキー

Signature [シグネチャー] CIC R カタログ



Signature
SERIES

スターキー シグネチャー

世界最小、目立ちにくい

充電式耳あな型補聴器の先駆者であるスターキーが、さらなる小型化のご要望にお応えし、世界最小*の充電式耳あな型補聴器を開発しました。目立たない極小サイズの中に最新の技術がつまっています

38時間

小さくて電池長持ち

連続使用時間38時間は業界最長クラス*
バッテリー搭載の充電器使用により、
本体+3回充電で最長150時間以上お使いいただけます


万が一の水ぬれ故障を保証

国際保護等級IP68を超える防水性能「Pro8ハイドラシールド™」搭載
※水深1mにおける浸水試験済み


国際保護等級 IP68とは

【防塵等級 6】

【防水等級 8】



これらテストの時間経過後、
修理が必要なダメージが
発生せずに使用可能な状態



*2024年
スターキー調べ

Signature
SERIES

スターキー シグネチャー

「誰と」「どんな場面または音環境」での会話が楽しみですか？

ご利用環境や用途に合わせたクラス(24・20・16)をお選びください

クラス別使用環境

24

20


16

聞き取りが難しい



どんな音環境でも
エッジモード+で
人工知能(AI)が
瞬間快適な音へ
(クラス24のみ)

適応聴力範囲



難聴：軽度～高度

CIC R

T2

*3 BEYOND IP68

プッシュボタン



組み合わせ色：
ブラック&ブラック

連続使用時間：38時間

管理医療機器認証番号：305ADBZX00100000

シグネチャー ジェネシス
CIC RはITC Rの半分



※装着時、外から見える幅の比較

CIC 全15色



クラス	修理保証	紛失保証*1		充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに	
				チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込
24	3年	2年1回	両耳	1,377,600円	1,414,400円
			片耳	697,600円	722,400円
20	3年	2年1回	両耳	977,600円	1,014,400円
			片耳	497,600円	522,400円
16	2年	1年1回	両耳	657,600円	694,400円
			片耳	337,600円	362,400円

あんしん
メンテナンス
パック

両耳 ¥36,800
片耳 ¥24,800

充電式UV除菌乾燥機
+
プラス1年保証

充電器



*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。*2：国際保護等級 IP68 取得。*3：T2リモートアプリ(プッシュボタンで音量、プログラム切替)対応。

補聴器は非課税です。