【 クラス別機能・保証比較性能表 】

機	能 \ クラス	24	20	16
	調整チャンネル数	24ch	20ch	16ch
音質	音響分析バンド数	64ch	60ch	56ch
	再現周波数	10KHz	10KHz	10KHz
	風切音抑制 35dB		19dB	10dB
雑	機械音抑制	22dB	12dB	7dB
音 抑 制	ソフト入力雑音抑制	***	**	*
/ 会 話	衝撃音抑制	15dB	9dB	6dB
強 調	会話強調	22dB	10dB	8dB
/ 指 向	子音の聞き取り	***	**	*
性	音楽の聴き取り	***	**	*
	指向性	無指向性	無指向性	無指向性
他	オンデマンドAI調整 (エッジモード+)	プッシュボタン	_	_

【性能一覧】

JIS							
誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)		コ最大出力 ル(db SPL)	最大音響利得(dB)		適応 聴力	使用電池	使用時間
HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG			
-	110-117	105-113	40-59	36-53	軽~高	Li-lon	~38

データはJISC5512(2015)に基づいて測定されています

スターキー補聴器 修理保証制度

クラス・製品	無償修理保証*2	無償再作保証	紛失•破損保証
24.20	3年	1年	2年以内1回まで
16	2年	1年	1年以内1回まで*1
充電器	1年(交換対応)	_	非対応

*1. 紛失保証利用の場合は最寄りの警察へ遺失届を提出された際に発行された受理番号を必ずご連絡ください。 *2. 万が一の水ぬれ故障も保証対応。

ſ	修理価格表	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
A	簡易修理	保証内	90円*3	クラスで 異なる	10,00	0円/台	15,000円/台
В	 内部パーツ 交換	保証内	90円*³	<u></u> クラスで 異なる	・ 充電池/ア	0円/台 r	見積後の 積算修理
С	シェル再作	保証内 0 円* ³		シェル+内 45,00	0円/台 r 部パーツ交) 	見積後の積算修理

- *3. 保証内での充電池交換依頼は最大1回までで2回目以降はB:39,000円・C:45,000円の一律金額となります。
- ※ 修理価格には技術料10,000円が含まれています。保証期間はスターキーのシステム登録日に従い自動算出されます。 修理後90日の同一箇所に保証を付帯。

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スターキージャパン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

Starkey

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ





スターキー Signature [シグネチャー] CIC R カタログ













*1.2024年スターキー社調べ *2.個人の耳の形状により異なります

[※]補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。 しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。 ◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。 ○本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

スターキー **シグネチャー**





世界最小、目立ちにくい

充電式耳あな型補聴器の先駆者であるスターキー が、さらなる小型化のご要望にお応えし、世界最小* の充電式耳あな型補聴器を開発しました。目立たな い極小サイズの中に最新の技術がつまっています

38時間/

小さくて電池長持ち

連続使用時間38時間は業界最長クラス* バッテリー搭載の充電器使用により、 本体+3回充電で最長150時間以上お使 いいただけます



万が一の 水ぬれ故障を保証

国際保護等級IP68を超える防水性能「Pro8ハイドラシールド™ | 搭載 ※水深1mにおける浸水試験済み



国際保護等級 IP68とは

【防塵等級 6】



これらテストの時間経過後 修理が必要なダメージが 発生せずに使用が可能な状態



スターキー **シグネチャー**

充電式耳あな型 24・20・16

「誰と」「どんな場面または音環境」での会話が楽しみですか?

ご利用環境や用途に合わせたクラス(24・20・16)をお選びください

クラス別使用環境

どんな音環境でも

エッジモード+で

人工知能(AI)が 瞬間快適な音へ (クラス24のみ)

適応聴力範囲

125 250 500 1K 2K 4K

難聴:軽度~高度

CIC R T=*3 *** *** プッシュボタン









管理医療機器認証番号:305ADBZX00100000



CIC 全10色















充電器



*1:期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。*2:国際保護等級IP68取得。*3:T2リモートアプリ(プッシュトーンで音量、プログラム切替)対応。

(バッテリー搭載)26,400円(税込)