

スターキー補聴器 修理保証制度

クラス・製品	無償 修理保証	無償 再作保証	紛失・破損保証
24・20	3年	1年	2年以内1回まで
16・1600	2年	1年	1年以内1回まで
12・1200・1000	2年	1年	120日以内1回まで*
Model S	2年	—	非対応
充電器・ ワイヤレスアクセサリ	1年 (交換対応)	—	非対応

* 耳あな型のみ紛失破損保証対象。121日～1年以内は、29,000円の特別対応あり。
紛失保証利用の場合は最寄りの警察へ遺失届を提出された際に発行された受理番号を必ずご連絡ください。
※イヤモールドの無償再作は60日間。

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ



Hear better. Live better.

2025.9

スターキー補聴器 総合カタログ



- ◎補聴器はきこえを回復するのではなく、補助するものです。
- ◎きこえに関する詳しい検査や補聴器の使用をご希望の場合は、まず耳鼻咽喉科専門医の診察を受けられることをお勧めします。
- ◎補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、効果が異なる場合があります。
- ◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
- ◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。
- ◎AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- ◎Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、iPod touchおよびApple Watchは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。



BROC0193-02-JJ-JP JPYBR-193

2025年9月作成
JMY50-149



Hear better. Live better.



"聴覚ヘルスケアカンパニー" スターキーについて

スターキー (Starkey) は、1967年にビル・オースティンによって設立され、補聴器業界における革新的な発想、デザイン、そして確かな技術力で、世界の補聴器市場をリードしてきました。特に、オーダーメイド補聴器の分野では先駆的な存在として知られています。

現在では、6,000人を超える従業員を擁し、29の拠点を通じて、100ヶ国以上で事業を展開するグローバルカンパニーへと成長しています。

本社はアメリカ・ミネソタ州イーデンプレーリーにあり、唯一のアメリカ資本による補聴技術プロバイダーとして、世界中の人々のきこえの課題に向き合い続けています。アメリカ本社の開発部門には、日本人技術者も在籍しており、製品開発において日本の知見が取り入れられています。

日本法人は1991年に設立され、世界の補聴器トップメーカーの一つとして、日本の皆様に「健康とウェルネスをリード」する製品とサービスをお届けする聴覚ヘルスケアカンパニーの分野で事業を展開しています。

スターキーは、“Hear better. Live better = より良い『きこえ』、より良い暮らし” をコーポレートメッセージに掲げ、聴覚ヘルスケアを通じて、人と人とがより深くつながる世界の実現を目指しています。



目次

会社紹介.....	2	シグネチャー シリーズ	
スターキー補聴器について.....	4	製品ラインアップ.....	28
“はじめての補聴器” Q&A	5	エボルブ エーアイ シリーズ	
補聴器の種類	6	ストレスフリー補聴器	30
環境に合わせた補聴器選びのヒント	8	製品ラインアップ.....	32
進化し続けるスターキーのAI補聴器.....	10	モデルS.....	36
きこえの違いを、あなたの耳で	12	カラーバリエーション.....	37
快適性への追求.....	14	スターキーのアプリ	38
防水性能を徹底強化	15	ワイヤレスアクセサリ	40
エッジ エーアイ シリーズ		アクセサリ	42
快適プレミアムAI補聴器.....	16	耳かけ型パーツ類組み合わせ表	43
製品ラインアップ	18	性能一覧.....	44
“瞬間快適” AI補聴器.....	22	機能比較表	46
ジェネシス エーアイ シリーズ		センサー&AI比較表.....	48
製品ラインアップ	24	あんしんメンテナンスパック	50

スターキー製品の受賞歴



2025年 Edge AI

「BIG Innovation Award」は、革新的なアイデアを実際の製品やサービスとして形にし、社会に新たな価値をもたらした企業・個人・製品に贈られる賞です。



2024年 Genesis AI

「MedTech ブレイクスルー賞」権威ある国際賞であり、世界の医療技術市場で最も革新的な製品を表彰するもの。



2024年 Starkey社製品全般に対して

「バイヤーズ・チョイス賞」最優秀カスタマーサービス賞、最優秀スタッフ経験賞、最優秀価格賞受賞。



2024年 Genesis AI

「CES 技術革新賞」消費者向けハイテク製品の優れたデザインと技術を表彰する賞。



2024年 Genesis AI

「MUSEデザイン賞」世界中の製品の優れた独創的なデザイン作品を表彰する国際デザインコンペティション。

スターキー補聴器について

■ 先進の補聴器は「きこえを超えた価値」を提供します。

スターキーの補聴器は、音を聞き取りやすくするだけでなく、日常生活における快適さや安心感をサポートするスマートデバイスとして進化しています。

健康とウェルネスの向上に寄与し、あなたの毎日をより豊かに変えてくれます。聴きたい音をしっかりと届け、不要な雑音を抑えることで、大切な瞬間を逃さず、より自然で快適なきこえを実現します。

■ 人に寄り添う設計思想

スターキーは技術の進化のその先にある、人の生活全体に寄り添う価値を大切にしています。聴覚ケアを通じて、**人とのつながり**を創り出し、孤独感や疎外感を軽減することに力を入れています。

■ 脳との協調を意識した補聴器技術

「聴覚は耳で始まり、脳で完結する」として、スターキーの補聴器は、耳から届いた音を聞いてその意味を理解する脳のしくみを模倣した高度なAI技術を搭載。複雑な音環境でも、言葉をより自然に聞き取りやすくなるよう設計されています。補聴器の装用を通じ、脳が「きこえに慣れていく」その過程に寄り添いながら、日常の会話や環境音がより心地よく、自然に感じられるよう工夫されています。

■ 両耳装用のメリットとは

音を「ステレオ」で捉えることで、両耳での装用では、**立体的でバランスの取れた音環境**を再現します。音の方向や距離を正確に把握しやすくなり、騒がしい場所でも**聴きたい声に集中しやす**くなります。

会話がより
理解しやすい

可聴範囲
が拡大

音の方向感
が向上

音質の向上

音の区別
がしやすい

補聴器満足度
の向上



“はじめての補聴器” Q&A

補聴器に関する代表的な質問について答えます。

Question & Answer

Q 補聴器は購入前に
試せますか？

A

多くの補聴器専門店やクリニックでは、補聴器の試聴や貸出サービスをご用意しています。実際に試してみることで、ご自身の聞こえ方や生活スタイルに合っているかを確認することができます。なお、貸出サービスの内容は店舗によって異なり、一部では有償の場合もあります。詳しくは、補聴器販売店へ直接お問い合わせいただくと安心です。

Q 補聴器は何年くらい
使えますか？

A

一般的に、補聴器の使用期間は、約5年とされています。これは、補助制度などでも再購入の目安とされている期間です。ただし、実際の寿命は使用環境やお手入れの状況によって異なります。湿度の高い季節や汗をかきやすい場面での使用が続いたり、お手入れが不十分な場合は、想定より早く不具合が生じることもあります。毎日使う大切な機器だからこそ、定期的な点検やクリーニングを行うことで、より長く快適にお使いいただけます。

Q 補聴器にはさまざまな
価格があるようですが、
どのような違いが
ありますか？

A

一般的に、価格が高い補聴器ほど、周囲の雑音を抑える機能や、聞こえ方を細かく調整できる機能が充実しています。ただし、補聴器選びで大切なのは「価格」だけではありません。聞こえの状態や、使う環境に合った選定がとて重要です。ひとつの補聴器がすべての方にとって最適とは限りません。まずは、補聴器の専門スタッフにご相談いただき、あなたの聞こえやライフスタイルに合った補聴器を一緒に見つけていきましょう。

より詳細なQ&Aを知りたい場合は
スターキー日本のホームページをご覧ください。
www.starkeyjp.com/faq



補聴器の種類

電池の種類

充電 充電式

10A PR536電池 (10A)

312 PR41電池 (312)

13 PR48電池 (13)

難聴の程度

軽 軽度難聴

中 中等度難聴

高 高度難聴

重 重度難聴


※ 機種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳あな型

IIC

極小パーツを使用し、外からほとんど見えません。
※ 採型された耳の形にて最小のものを作製します。

軽 ▶ 中 10A



CIC


ミニサイズで耳の奥まで入り、ほとんど目立ちません。

軽 ▶ 中 ▶ 高 10A 312 充電

ITC

耳あな型補聴器の最も標準的なサイズです。

軽 ▶ 中 ▶ 高 ▶ 重 充電



ITE


耳のくぼみ全体にしっかり収まるタイプです。
大きめで操作性も高く、扱いやすいサイズです。

軽 ▶ 中 ▶ 高 ▶ 重 充電

mRIC

RICの本体をさらに小型化し、軽量化しています。
カンタン操作のプッシュボタンを採用。

軽 ▶ 中 ▶ 高 充電



RIC

補聴器本体からレシーバー（スピーカー）を分離しているため、
本体は小型で目立ちません。機能的な上下切替ボタンを採用。

軽 ▶ 中 ▶ 高 312 充電


mRIC UP RIC UP RIC AP

パワー感と音漏れ対策のため、お客様の耳型に
合わせたイヤーマールドで埋込みレシーバーを作製。

高 ▶ 重 312 充電




埋込式カスタムレシーバー
※ 埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円（非課税）の金額（保証期間は補聴器に準じます）がかかります。（単品購入の場合は、43ページをご参照ください。）



BTE

耳かけ型の一般的なタイプです。
本体スイッチの操作性も良く、
扱いやすいワフータイプです。

軽 ▶ 中 ▶ 高 ▶ 重 13 充電



ノンワイヤレス

ワイヤレス

製品形状	サイズ	装着イメージ	EDGE ^{AI}	GENESIS SM	Signature SM SERIES	evol SM	Model S
IIC	小さい				○ 24のみ		
CIC	↑				○	○	
CIC R					○		
CIC 312			○	○ 12のみ		○	
ITC R	↑		○	○		○	
ITER			○	○		○	
mRIC	↑		○	○			
RIC R RIC RT			○	○		○	
RIC 312			○	○		○	○
BTE R	↑					○	
BTE 13						○	○
BTE PP						○	

環境に合わせた補聴器選びのヒント

上位クラスでは、周囲の音をより細かく分析できる高性能な仕組みを搭載。聞き取りを妨げる雑音を抑えながら会話を強調するなど多彩な機能により、にぎやかな環境でもより楽に聞き取りやすくなります。

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。

よく訪れる場所はどこですか？

「誰と」「どんな場面」での会話が楽しみですか？

EDGE ^{AI}	GENESIS ^{AI}	Signature ^{SERIES}	evolv ^{AI}	テレビのニュース番組など	二人での会話	お出かけ散歩	ドライブ	電車のアナウンス	グループでの会話	外食やショッピング	テレビのバラエティ番組	居酒屋パーティー	娯楽施設などにぎやかな場所
Edge AI 24 24ch 10kHz	Genesis AI 24 24ch 10kHz	Signature 24 24ch 10kHz											
Edge AI 20 20ch 10kHz	Genesis AI 20 20ch 10kHz	Signature 20 20ch 10kHz											
Edge AI 16 16ch 10kHz	Genesis AI 16 16ch 10kHz	Signature 16 16ch 10kHz	Evolv AI 1600 16ch 10kHz										
	Genesis AI 12 12ch 10kHz		Evolv AI 1200 12ch 8kHz										
			Evolv AI 1000 10ch 8kHz										

⊗:エッジモード対応

テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。* > 41ページ



グループでの会話はテーブルマイクの利用でより聞き取りやすくなります。* > 41ページ



音環境

静か

にぎやか


とてもにぎやか

複雑に変化
(聞き取りが難しい)




進化し続けるスターキーのAI補聴器

人の聴覚特性に着目した音質設計で、『きこえる』世界の再現を目指す。



2025 EDGE^{AI}



*DNN

(ディープニューラルネットワーク)

音の性質を学習した高度なAIモデル。Edge AIのDNNではさらに複雑な音環境をリアルタイムで解析し、音声と雑音を高精度に分類・予測します。


G2 Neuro プロセッサー

業界初のDNN*音声予測機能搭載。会話の流れを先読みし、リアルタイムで音環境を最適化。常に快適プレミアムなきこえを実現。

DNN*処理が 従来の100倍の処理速度

※詳細は16ページを参照ください

ニューロ プロセッサー 3つの特長




2 「聞き間違えやすい音の違い」や「言葉の手がかり」をはっきりさせて、会話をもっと楽しく、スムーズに

「子音強調」がサポート

かとう(加藤)さん vs さとう(佐藤)さん
いちじ(1時) vs しちじ(7時)
タイ(鯛) vs カイ(貝)
ポスト(郵便ポスト) vs コスト(費用のコスト)

なぜ聞き取りにくいのか?
高音で小さく短いこれらの音(無声子音 /s/, /j/, /k/, /h/, /t/, /p/)は、会話の中や雑音のある場所では埋もれやすく、聞き取りにくくなります。



きこえの違いを、あなたの耳で。

スターキーのAI補聴器は、音の種類を賢く分類して、にぎやかな場所でも会話を聞き取りやすく整えてくれます。



従来の補聴器 (AI非搭載)

従来の補聴器は音を増幅して聞き取りやすくしますが、ユーザーが聞きたい音とそうでない音を常に区別できるわけではありません。



スターキーのAI (人工知能)

数百万の音の違いを識別し、関心のある音(たとえば会話など)を優先して増幅し、背景雑音やその他の雑音を抑えることができます。



スターキーのエッジモード^{プラス}

高度な人工知能(DNN)を活用して、聞き取りにくい環境での“音のぼやけ”を取り除き、会話などの重要な音を際立たせます。



※次世代エッジモード^{プラス}の機能

最適化された補聴器に、さらなる柔軟性を

スターキーは、一人ひとりのきこえのニーズや、その瞬間の気持ちを大切にしています。それでも、「もう少しこうだったら…」と感じる場面があるかもしれません。「エッジモード+」は、そんなときにご自身で聞こえ方を整えられる、AIによるサポート機能です。

- 会話強調**: にぎやかな中で会話に集中
- 交通音**: 騒音の中でも快適
- 電車の中で**: 会話をサポート
- 風の強い日**: 風切り音を抑える
- 人混みの中**: 相手の声をキャッチ
- 雰囲気重視**: 空間の音を楽しむ

最大3モードのパターン選択

操作ツール▶	専用スマホアプリ My Starkey (無料)	StarLinkリモコン (別売)	補聴器	エッジモード全自動化 ^{*1}
クラス				
EDGE ^{AI} GENESIS ^{AI} 24	最適化 会話の強調 雑音の抑制	最適化	最適化 ダブルタップまたはボタン	
EDGE ^{AI} GENESIS ^{AI} 20	最適化 雑音の抑制	最適化 ☆ボタンでエッジモード+ (最適化) を起動できます	—	—
EDGE ^{AI} GENESIS ^{AI} 16	最適化	—	—	—
GENESIS ^{AI} 12	—	—	—	—

*1 全自動の場合、音環境の変化に対しエッジモード音質は1回起動すればその後は自動更新されます。13

快適性への追求

旅行やもしもの時にも安心 **長寿命バッテリー**

**充電式
耳かけ型**

※電池の持続時間は、使用状況や設定により異なります。スマートフォンとの接続や音楽の再生などにより、連続使用時間が短くなる場合があります。

RIC RT



最長
51
時間

mRIC R



最長
41
時間

充電が切れても安心 **StarLinkプレミアムチャージャー**




補聴器**3**回分充電可能



10分の急速充電で
3時間補聴器が
使用可能。

着けていることを忘れるような、**快適な装用感**



やさしくフィットする 耳かけ型補聴器

人間工学に基づいて設計された、自然な装用感のRICは、装用時の安定性に配慮しています。「V字型」ナチュラルフィット形状で、耳への負担を抑え、長時間でも快適に装用できます。

充電式オーダーメイド補聴器で世界最小クラス*1


小型化技術に強みを持つスターキーは、お客様の声に耳を傾けながら、コンパクトな補聴器の開発を進めてきました。目立ちにくい極小サイズの中に、先進技術を凝縮しています。



*1 CIC RICにおいて

防水性能を徹底強化

急な雨や、汗をかく運動、屋外作業も安心



BEYOND 水ぬれ
IP68 保証

業界初!
万一の
水ぬれ故障、
保証します!!



万一、水ぬれによる故障が発生した場合でも、製品のクラスに応じて、2年または3年間の無償修理保証の対象となります。
※対象は、Edge AI、Genesis AI、Signatureの充電タイプに限ります。

国際保護等級IP68を超える防水性能


Pro8ハイドラシールド™搭載



特殊コーティングと密閉構造により、内からも外からも防水性を高めました。

国際保護等級 IP68とは

【防塵等級 6】 【防水等級 8】



IP68は、機器内部への粉塵の侵入を防ぎ、水深1メートル以上に一定時間浸しても、機能に影響がないことが確認された防塵・防水等級。

*2 防弾チョッキなどに使用される強靱で柔軟な素材


快適プレミアムAI補聴器 EDGE^{AI}

[エッジ]

■ 未体験のピュアでクリーンなサウンド

スターキーは、長年の聴覚技術の知見を活かし、AI(人工知能)技術の可能性をさらに推し進めました。

G2 Neuroプロセッサの登場により、新たにDNN音声予測機能*1を実現。



*1 同時に発生したさまざまな種類の雑音をDNNが高速で区分し、音声の聞き取りを向上させる機能。

■ きこえの一瞬一瞬に、やさしくフィット。

Edge AIは“瞬間快適”がいつでもずっと。

DNN 音声予測機能*1が日常のきこえを常に快適にサポート。

必要なときに、細やかなきこえのニーズに応えるワンタッチ機能。エッジモード+が“今”を快適に。

音質の不満など細かなニーズに応える

■ 次世代の接続性

Bluetooth® LE Audioに対応

LE Audioでストレスのない接続と高音質ストリーミングを実現。さらに、駅や空港などでの音声案内を直接補聴器で聴ける仕組みとして、今後の普及が期待されるAuracast™にも対応しています。

*2 利用にはAuracast アシスタントが必要になります。

充電式 充電 | 軽 ▶ 高 UP: 重

mRIC R LE Audio

BEYOND水ぬれ保証 IP68

プッシュボタン

センサー付補聴器で世界最小クラス



連続使用時間: **41時間**
(3.5時間ストリーミングしても33時間)

RIC RT LE Audio

BEYOND水ぬれ保証 IP68

シーソースイッチ

テレコイル



連続使用時間: **51時間**
(3.5時間ストリーミングしても46時間)

電池式 軽 ▶ 高 UP: 重

RIC 312 LE Audio

BEYOND水ぬれ保証 IP68

シーソースイッチ


312



電池寿命
80-96時間

RICレシーバー

- ・より細くなって目立ちにくい
- ・より柔らかくて耳になじみやすい
- ・防水性能がさらに強化



全7色
※写真はmRIC Rです

ベージュ

チェスナットブラウン

シルバー

グラファイトグレー

※オプション色:お届けまでに3~4週間いただきます。

キャラメル

テックブラック

ホワイト

CROS 片方の耳が聞こえない方へ

クロス送信機 | 受信機側の補聴器

聞こえない耳 | 聞こえる耳

・RIC RT CROS | ・RIC 312 CROS

充電 | 312

¥110,000 (税込)

※受注発注のため、納品までお時間をいただきます。

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに				
			チャージャー込		チャージャー+あんしんメンテナンスパック込		
24	3年	2年1回	両耳	1,377,600円	1,414,400円	1,360,000円	1,396,800円
			片耳	697,600円	722,400円	680,000円	704,800円
20	3年	2年1回	両耳	977,600円	1,014,400円	960,000円	996,800円
			片耳	497,600円	522,400円	480,000円	504,800円
16	2年	1年1回	両耳	657,600円	694,400円	640,000円	676,800円
			片耳	337,600円	362,400円	320,000円	344,800円

充電器



StarLinkチャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)

蓄電機能あり



StarLinkプレミアムチャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
 *2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。
 *3: UPLレシーバーは耳型と別途10,000円(非課税)をいただきます。(補聴器と同時にご注文いただいたレシーバーの保証期間は補聴器に準じます。)

● CROSの連続使用時間は29時間(充電式)です。
 ● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
 ● ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
 管理医療機器認証番号: 305ADBZX00099000

充電式 充電 | 軽 | 高 UP: 重

ITC R *2

プッシュボタン

ブラック&ブラック

連続使用時間: **42時間**
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

ITE R *2

プッシュボタン
テレコイル選択可

ブラック&ブラック

連続使用時間: **42時間**
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

電池式 軽 | 高

CIC 312 *2

プッシュボタン選択可

ブラック&ブラック

電池寿命
112-128時間

全10色 ※写真はITC Rです



CIC 312 全10色



クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		充電器	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込		
24	3年	2年1回	両耳	1,397,600円	1,434,400円	1,380,000円	1,416,800円	<p>StarLink チャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)</p> <p>蓄電機能あり</p> <p>StarLink プレミアム チャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)</p>
			片耳	707,600円	732,400円	690,000円	714,800円	
20	3年	2年1回	両耳	997,600円	1,034,400円	980,000円	1,016,800円	
			片耳	507,600円	532,400円	490,000円	514,800円	
16	2年	1年1回	両耳	677,600円	714,400円	660,000円	696,800円	
			片耳	347,600円	372,400円	330,000円	354,800円	

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
*2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

“瞬間快適”AI補聴器。
どんな場所でも、快適に「きこえる」喜びを。

GENESIS^{AI}

DNN(ディープニューラルネットワーク)
搭載でエッジモード^{プラス}の
環境分類精度向上

84%

騒がしい中での
聴き取り

93%

静かな場所での
聴き取り

聞き心地の良さの満足度

(Genesis AIに関して2023年スターキー調べ)

Signature SERIES

CIC Rは世界最小クラスで目立ちにくい
充電式オーダーメイド耳あな型補聴器



ずっと着けていたいものだから

充電式
補聴器で
業界最長
クラス

Genesis AI
RIC RT

連続使用時間
最長**51時間**



Signature
CIC R

連続使用時間
最長**38時間**



S1 Neuroプロセッサ



充電式 充電 | 軽 ▶ 高 UP: 重^{*3}

mRIC R



プッシュボタン
センサー付
補聴器で
世界最小
クラス



RIC RT



シーソースイッチ
テレコイル



電池式 軽 ▶ 高 UP: 重^{*3}

RIC 312




プッシュボタン 312



RICレシーバー

- ・より細くなって目立ちにくい
- ・より柔らかくて耳になじみやすい
- ・防水性能がさらに強化



全7色

※写真はmRIC Rです



CROS 片方の耳が聞こえない方へ



• RIC RT CROS | • RIC 312 CROS

充電 | 312

¥110,000 (税込)

※受注発注のため、納品までお時間をいただきます。

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに				電池式価格	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込		
24	3年	2年1回	両耳	1,357,600円	1,394,400円	1,340,000円	1,376,800円	
			片耳	687,600円	712,400円	670,000円	694,800円	
20	3年	2年1回	両耳	957,600円	994,400円	940,000円	976,800円	
			片耳	487,600円	512,400円	470,000円	494,800円	
16	2年	1年1回	両耳	637,600円	674,400円	620,000円	656,800円	
			片耳	327,600円	352,400円	310,000円	334,800円	
12	2年	—	両耳	437,600円	474,400円	420,000円	456,800円	
			片耳	227,600円	252,400円	210,000円	234,800円	

あんしんメンテナンスパック

補聴器購入時限定特別プラン

両耳 ¥36,800
片耳 ¥24,800

充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証

あんしんメンテナンスパック

補聴器購入時限定特別プラン

両耳 ¥36,800
片耳 ¥24,800

充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証

充電器

StarLinkチャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)

蓄電機能あり

StarLinkプレミアムチャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
*2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。
*3: UPLレシーバーは耳型と別途10,000円(非課税)をいただきます。(補聴器と同時にご注文いただいたレシーバーの保証期間は補聴器に準じます。)

● CROSの連続使用時間は29時間(充電式)です。
● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
管理医療機器認証番号: 305ADBZX00099000

充電式 充電 | 軽 ▶ 高 UP: 重

ITC R 水ぬれ保証

プッシュボタン



ブラック&ブラック

連続使用時間: **42時間**
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

ITE R 水ぬれ保証

プッシュボタン
テレコイル選択可



ブラック&ブラック

連続使用時間: **42時間**
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

ITC R / ITE R 全10色 ※写真はITC Rです

	ブラック & ブラック		ベージュ & ブラック		レッド & ブラック (右耳用)		ブルー & ブラック (左耳用)		クリア & ブラック
	ベージュ & ベージュ		ブラック & ベージュ		レッド & ベージュ (右耳用)		ブルー & ベージュ (左耳用)		クリア & ベージュ

電池式 軽 ▶ 高

CIC 312 水ぬれ保証

プッシュボタン選択可



ブラック&ブラック

電池寿命
112-128時間

CIC 312 全10色

	ブラック & ブラック		ベージュ & ブラック		レッド & ブラック (右耳用)		ブルー & ブラック (左耳用)		クリア & ブラック
	ベージュ & ベージュ		ブラック & ベージュ		レッド & ベージュ (右耳用)		ブルー & ベージュ (左耳用)		クリア & ベージュ

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		充電器	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込		
24	3年	2年1回	両耳	1,377,600円	1,414,400円	—	—	 StarLink チャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)
			片耳	697,600円	722,400円	—	—	
20	3年	2年1回	両耳	977,600円	1,014,400円	—	—	 StarLink プレミアム チャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)
			片耳	497,600円	522,400円	—	—	
16	2年	1年1回	両耳	657,600円	694,400円	—	—	
			片耳	337,600円	362,400円	—	—	
12	2年	120日1回	両耳	457,600円	494,400円	440,000円	476,800円	
			片耳	237,600円	262,400円	220,000円	244,800円	

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
*2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

充電式 軽 ▶ 高

CIC R T² *3 BEYOND水めれ IP68 保証 *2 プッシュボタン

充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器で
世界最小クラス



ブラック&ブラック
連続使用時間
38時間

シグネチャー ジェネシス
CIC RはITC Rの半分

※装着時、外から見える幅の比較

電池式 軽 ▶ 高

CIC T² *3 IP68 10A 312 プッシュボタン選択可



ブラック&ブラック
電池寿命
80-112時間(10A)
128-160時間(312)

IIC クラス24のみ T² *3 IP68 10A



ブラック&ブラック
電池寿命
80-112時間

カラー
バリエーション



クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む)+8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		充電器	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込		
24	3年	2年1回	両耳	1,377,600円	1,414,400円	1,360,000円	1,396,800円	 StarLink チャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込) 蓄電機能あり StarLink プレミアムチャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)
			片耳	697,600円	722,400円	680,000円	704,800円	
20	3年	2年1回	両耳	977,600円	1,014,400円	960,000円	996,800円	
			片耳	497,600円	522,400円	480,000円	504,800円	
16	2年	1年1回	両耳	657,600円	694,400円	640,000円	676,800円	
			片耳	337,600円	362,400円	320,000円	344,800円	

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
 *2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。
 *3: 非ワイヤレスモデル専用T2リモートアプリ (プッシュトーンで音量、プログラム切替) 対応。

T² スターキーT²リモート ユーザー専用アプリ 無料

● CIC R / CICのクラス24のみプッシュボタンにてエッジモード+が利用できます。
 ● シグネチャーシリーズは非ワイヤレスモデルの為、センサー & AI 機能、アクセサリは利用できません。
 ● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
 管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

ストレスフリー補聴器

evol^v AI [エボルブ]

選べる ラインアップ

スターキーの匠の技
(クラフトマンシップ)が
可能にした
豊富なラインアップ

高出力なパワフルタイプ

POWER



Evolv AIの特別な機能

・音楽(BGM)強調：音声と音楽を別々に処理することで、会話は聞き取りやすく、音楽は臨場感がアップ。(対応クラス1600)

Evolv AI用アプリ



thrive

ユーザー本人用アプリ

無料



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

スライプ thrive アプリのダウンロード

右のQRコードからダウンロードください。

※iOS15以上、Android OS 7.0 以上の対応スマホでご利用できます。

Evolv AIの音声処理

人工知能(AI)が
音を分析し、
7つの環境に分類

騒音下での会話

会話

静寂

毎時
5500万回の
自動調整を実現

音楽

1時間

5500万回
自動調整

1日/約10億回 | 1秒間/約1.5万回

衝撃音

圧倒的な調整回数で
聞く労力を削減

風切り音

機械音

さらに人工知能AIがきこえをサポート!

第2世代
エッジモード^{プラス}

で、いつでもどこでも困らない

対応クラス 1600

※Thriveアプリが必要です。

オンデマンド
AI調整の
しくみ



エッジモード^{プラス}
の満足度

エッジモード^{プラス}

「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」全てでユーザーから好まれました。



騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果

※出典: Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-ST

	充電式		電池式		
スタイル (カラー名)	RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
	<p>シーソースイッチ テレコイル AP選択可 ● スターリング</p> <p>充電 連続使用時間 24時間</p>	<p>プッシュボタン テレコイル ● スターリング</p> <p>充電 連続使用時間 22時間</p>	<p>シーソースイッチ AP選択可 ● スターリング</p> <p>312 電池寿命 64-110時間</p>	<p>シーソースイッチ テレコイル ● スターリング</p> <p>13 電池寿命 180時間</p>	<p>シーソースイッチ テレコイル ● スターリング</p> <p>13 電池寿命 144時間</p>
適応聴力					

耳かけ型 全7色 ※写真は RIC です

※オプション色: お届けまでに3~4週間いただきます。

CROS 片方の耳が聞こえない方へ

RIC R CROS 充電
RIC312 CROS 312
BTE13 CROS 13

価格 110,000円(税込) ※クラス1200以上でのご対応となります。 ※受注発注のため納品までお時間をいただきます。

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (チャージャーケース11,000円(税込)含む)		電池式価格		
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込	
1600	2年	1年1回	両耳	531,000円	567,800円	520,000円	556,800円
			片耳	271,000円	295,800円	260,000円	284,800円
1200	2年	—	両耳	351,000円	387,800円	340,000円	376,800円
			片耳	181,000円	205,800円	170,000円	194,800円
1000	2年	—	両耳	291,000円	327,800円	280,000円	316,800円
			片耳	151,000円	175,800円	140,000円	164,800円

充電器

チャージャーケース (バッテリー非搭載) 11,000円(税込)

*1: 期間中 1 回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。

*3: 埋込式カスタムレシーバー 有料オプション 埋込式カスタムレシーバー (AP:アプソリュートパワー含む) は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、45ページをご参照ください。)

● CROSの連続使用時間は14時間(充電式)です。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000 (耳かけ型)

補聴器は非課税です。

	充電式		電池式	
スタイル (カラー名)	ITC R Bluetooth [*] 2 IP68 [*] 2 プッシュボタン標準 AP選択可 ● ブラック＆ブラック 充電 連続使用時間 23時間	ITE R Bluetooth [*] 2 IP68 [*] 2 プッシュボタン標準 テレコイル選択可 AP選択可 ● ブラック＆ブラック 充電 連続使用時間 23時間	CIC 312 Bluetooth [*] 2 IP68 [*] 2 プッシュボタン選択可 ● ブラック＆ブラック 312 電池寿命 64-96時間	CIC T2 [*] 3 IP68 [*] 2 プッシュボタン選択可 T2リモート ● ブラック＆ブラック 10A 312 電池寿命 65-75時間 (10A) 112-136時間 (312)
	適応聴力	軽 ▶ 高 AP: 重	軽 ▶ 高 AP: 重	軽 ▶ 高

カラーバリエーションは37ページをご覧ください。

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込	
1600	2年	1年1回	両耳	557,600円	594,400円	540,000円	576,800円
			片耳	287,600円	312,400円	270,000円	294,800円
1200	2年	120日1回	両耳	377,600円	414,400円	360,000円	396,800円
			片耳	197,600円	222,400円	180,000円	204,800円
1000	2年	120日1回	両耳	317,600円	354,400円	300,000円	336,800円
			片耳	167,600円	192,400円	150,000円	174,800円

充電器
 StarLinkチャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)
 StarLinkプレミアムチャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
 *2: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。
 *3: 非ワイヤレスモデル専用 T2リモートアプリ (プッシュトーンで音量、プログラム切替) 対応。

T2 スターキーT2リモート
ユーザー専用アプリ
無料



● CICは非ワイヤレスモデルの為、センサー&AI 機能、アクセサリは利用できません。
 ● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
 ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
 管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000 (耳あな型)

モデル S
Model S

シンプルに良いきこえを求めるなら

購入後の
安心保証期間
2年



もっと楽に、
もっとシンプルに

ワイヤレスアクセサリにも対応

- 会話強調
- 衝撃音抑制
- 追従型指向性

S3: 16チャンネル
S2: 12チャンネル

耳かけ型 カラーバリエーション

Edge AI / Genesis AI

RICタイプ
全7色



Evolv AI

RICタイプ
全7色



BTEタイプ
全7色



Model S

RICタイプ・
BTEタイプ
全4色



耳あな型 カラーバリエーション

Edge AI / Signature / Genesis AI / Evolv AI

器種	フェイスプレートカラー (外側)	シェルカラー (内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ブラック, ダークブラウン, ベージュ	ブラック, ベージュ, レッド (右耳用), ブルー, クリア (左耳用)	ブラック & ブラック
CIC	ブラック, ココアブラウン (10Aのみ), ベージュ	ブラック, ベージュ, レッド (右耳用), ブルー, クリア (左耳用)	ブラック & ブラック
CIC R CIC312	ブラック, ベージュ	ブラック, ベージュ, レッド (右耳用), ブルー, クリア (左耳用)	ブラック & ブラック
ITC R ITE R	ブラック, ベージュ	ブラック, ベージュ, レッド (右耳用), ブルー, クリア (左耳用)	ブラック & ブラック

一般的レシーバー分離型

RIC 312 軽 ▶ 重



- シーゾースイッチ
- AP選択可
- 埋込式レシーバー*2 有料オプション

● スターリング

312 電池寿命 64-110時間

扱いやすく電池長持ち

BTE 13 軽 ▶ 高



- シーゾースイッチ
- テレコイル

● スターリング

13 電池寿命 ~180時間

クラス	修理保証	紛失保証	耳かけ電池式価格		
			補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込	
S3	2年	-	両耳	196,000円	232,800円
			片耳	98,000円	
S2	2年	-	両耳	156,000円	192,800円
			片耳	78,000円	

あんしんメンテナンスパック

※ご購入時限定価格


両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800

充電式UV除菌乾燥機+プラス1年保証

*1: 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。
*2: 埋込式カスタムレシーバー 有料オプション 埋込式カスタムレシーバー (AP: アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円 (非課税)の金額 (保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合: 非課税20,000円)



自分とも家族とももっとつながる スターキーのアプリ



Made for
iPhone

スターキー補聴器は「Made for iPhone」(MFi)補聴器です。ASHA対応のAndroidデバイスにも対応しています。

スマートフォンとの連動

あなたの自由を叶えるアプリ体験



エッジモード+

ワンタッチ操作で補聴器内蔵のAIが音質調整してくれます。



リモコン機能

音楽やプログラムの変更など、手元で簡単に操作できます。



補聴器を探す

補聴器を見失ってしまった時、探し当てることができます。



健康モニタリング

歩数や運動量、社会交流を計測してあなたの健康を支えます。



もっと電話で話したい

ハンズフリーで通話を楽しめます。
※ iPhone11以降 (iOS15.1以降)



転倒通知&バランス評価*

急に倒れてもすぐに家族や友人にお知らせし、気づいてもらえます。

Apple Watch連動

My Starkeyアプリで音質調整やプログラムの変更が、Apple Watchからできます。

※iPhoneユーザーのみ (Apple WatchSeries 4以降)

家族用みまもり アプリ



リアルタイムに家族と つながる



ご家族

健康状態を モニタリング



補聴器ユーザー

離れて暮らしていても、家族の安心を支える、きこえと健康のみまもり機能

Edge AI / Genesis AI / Evolv AI 共通



HEAR Share

アプリのダウンロード **無料**

※iOS12以上、AndroidOS6.0以上でご利用できます。
アプリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードからダウンロードください。



* バランス評価はEdge AIシリーズのみ対応

Edge AI / Genesis AI 用アプリ



My Starkey

ユーザー本人用 アプリ

無料



マイスターキー

My Starkey アプリのダウンロード

アプリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードからダウンロードください。

※ご使用前にお使いのiOSデバイス (iPhone, iPad, iPod touch等) のソフトウェアバージョンが最新 (iOS15以上) になっていることを確認してください。



スマートフォンのカメラでかざしてあなたのスマホをチェック



スマートフォンとの互換性の詳細は、右のQRコードもしくは、
www.starkeyjp.com/hearing-aids/apps/compatibility をご参照ください。
スターキーホームページ www.starkeyjp.com 「対応スマホ一覧」からも
ご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



ワイヤレス アクセサリーを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手がさらに向上。

保証期間1年

EDGE^{AI}



1 Edge
リモートマイク



話し手の声をあなたの耳元へ

2 Edge
テーブルマイク



グループ会話を
もっと快適に

3 Edge
TVストリーマー



遅延のない接続と
高音質を

共通 StarLink
リモコン



手元で
カンタン
調整

4 ミニマイク



聴きたい人の声を
楽に聞く

5 リモート
マイク+



習い事や教室で、話し手が
遠い場所で

7 TV
ストリーマー



周りと同じ音量で
テレビを楽しめる

6 テーブル
マイク



会議やディスカッション
に参加

GENESIS^{AI} evol^{AI} Model S



- 1**

Edge リモートマイク 27,500円(税込) New

手にフィットするシンプルな設計。話者の襟元などにクリップで簡単に装着可能で、騒がしい環境でも1対1の会話を快適にサポート。直感的な操作が可能で、マイクOFFにすると補聴器のリモコンとしても活用できます。



Bluetooth[®]
LE Audio

EDGE^{AI}

- 2**

Edge テーブルマイク 57,200円(税込) New

8つの高性能マイクを内蔵し、3つのリスニングモードを搭載。オートモードなら複数人が話す環境でも、重要な音声を自動で捉えて補聴器にストリーミング。聞き取りやすく、快適な音声体験を実現します。



Bluetooth[®]
LE Audio

EDGE^{AI}

- 3**

Edge TVストリーマー 42,900円(税込)

接続性が向上したBluetooth LE Audioに対応。また、Auracast™※搭載で補聴器だけでなく、対応イヤホンなど、複数人で音声を共有することができます。※利用にはAuracastアシスタントが必要になります。



Bluetooth[®]
LE Audio

AURACAST

EDGE^{AI}

- 共通

StarLinkリモコン 22,000円(税込)

ボタンを押すだけでメモリや音量の変更、お気に入りモードへの切り替えができます。



EDGE^{AI}

GENESIS^{AI}

evol^{AI}

Model S

- 4**

ミニマイク 23,100円(税込)

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



Bluetooth[®]

GENESIS^{AI}

evol^{AI}

Model S

- 5**

リモートマイク+^{プラス} 40,700円(税込)

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力の4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聴きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。スマホと接続してハンズフリー通話ができます。最大20メートル。



Bluetooth[®]

GENESIS^{AI}

evol^{AI}

Model S

- 6**

テーブルマイク 57,200円(税込)

会議やマスク越しの会話、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。



Bluetooth[®]

GENESIS^{AI}

evol^{AI}

Model S

- 7**

TVストリーマー 35,200円(税込)

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



Bluetooth[®]

GENESIS^{AI}

evol^{AI}

Model S

アクセサリ

クリーニング・ケア

ドライキャップ UV3 19,800円(税込) **保証期間 2年**

詰め替え用 HAドライ 550円(税込)
乾燥ケース 1,100円(税込)

詰め替え用 シリカゲル1袋 220円(税込)

清掃ブラシ 220円(税込)
ホワイトワックスガード(8本入り) 880円(税込)

耳あな型用マイクカバー(4本入り) 880円(税込)
※写真はページュ(大)

器種	サイズ	カラー(2種)
ITE	大	ページュ
ITC		ブラック
CIC	小	ページュ
CIC312		ココアブラウン
IIC		ダークブラウン(IICのみ)

Evolv AI・Model S 耳かけ型用マイクカバー 550円(税込)
※写真は RIC R

ご注文時、補聴器の製品名とカラーをお知らせください。

充電器関連

充電器
保証期間
1年

全シリーズ共通
耳あな型 (ITE R・ITC R・CIC R兼用)
StarLink プレミアム チャージャー (バッテリー搭載) 各26,400円(税込)

全シリーズ共通
耳あな型 (ITE R・ITC R・CIC R兼用)
Edge AI・Genesis AI (mRIC R用/RIC RT用) 各17,600円(税込)

Evolv AI 耳かけ型用 (RIC・BTE兼用)
充電ケース (バッテリー非搭載) 11,000円(税込)
詰め替え用ドライカプセル(6個入り) 1,100円(税込)

ケース

ハードタイプ 1,650円(税込)

空気電池関連

補聴器用空気電池 10A(PR536)、312(PR41)、13(PR48)、675(PR44) 880円(税込) ※空気電池用


液晶電池チェッカー

ワイヤレスアクセサリ関連

リモートマイク用オーディオ入力ケーブル 2,640円(税込)
アクセサリ専用ストラップ 550円(税込)
※リモートマイク+、ミニマイク、StarLinkリモコンで使用できます

耳かけ型パーツ類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。



お客様の耳の形に合わせて作製する

カスタムイヤモールド(耳栓)

耳かけ型補聴器に、さらなる快適さとフィット感を。

オーダーメイド補聴器分野のパイオニアであるスターキーの知見を活かし、お客様一人ひとりの耳に合わせてデザイン・作製いたします。
※納期などの詳細は、補聴器販売店までお問い合わせください。

ハード 10,000円(非課税)
ソフト 12,000円(非課税)

カラーバリエーション

※ RICはクリアのみ



性能一覧

※一覧のデータは、JIS C5512:2015(2CCカプラー)に基づいて測定表示しています。
 ※適応聴力範囲は、パーツ類の組み合わせによって異なります。

スタイル	JIS						適応聴力	使用電池	使用時間	
	誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)						
		HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG				
耳かけ型	Edge AI (エッジ AI)	RIC 312	—	107-120	101-116	43-60	36-56	軽～高	PR41 (312)	80-96
		RIC 312 AP (UPLレシーバー対応時)	—	125	122	67	64	高～重	PR41 (312)	80-96
		mRIC R	—	107-119	101-115	42-60	35-55	軽～高	Li-Ion	～ 41
		mRIC R AP (UPLレシーバー対応時)	—	125	122	66	63	高～重	Li-Ion	～ 41
		RIC RT	67-79-86	107-120	102-117	42-60	36-56	軽～高	Li-Ion	～ 51
		RIC RT AP (UPLレシーバー対応時)	94	125	122	67	65	高～重	Li-Ion	～ 51
	Genesis AI (ジェネシス AI)	RIC 312	—	107-120	101-116	43-60	36-56	軽～高	PR41 (312)	80-96
		RIC 312 AP (UPLレシーバー対応時)	—	125	122	67	64	高～重	PR41 (312)	80-96
		mRIC R	—	107-119	101-115	42-60	35-55	軽～高	Li-Ion	～ 41
		mRIC R AP (UPLレシーバー対応時)	—	125	122	66	63	高～重	Li-Ion	～ 41
		RIC RT	67-79-86	107-120	102-117	42-60	36-56	軽～高	Li-Ion	～ 51
		RIC RT AP (UPLレシーバー対応時)	94	125	122	67	65	高～重	Li-Ion	～ 51
	Evolv AI (エボルブ AI)	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	64-110
		RIC 312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	64-110
		RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24
		RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	～ 24
		BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	～ 180
		BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	～ 22
BTE 13 PP		92	140	133	80	73	高～重	PR48 (13)	～ 144	
Model S (モデルS)	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	64-110	
	RIC 312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	64-110	
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	～ 180	
耳あな型	Edge AI (エッジ AI)	CIC 312	—	109-117	104-113	42-60	36-54	軽～高	PR41 (312)	112-128
		ITC R	—	110-117	105-113	40-59	36-55	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITC R UP	—	125	122	68	63	高～重	Li-Ion	～ 42
		ITE R	74-83	114-117	109-113	51-58	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITE R UP	92	125	121	67	63	高～重	Li-Ion	～ 42
	Signature (シグネチャー)	IIC	—	110-115	105-110	41-49	36-46	軽～中	PR536 (10A)	80-112
		CIC	—	110-118	105-114	43-61	37-54	軽～高	PR536 (10A) / PR41 (312)	80-112 / 128-160
		CIC R	—	110-117	105-113	40-59	36-53	軽～高	Li-Ion	～ 38
	Genesis AI (ジェネシス AI)	CIC 312	—	109-117	104-113	42-60	36-54	軽～高	PR41 (312)	112-128
		ITC R	—	110-117	105-113	40-59	36-55	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITC R UP	—	125	122	68	63	高～重	Li-Ion	～ 42
		ITE R	74-83	114-117	109-113	51-58	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITE R UP	92	125	121	67	63	高～重	Li-Ion	～ 42
	Evolv AI (エボルブ AI)	CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536 (10A) / PR41 (312)	65-75 / 112-136
		CIC 312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41 (312)	64-96
		ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	～ 23
		ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23
		ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 23
ITE R AP (アブソリュートパワー)		92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	

44 ※使用時間は、基準環境下でフル充電時に測定した値であり、調整内容や使用状況により異なる場合があります。
 ※ワイヤレス機能を使用する場合や経年劣化によって、電池寿命が短くなることがあります。
 ※実際の電池寿命は、お客様の聴力や、各種自動機能の設定・調整、ならびに使用状況により異なる場合があります。

クラス別 機能比較表

分類	機能	機能説明
音質コア	チャンネルバンド数	フィッティング時に調整できる音域の細かさ
	音響分析バンド数	AIが音環境を分析するためのバンド数
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上
	加算型コンプレッサー	聞き取りやすさと聞き心地を両立（詳細はP11）
	ハウリング抑制	不快なピーピー音をしっかり抑える
	ダイナミックレンジ	音を認識・再現できる最小値と最大値の幅
両耳機能	空間スピーチエンハンス	賑やかな場所で正面の会話にフォーカス
	両耳受話	スマホを補聴器に近づけると両耳で通話音声聞ける
	ユーザーコントロール連動	片方の操作で、左右両方の補聴器を同時に調整
快適	音楽専用処理	音楽に臨場感を加えて、より自然なサウンドにする
	子音強調	聞き取りにくい「サ行」などの子音の成分を聞こえやすく
	会話強調	騒音をおさえ会話を聞き取りやすくする
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制
	防水性能	特殊コーティングと密閉構造で汗・水に強い
雑音抑制	風切り音抑制	風切り音を効果的に抑制
	機械音抑制	掃除機など大きな定常的な音がある場合に抑制
	ソフト入力雑音抑制	空調の音など小さく煩わしい雑音を抑制
*2 指向性	モーションセンサー指向性	センサーと連動してマイクの指向性を最適化
	追従型指向性	雑音源を追従して抑制し、聞き取りを向上
*1 通信機器	Apple Watchコントロール*3	Apple Watchと連動して音質やプログラムを調整
	Bluetooth接続規格	音声ストリーミングや通話を楽しめる
	ワイヤレスアクセサリ	聞き取りやすさ、使い勝手がさらに向上

*1: ワイヤレスモデルのみ対応。
 *2: IIC / CIC / CIC312 に指向性は非対応。
 *3: iPhoneと連携が必要。

EDGE ^{AI}			Genesis ^{AI}				evolv ^{AI}		
			Signature (耳あなのみ)						
24	20	16	24	20	16	12	1600	1200	1000
68万円 ~	48万円 ~	32万円 ~	67万円 ~	47万円 ~	31万円 ~	21万円 ~	26万円 ~	17万円 ~	14万円 ~
耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ
24	20	16	24	20	16	12	16	12	10
64	60	56	64	60	56	52	16	12	10
10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	8kHz	8kHz
○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
118dB							107dB		
—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	—
—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	—
○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	○	○	○
音楽専用プログラム							BGM強調	—	—
★★★	★★	★	★★★	★★	★	★	—	—	—
最大22dB	最大10dB	最大8dB	最大22dB	最大10dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB
最大15dB	最大9dB	最大6dB	最大15dB	最大9dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB
国際保護等級IP68 (充電式はBeyond IP68)							国際保護等級IP68		
最大35dB	最大19dB	最大10dB	最大35dB	最大19dB	最大10dB	最大10dB	最大10dB	最大10dB	最大10dB
最大22dB	最大12dB	最大7dB	最大22dB	最大12dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB
★★★★ ★★★★	★★★★	★★★	★★★★ ★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★☆	★
★★	★	—	★★ ^{*2}	★ ^{*2}	—	—	—	—	—
○	○	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○	○	○	—
○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	—	—	—
LE Audio / ASHA / Made for iPhone			ASHA / Made for iPhone ^{*1}						
○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	○	○	○

*4: RIC RT/RIC R / RIC312 /BTE 13のみ対応。

クラス別 センサー&AI (ヘルサブル)^{*1} 機能比較

分類	機能	どのような機能？
キーンエ リアリテック パフォーマンス	エッジモード+	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を瞬時に調整する
	ボイスコマンド	タップしてつぶやくだけで補聴器を音声操作できる
	タップコントロール	トントンするだけで ストリーミングの開始と停止ができる
	ボイスAI ^{*2}	スマホ (iPhone) に搭載されたAIが音声を学習する 遠隔マイク
	マスクモード	マスク越しの声を聞き取りやすくする
	自動スリープ	静止状態が15分続くと自動的に省エネモード
	セルフチェック	補聴器の内部の状態をスマホが診断する
ヘルステア 健康とウェルネス	身体の健康	歩数・運動量など身体活動を管理
	脳の健康	脳の活性につながる行動を無理なく管理
	転倒通知	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信する
	バランス評価	アンケートとガイド付きエクササイズを通して、 平衡感覚をチェック
	ヒアシェア (みまもりアプリ)	離れた場所から補聴器の使用状況 ご家族などがモニタリングできる
情報アシスタント AIアシスタント	補聴器を探す	スマホのGPS機能を使って補聴器を探す
	リマインド通知	アプリに設定したスケジュールを補聴器から 音声で通知する
	文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる
	音声翻訳	聞きたい言語をその場で翻訳する

*1: テクノロジーによる健康状態のトラッキングや情報サポートのための独自機能。
 *2: iOS利用、両耳装着、250-500Hzで50dBHL以上の聴力損失があることが動作条件となります。
 ※非ワイヤレスモデル (IIC/CIC/CIC312で選択可能) の場合、センサー&AI機能は利用できません。

EDGE ^{AI}			Genesis ^{AI}				evolv ^{AI}		
24	20	16	24	20	16	12	1600	1200	1000
						—		—	—
VC	VC	VC	VC	VC	VC	—	VC	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—
									—
									—
			—	—	—	—	—	—	—
									—
		—			—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—

*3: 操作にはMy StarkeyアプリまたはStarLinkリモコンが必要です。
 *4: 操作にはthriveアプリが必要です。

... 補聴器単体で操作できる機能です

メンテナンス機器 + 延長保証

をセットにして、より快適・安心な補聴器生活をご提案します



補聴器購入時限定特別プラン

あんしんメンテナンスパックとは



充電式 UV 除菌乾燥機



無償修理保証
紛失・破損保証
耳あな型シェルの
無償再作保証

プラス1年延長保証

補聴器ご購入時に選択できる**メンテナンス機器**と**延長保証**を**セット**にした、お得なプランです

通常価格
除菌乾燥機 (ドライキャップUV3) **延長保証** (スターキーケア)
19,800円(税込) **両耳** 40,000円(非課税) **片耳** 20,000円(非課税)

価格
補聴器価格にプラス **両耳 36,800円** **片耳 24,800円**

- ご加入条件**
- 補聴器本体のご購入時のみ加入できます。
 - 補聴器を両耳で購入した場合、片耳のみ加入することはできません。
 - 当社に帰責事由があった場合を除き、解約・返金不可となります。

もしもに備えてさらに安心の保証を！
プラス1年延長保証

スターキーケア
【通常価格 両耳】40,000円(非課税)
【通常価格 片耳】20,000円(非課税)

クラス	120日	1年	2年	3年	4年	5年
24 20	無償修理保証				+1年延長	
	紛失・破損保証			+1年延長		
	耳あな型シェル再作保証		+1年延長			
16 1600	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証		+1年延長			
	耳あな型シェル再作保証		+1年延長			
12 1200 1000	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証		1年まで延長			
	耳あな型シェル再作保証		+1年延長			

無償修理保証 最大4年間

お買い上げ日より、表記の各保証期間内に発生した自然故障に対する修理を無償で行います(充電電池交換含む)。

紛失・破損保証 最大3年間

お買い上げ日より表記の各保証期間内で、紛失・盗難・天災・自損事故にあった場合、1回のみ無償再作・同商品交換します。

耳あな型シェル再作保証 最大2年間

耳あな型補聴器をご購入いただいた際、形状がお客様の耳の形状に合わない場合、再度無償でシェルを作成します。



補聴器の管理がラクになる！
充電式 UV 除菌乾燥機

ドライキャップ UV3®

通常価格 19,800円(税込)



- ✓ コードレスで使いやすい!
- ✓ スマホなど他のアイテムも除菌可能!

一部製品価格改定のお知らせ

より多くのきこえに悩むお客様に、「自分らしいきこえの体験」をお届けするため、一部製品の価格を見直し、よりお求めやすい価格に改定いたしました。

シリーズ	クラス	耳かけ型（片耳） 充電式/電池式	耳あな型（片耳） 充電式/電池式
Edge AI	24	680,000 円	690,000 円
	20	480,000 円	490,000 円
	16	新価格 250,000 円	新価格 250,000 円
Genesis AI	24	670,000 円	680,000 円
	20	470,000 円	480,000 円
	16	310,000 円	320,000 円
	12	新価格 170,000 円	新価格 170,000 円
Signature	24	-	新価格 580,000 円
	20	-	新価格 380,000 円
	16	-	新価格 250,000 円
Evolv AI	1600	260,000 円	270,000 円
	1200	170,000 円	180,000 円
	1000	140,000 円	150,000 円
Model S	S3	98,000 円	-
	S2	78,000 円	-

※補聴器は非課税です。新価格は2026年2月2日から適用されます。

※Evolv AI電池式耳あな型補聴器CIC312・CICは、2025年12月末に販売を終了いたしました。