

スターキー補聴器 修理保証制度

クラス・製品	無償 修理保証	無償 再作保証	紛失・破損保証
24・20	3年	1年	2年以内1回まで
16・1600	2年	1年	1年以内1回まで
12・1200・1000	2年	1年	120日以内1回まで*
Model S	2年	—	非対応
充電器・ ワイヤレスアクセサリ	1年 (交換対応)	—	非対応

* 耳あな型のみ紛失破損保証対象。121日～1年以内は、29,000円の特別対応あり。
紛失保証利用の場合は最寄りの警察へ遺失届を提出された際に発行された受理番号を必ずご連絡ください。
※イヤモールドの無償再作は60日間。

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706
www.starkeyjp.com

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ



Hear better. Live better.

- ◎補聴器はきこえを回復するのではなく、補助するものです。
- ◎きこえに関する詳しい検査や補聴器の使用をご希望の場合は、まず耳鼻咽喉科専門医の診察を受けられることをお勧めします。
- ◎補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、効果が異なる場合があります。
- ◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
- ◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。
- ◎AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- ◎Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、iPod touchおよびApple Watchは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

BROC0193-02-JJ-JP JPYBR-193



2025年9月作成
JMY50-149

2025.9

スターキー補聴器 総合カタログ



Hear better. Live better.



"聴覚ヘルスケアカンパニー" スターキーについて

スターキー (Starkey) は、1967年にビル・オースティンによって設立され、補聴器業界における革新的な発想、デザイン、そして確かな技術力で、世界の補聴器市場をリードしてきました。特に、オーダーメイド補聴器の分野では先駆的な存在として知られています。

現在では、6,000人を超える従業員を擁し、29の拠点を通じて、100ヶ国以上で事業を展開するグローバルカンパニーへと成長しています。

本社はアメリカ・ミネソタ州イーデンプレーリーにあり、唯一のアメリカ資本による補聴技術プロバイダーとして、世界中の人々のきこえの課題に向き合い続けています。アメリカ本社の開発部門には、日本人技術者も在籍しており、製品開発において日本の知見が取り入れられています。

日本法人は1991年に設立され、世界の補聴器トップメーカーの一つとして、日本の皆様に「健康とウェルネスをリード」する製品とサービスをお届けする聴覚ヘルスケアカンパニーの分野で事業を展開しています。

スターキーは、“Hear better. Live better = より良い『きこえ』、より良い暮らし” をコーポレートメッセージに掲げ、聴覚ヘルスケアを通じて、人と人とがより深くつながる世界の実現を目指しています。



目次

会社紹介	2	シグネチャー シリーズ	
スターキー補聴器について	4	製品ラインアップ	28
“はじめての補聴器” Q&A	5	エボルブ エーアイ シリーズ	
補聴器の種類	6	ストレスフリー補聴器	30
環境に合わせた補聴器選びのヒント	8	製品ラインアップ	32
進化し続けるスターキーのAI補聴器	10	モデルS	36
きこえの違いを、あなたの耳で	12	カラーバリエーション	37
快適性への追求	14	スターキーのアプリ	38
防水性能を徹底強化	15	ワイヤレスアクセサリ	40
エッジ エーアイ シリーズ		アクセサリ	42
快適プレミアムAI補聴器	16	耳かけ型パーツ類組み合わせ表	43
製品ラインアップ	18	性能一覧	44
“瞬間快適” AI補聴器	22	機能比較表	46
ジェネシス エーアイ シリーズ		センサー&AI比較表	48
製品ラインアップ	24	あんしんメンテナンスパック	50

スターキー製品の受賞歴



2025年 Edge AI

「BIG Innovation Award」は、革新的なアイデアを実際の製品やサービスとして形にし、社会に新たな価値をもたらした企業・個人・製品に贈られる賞です。



2024年 Genesis AI

「MedTech ブレイクスルー賞」権威ある国際賞であり、世界の医療技術市場で最も革新的な製品を表彰するもの。



2024年 Starkey社製品
全般に対して

「バイヤーズ・チョイス賞」最優秀カスタマーサービス賞、最優秀スタッフ経験賞、最優秀価格賞受賞。



2024年 Genesis AI

「CES 技術革新賞」消費者向けハイテク製品の優れたデザインと技術を表彰する賞。



2024年 Genesis AI

「MUSEデザイン賞」世界中の製品の優れた独創的なデザイン作品を表彰する国際デザインコンペティション。

スターキー補聴器について

■ 先進の補聴器は「きこえを超えた価値」を提供します。

スターキーの補聴器は、音を聞き取りやすくするだけでなく、日常生活における快適さや安心感をサポートするスマートデバイスとして進化しています。

健康とウェルネスの向上に寄与し、あなたの毎日をより豊かに変えてくれます。聴きたい音をしっかりと届け、不要な雑音を抑えることで、大切な瞬間を逃さず、より自然で快適なきこえを実現します。

■ 人に寄り添う設計思想

スターキーは技術の進化のその先にある、人の生活全体に寄り添う価値を大切にしています。聴覚ケアを通じて、**人とのつながり**を創り出し、孤独感や疎外感を軽減することに力を入れています。

■ 脳との協調を意識した補聴器技術

「聴覚は耳で始まり、脳で完結する」として、スターキーの補聴器は、耳から届いた音を聞いてその意味を理解する脳のしくみを模倣した高度なAI技術を搭載。複雑な音環境でも、言葉をより自然に聞き取りやすくなるよう設計されています。補聴器の装用を通じ、脳が“きこえに慣れていく”その過程に寄り添いながら、日常の会話や環境音がより心地よく、自然に感じられるよう工夫されています。

■ 両耳装用のメリットとは

音を「ステレオ」で捉えることで、両耳での装用では、**立体的でバランスの取れた音環境**を再現します。音の方向や距離を正確に把握しやすくなり、騒がしい場所でも**聴きたい声に集中しやす**くなります。

会話がより
理解しやすい

可聴範囲
が拡大

音の方向感
が向上

音質の向上

音の区別
がしやすい

補聴器満足度
の向上



“はじめての補聴器” Q & A

補聴器に関する代表的な質問について答えます。

Question & Answer

Q

補聴器は購入前に
試せますか？

A

多くの補聴器専門店やクリニックでは、補聴器の試聴や貸出サービスをご用意しています。実際に試してみることで、ご自身の聞こえ方や生活スタイルに合っているかを確認することができます。なお、貸出サービスの内容は店舗によって異なり、一部では有償の場合もあります。詳しくは、補聴器販売店へ直接お問い合わせいただくと安心です。

Q

補聴器は何年くらい
使えますか？

A

一般的に、補聴器の使用期間は、約5年とされています。これは、補助制度などでも再購入の目安とされている期間です。ただし、実際の寿命は使用環境やお手入れの状況によって異なります。湿度の高い季節や汗をかきやすい場面での使用が続いたり、お手入れが不十分な場合は、想定より早く不具合が生じることもあります。毎日使う大切な機器だからこそ、定期的な点検やクリーニングを行うことで、より長く快適にお使いいただけます。

Q

補聴器にはさまざまな
価格があるようですが、
どのような違いが
ありますか？

A

一般的に、価格が高い補聴器ほど、周囲の雑音を抑える機能や、聞こえ方を細かく調整できる機能が充実しています。ただし、補聴器選びで大切なのは「価格」だけではありません。きこえの状態や、使う環境に合った選定がとて重要です。ひとつの補聴器がすべての方にとって最適とは限りません。まずは、補聴器の専門スタッフにご相談いただき、あなたのきこえやライフスタイルに合った補聴器と一緒に見つけていきましょう。

より詳細なQ & Aを知りたい場合は
スターキー日本のホームページをご覧ください。
www.starkeyjp.com/faq



補聴器の種類

電池の種類

充電

充電式

10A

PR536電池
(10A)

312

PR41電池
(312)

13

PR48電池
(13)

難聴の程度

軽

軽度難聴

中

中等度難聴

高

高度難聴

重

重度難聴

※ 器種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳あな型	IIC	極小パーツを使用し、外からほとんど見えません。 ※ 採型された耳の形にて最小のものを作製します。	軽 中 10A	
	CIC	ミニサイズで耳の奥まで入り、ほとんど目立ちません。	軽 中 高 10A 312 充電	
	ITC	耳あな型補聴器の最も標準的なサイズです。	軽 中 高 重 充電	
	ITE	耳のくぼみ全体にしっかり収まるタイプです。 大きめで操作性も高く、扱いやすいサイズです。	軽 中 高 重 充電	
耳かけ型	mRIC	RICの本体をさらに小型化し、軽量化しています。 カンタン操作のプッシュボタンを採用。	軽 中 高 充電	
	RIC	補聴器本体からレシーバー（スピーカー）を分離しているので、 本体は小型で目立ちません。機能的な上下切替ボタンを採用。	軽 中 高 312 充電	
	mRIC UP RIC UP RIC AP	パワー感と音漏れ対策のため、お客様の耳型に 合わせたイヤーマールドで埋込みレシーバーを作製。 埋込式カスタムレシーバー ※ 埋込式カスタムレシーバーは、補聴器本体と同時 注文の場合、耳型と別途10,000円（非課税）の 金額（保証期間は補聴器に準じます）がかかります。 （単品購入の場合は、43ページをご参照ください。）	高 重 312 充電	
	BTE	耳かけ型の一般的なタイプです。 本体スイッチの操作性も良く、 扱いやすいパワータイプです。	軽 中 高 重 13 充電	

	製品形状	サイズ	装着イメージ	EDGE ^{AI}	GENESIS ^{AI}	Signature ^{AI} SERIES	evolv ^{AI}	Model S
ノンワイヤレス	IIC	小さい				○ 24のみ		
	CIC					○	○	
	CIC R		 ※ CIC 312			○		
	CIC 312			○	○ 12のみ		○	
ワイヤレス	ITC R			○	○		○	
	ITE R	大きい		○	○		○	
	mRIC			○	○			
	RIC R RIC RT		 ※ mRIC	○	○		○	
	RIC 312			○	○		○	○
	BTE R						○	
	BTE 13						○	○
	BTE PP		 ※ BTE 13				○	

環境に合わせた補聴器選びのヒント

上位クラスでは、周囲の音をより細かく分析できる高性能な仕組みを搭載。
聞き取りを妨げる雑音を抑えながら会話を強調するなど多彩な機能により、
にぎやかな環境でもより楽に聞き取りやすくなります。

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。
よく訪れる場所はどこですか？
「誰と」「どんな場面」での会話が楽しみですか？

EDGE ^{AI}	GENESIS ^{AI}	Signature ^{SERIES}	evolv ^{AI}	テレビの ニュース 番組など	二人 での会話	お出かけ 散歩	ドライブ	電車の アナウンス	グループ での会話	外食や ショッピング	テレビの バラエティ番組	居酒屋 パーティー	娯楽施設 など にぎやかな場所
Edge AI 24 24ch 10kHz	Genesis AI 24 24ch 10kHz	Signature 24 24ch 10kHz											
Edge AI 20 20ch 10kHz	Genesis AI 20 20ch 10kHz	Signature 20 20ch 10kHz											
Edge AI 16 16ch 10kHz	Genesis AI 16 16ch 10kHz	Signature 16 16ch 10kHz	Evolv AI 1600 16ch 10kHz										
	Genesis AI 12 12ch 10kHz												
			Evolv AI 1200 12ch 8kHz										
			Evolv AI 1000 10ch 8kHz										

⊗:エッジモード対応

テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイク が便利です。* > 41ページ

グループでの会話はテーブルマイクの利用でより聞き取りやすくなります。* > 41ページ

音環境

静か

にぎやか

とてもにぎやか

複雑に変化
(聞き取りが難しい)



進化し続けるスターキーのAI補聴器

人の聴覚特性に着目した音質設計で、『きこえる』世界の再現を目指す。



AI搭載補聴器登場
エッジモード登場

2019

2022
evolv^{AI}

機械学習×ビッグデータを
活用したオンデマンド音質調整

AIが5500万回
毎時自動調整

第2世代エッジモード+
(Automatic)登場

2024

GENESIS^{AI}

Signature
SERIES

S1 Neuro
プロセッサー

高度なAI (DNN*) 登場。聴きたい音を
際立たせ、瞬間快適なきこえをサポート

AIが8000万回
毎時自動調整

多様な音環境への適応を目指し
エッジモード+のさらなる進化

★


2025 EDGE^{AI}

G2 Neuro
プロセッサー

業界初のDNN*音声予測機能搭載。
会話の流れを先読みし、
リアルタイムで音環境を最適化。
常に快適プレミアムなきこえを実現。

DNN*処理が
従来の100倍の処理速度

※詳細は16ページを参照ください




*DNN

(ディープニューラルネットワーク)

音の性質を学習した高度なAIモデル。Edge AIのDNNではさらに複雑な
音環境をリアルタイムで解析し、音声と雑音を高精度に分類・予測します。

ニューロ プロセッサー 3つの特長

1 限りなくありのままの音を再現 ダイナミックレンジ118dBに拡張



音楽のように
音が大きく
変化する音も、
より自然に

静かな場所での
小さい音の
聞き取りも配慮

2 「聞き間違えやすい音の違い」や「言葉の手がかり」を はっきりさせて、会話をもっと楽しく、スムーズに


「子音強調」がサポート

かとう(加藤)さん	VS	さとう(佐藤)さん
いちじ(1時)	VS	しちじ(7時)
タイ(鯛)	VS	カイ(貝)
ポスト(郵便ポスト)	VS	コスト(費用のコスト)

なぜ聞き取りにくいのか?

高音で小さく短いこれらの音(無声子音 /s/, /j/, /k/, /h/, /t/, /p/)は、会話の中や雑音のある場所では埋もれやすく、聞き取りにくくなります。

3 「聞き取りやすさ」と「聞き心地」を両立 高速&低速コンプレッサー同時処理




きこえの違いを、あなたの耳で。

スターキーのAI補聴器は、音の種類を賢く分類して、にぎやかな場所でも会話を聞き取りやすく整えてくれます。




従来の補聴器 (AI非搭載)

従来の補聴器は音を増幅して聞き取りやすくしますが、ユーザーが聞きたい音とそうでない音を常に区別できるわけではありません。



スターキーのAI (人工知能)

数百万の音の違いを識別し、関心のある音 (たとえば会話など) を優先して増幅し、背景雑音やその他の雑音を抑えることができます。



スターキーのエッジモード^{プラス}

高度な人工知能 (DNN) を活用して、聞き取りにくい環境での“音のぼやけ”を取り除き、会話などの重要な音を際立たせます。



※ 次世代エッジモード^{プラス}の機能

最適化された補聴器に、さらなる柔軟性を

スターキーは、一人ひとりのきこえのニーズや、その瞬間の気持ちを大切にしています。それでも、「もう少しこうだったら…」と感じる場面があるかもしれません。「エッジモード+」は、そんなときにご自身で聞こえ方を整えられる、AIによるサポート機能です。



最大3モードのパターン選択

最適化

会話の強調

雑音の抑制

操作ツール▶	専用スマホアプリ My Starkey (無料)	StarLinkリモコン (別売)	補聴器	エッジ モード 全自動化 ※1
クラス ▼				
EDGE ^{AI} GENESIS ^{AI} 24	最適化 会話の強調 雑音の抑制	最適化	最適化 ダブルタップまたはボタン	◎
EDGE ^{AI} GENESIS ^{AI} 20	最適化 会話の強調 雑音の抑制	最適化 ☆ボタンで エッジモード ^{プラス} (最適化)を 起動できます	—	—
EDGE ^{AI} GENESIS ^{AI} 16	最適化	—	—	—
GENESIS ^{AI} 12	—	—	—	—

※1 全自動の場合、音環境の変化に対しエッジモード音質は1回起動すればその後は自動更新されます。 13

快適性への追求

旅行やもしもの時にも安心 **長寿命バッテリー**

充電式
耳かけ型

RIC RT

最長
51
時間

mRIC R

最長
41
時間

※電池の持続時間は、使用状況や設定により異なります。スマートフォンとの接続や音楽の再生などにより、連続使用時間が短くなることがあります。




充電が切れても安心 **StarLinkプレミアムチャージャー**

補聴器3回分充電可能

10分 3時間

10分の急速充電で3時間補聴器が使用可能。

着けていることを忘れるような、**快適な装用感**



やさしくフィットする 耳かけ型補聴器

人間工学に基づいて設計された、自然な装用感のRICは、装用時の安定性に配慮しています。「V字型」ナチュラルフィット形状で、耳への負担を抑え、長時間でも快適に装用できます。

充電式オーダーメイド補聴器で世界最小クラス*1


小型化技術に強みを持つスターキーは、お客様の声に耳を傾けながら、コンパクトな補聴器の開発を進めてきました。目立ちにくい極小サイズの中に、先進技術を凝縮しています。



*1 CIC RICにおいて

防水性能を徹底強化

急な雨や、汗をかく運動、屋外作業も安心



BEYOND 水ぬれ保証 IP68

業界初!
万一の
水ぬれ故障、
保証します!!

万一、水ぬれによる故障が発生した場合でも、製品のクラスに応じて、2年または3年間の無償修理保証の対象となります。
※対象は、Edge AI、Genesis AI、Signatureの充電タイプに限ります。

国際保護等級IP68を超える防水性能

Pro8ハイドラシールド™搭載

アンプ
より堅牢なシーリング加工

マイク
最終層メッシュバリヤ
マイクカバー交換不要

レシーバー
ケーブル*2補強
より細く、しなやかに

音口ポート
異物侵入を防ぐ再設計

電池格納部
完全密閉で
湿気侵入防止

充電接点
湿気を弾く
シリコンシーリング

特殊コーティングと密閉構造により、内からも外からも防水性を高めました。

国際保護等級 IP68とは

【防塵等級 6】 【防水等級 8】

8時間

30分以上

水深 1m

IP68は、機器内部への粉塵の侵入を防ぎ、水深1メートル以上に一定時間浸しても、機能に影響がないことが確認された防塵・防水等級。


*2 防弾チョッキなどに使用される強靱で柔軟な素材

快適プレミアムAI補聴器 **EDGE^{AI}** [エッジ]

■ 未体験のピュアでクリーンなサウンド

スターキーは、長年の聴覚技術の知見を活かし、AI(人工知能)技術の可能性をさらに推し進めました。

G2 Neuroプロセッサの登場により、新たにDNN音声予測機能*1を実現。



*1 同時に発生したさまざまな種類の雑音をDNNが高速で区分し、音声の聴き取りを向上させる機能。

■ きこえの一瞬一瞬に、やさしくフィット。

Edge AIは“瞬間快適”がいつでもずっと。

DNN 音声予測機能*1が日常のきこえを常に快適にサポート。

必要なときに、細やかなきこえのニーズに応えるワンタッチ機能。エッジモード+が“今”を快適に。



■ 次世代の接続性

Bluetooth® LE Audioに対応



LE Audioでストレスのない接続と高音質ストリーミングを実現。さらに、駅や空港などでの音声案内を直接補聴器で聴ける仕組みとして、今後の普及が期待されるAuracast™にも対応しています。



*2 利用にはAuracast アシスタントが必要になります。

充電式 充電 軽 高 UP: 重

mRIC R LE Audio

プッシュボタン
センサー付
補聴器で
世界最小
クラス

連続使用時間: **41時間**
(3.5時間ストリーミングしても33時間)

シルバー

RIC RT LE Audio

シーソースイッチ
テレコイル

連続使用時間: **51時間**
(3.5時間ストリーミングしても46時間)

シルバー

電池式 軽 高 UP: 重

RIC 312 LE Audio


シーソースイッチ 312

電池寿命
80-96時間

シルバー

RICレシーバー

- ・より細くなって目立ちにくい
- ・より柔らかくて
耳になじみやすい
- ・防水性能がさらに強化



CROS 片方の耳が聞こえない方へ

クロス送信機 受信機側の補聴器

聞こえない耳 聞こえる耳

・RIC RT CROS 充電
・RIC 312 CROS 312

¥110,000(税込)
※受注発注のため、納品までお時間をいただきます。

全7色
※写真はmRIC Rです

ベージュ チェスナットブラウン シルバー グラファイトグレー

※オプション色:お届けまでに3～4週間いただきます。

キャラメル テックブラック ホワイト

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込
24	3年	2年1回	両耳 1,377,600円	あんしんメンテナンスパック ※商品購入時限定特別プラン 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	両耳 1,414,400円	両耳 1,360,000円
			片耳 697,600円		片耳 722,400円	片耳 680,000円
20	3年	2年1回	両耳 977,600円		両耳 1,014,400円	両耳 960,000円
			片耳 497,600円		片耳 522,400円	片耳 480,000円
16	2年	1年1回	両耳 657,600円		両耳 694,400円	両耳 640,000円
			片耳 337,600円		片耳 362,400円	片耳 320,000円

充電器

StarLinkチャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)

蓄電機能あり

StarLinkプレミアムチャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
*2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。
*3: UPLレシーバーは耳型と別途10,000円(非課税)をいただきます。(補聴器と同時にご注文いただいたレシーバーの保証期間は補聴器に準じます。)

● CROSの連続使用時間は29時間(充電式)です。
● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
管理医療機器認証番号: 305ADBZX00099000

充電式 充電 軽 高 UP: 重

ITC R    ^{*2}
LE Audio

プッシュボタン



ブラック&ブラック
連続使用時間: **42時間**
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

ITE R    ^{*2}
LE Audio

プッシュボタン
テレコイル選択可



ブラック&ブラック
連続使用時間: **42時間**
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

全10色 ※写真はITC Rです



電池式 軽 高

CIC 312   ^{*2}
LE Audio



プッシュボタン選択可



電池寿命
112-128時間

CIC 312 全10色



クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		充電器
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込	
24	3年	2年1回	両耳 1,397,600円	 1,434,400円 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	1,380,000円	 1,416,800円 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	StarLink チャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)
			片耳 707,600円				
20	3年	2年1回	両耳 997,600円	 1,034,400円 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	980,000円	 1,016,800円 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	StarLink プレミアム チャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)
			片耳 507,600円				
16	2年	1年1回	両耳 677,600円	 714,400円 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	660,000円	 696,800円 両耳 ¥36,800 片耳 ¥24,800 充電式UV除菌乾燥機 + プラス1年保証	
			片耳 347,600円				
				372,400円	330,000円	354,800円	

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
*2: 国際保護等級 IP68 取得。電池式は完全防水とは異なります。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

補聴器は非課税です。 21

“瞬間快適”AI補聴器。
どんな場所でも、快適に「きこえる」喜びを。

GENESIS^{AI}

DNN(ディープニューラルネットワーク)
搭載でエッジモード^{プラス}の
環境分類精度向上

聞き心地の良さの満足度
(Genesis AIに関して2023年スターキー調べ)

84%

騒がしい中での
聴き取り

93%

静かな場所での
聴き取り

Signature SERIES

CIC Rは世界最小クラスで目立ちにくい
充電式オーダーメイド耳あな型補聴器



ずっと着けていたいものだから

充電式
補聴器で
業界最長
クラス

Genesis AI
RIC RT

連続使用時間
最長51時間



Signature
CIC R

連続使用時間
最長38時間



S1 Neuroプロセッサー



充電式 充電 軽 高 UP: 重

mRIC R



プッシュボタン
センサー付
補聴器で
世界最小
クラス



シルバー
連続使用時間: 41時間
(3.5時間ストリーミングしても33時間)

RIC RT



シーソースイッチ
テレコイル



シルバー
連続使用時間: 51時間
(3.5時間ストリーミングしても46時間)

電池式 軽 高 UP: 重

RIC 312




プッシュボタン 312



シルバー
電池寿命
80-96時間

RICレシーバー

- ・より細くなって目立ちにくい
- ・より柔らかくて耳になじみやすい
- ・防水性能がさらに強化



CROS 片方の耳が聞こえない方へ



・RIC RT CROS ・RIC 312 CROS

充電

312

¥110,000(税込)

※受注発注のため、納品までお時間をいただきます。

全7色

※写真はmRIC Rです



※オプション色: お届けまでに3~4週間いただきます。



クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込
24	3年	2年1回	両耳 1,357,600円 片耳 687,600円	両耳 1,394,400円 片耳 712,400円	両耳 1,340,000円 片耳 670,000円	両耳 1,376,800円 片耳 694,800円
20	3年	2年1回	両耳 957,600円 片耳 487,600円	両耳 994,400円 片耳 512,400円	両耳 940,000円 片耳 470,000円	両耳 976,800円 片耳 494,800円
16	2年	1年1回	両耳 637,600円 片耳 327,600円	両耳 674,400円 片耳 352,400円	両耳 620,000円 片耳 310,000円	両耳 656,800円 片耳 334,800円
12	2年	—	両耳 437,600円 片耳 227,600円	両耳 474,400円 片耳 252,400円	両耳 420,000円 片耳 210,000円	両耳 456,800円 片耳 234,800円

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級 IP68 取得。電池式は完全防水とは異なります。

*3: UPLレシーバーは耳型と別途10,000円(非課税)をいただきます。(補聴器と同時にご注文いただいたレシーバーの保証期間は補聴器に準じます。)

● CROSの連続使用時間は29時間(充電式)です。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。

ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

管理医療機器認証番号: 305ADBZX00099000

補聴器は非課税です。 25

充電式 充電 軽 ▶ 高 UP: 重

ITC R

BEYOND水ぬれ
IP68 保証

プッシュボタン



ブラック&ブラック

連続使用時間: 42時間
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

ITE R

BEYOND水ぬれ
IP68 保証

プッシュボタン
テレコイル選択可



ブラック&ブラック

連続使用時間: 42時間
(3.5時間ストリーミングしても36時間)

ITC R／ITE R 全10色 ※写真はITC Rです					
	ブラック & ブラック		ベージュ & ブラック		レッド & ブラック (右耳用)
					ブルー & ブラック (左耳用)
					クリア & ブラック
	ベージュ & ベージュ		ブラック & ベージュ		レッド & ベージュ (右耳用)
					ブルー & ベージュ (左耳用)
					クリア & ベージュ

電池式 軽 ▶ 高

CIC 312

クラス12のみ

BEYOND水ぬれ
IP68 保証

プッシュボタン選択可



ブラック&ブラック

電池寿命
112-128時間

CIC 312 全10色					
	ブラック & ブラック		ベージュ & ブラック		レッド & ブラック (右耳用)
					ブルー & ブラック (左耳用)
					クリア & ブラック
	ベージュ & ベージュ		ブラック & ベージュ		レッド & ベージュ (右耳用)
					ブルー & ベージュ (左耳用)
					クリア & ベージュ

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		充電器
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込	
24	3年	2年1回	両耳 1,377,600円 片耳 697,600円	両耳 1,414,400円 片耳 722,400円	—	—	StarLink チャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)
20	3年	2年1回	両耳 977,600円 片耳 497,600円	両耳 1,014,400円 片耳 522,400円	—	—	
16	2年	1年1回	両耳 657,600円 片耳 337,600円	両耳 694,400円 片耳 362,400円	—	—	StarLink プレミアム チャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)
12	2年	120日1回	両耳 457,600円 片耳 237,600円	両耳 494,400円 片耳 262,400円	440,000円 220,000円	476,800円 244,800円	

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
*2: 国際保護等級IP68取得。電池式は完全防水とは異なります。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

補聴器は非課税です。 27

充電式 充電 軽 高

CIC R T² *3 BEYOND水ぬれ IP68 保証 *2 プッシュボタン

充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器で
世界最小クラス



ブラック&ブラック

連続使用時間
38時間

シグネチャー ジェネシス
CIC RはITC Rの半分



※装着時、外から見える幅の比較

電池式 軽 高

CIC T² *3 BEYOND水ぬれ IP68 保証 *2 プッシュボタン選択可



ブラック&ブラック

電池寿命
80-112時間(10A)
128-160時間(312)

IIC クラス24のみ T² *3 BEYOND水ぬれ IP68 保証 *2 10A



ブラック&ブラック

電池寿命
80-112時間

カラー
バリエーション



&



クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格		充電器
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込	
24	3年	2年1回	両耳 1,377,600円	両耳 1,414,400円	1,360,000円	1,396,800円	 StarLink チャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)
			片耳 697,600円	片耳 722,400円	680,000円	704,800円	
20	3年	2年1回	両耳 977,600円	両耳 1,014,400円	960,000円	996,800円	 StarLink プレミアム チャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)
			片耳 497,600円	片耳 522,400円	480,000円	504,800円	
16	2年	1年1回	両耳 657,600円	両耳 694,400円	640,000円	676,800円	
			片耳 337,600円	片耳 362,400円	320,000円	344,800円	

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
 *2: 国際保護等級 IP68 取得。電池式は完全防水とは異なります。
 *3: 非ワイヤレスモデル専用T2リモートアプリ (プッシュトーンで音量、プログラム切替) 対応。

T² スターキーT2リモート
ユーザー専用アプリ
無料



● CIC R / CICのクラス24のみプッシュボタンにてエッジモード+が利用できます。
 ● シグネチャーシリーズは非ワイヤレスモデルの為、センサー & AI 機能、アクセサリは利用できません。
 ● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
 ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
 管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

補聴器は非課税です。 29

ストレスフリー補聴器

evolv AI [エボルブ]

選べる ラインアップ

スターキーの匠の技
(クラフトマンシップ)が
可能にした
豊富なラインアップ

高出力なパワフルタイプ

POWER

CIC CIC 312 ITC R ITE R RIC 312 RIC R BTE R BTE 13 BTE 13 Power Plus

Evolv AIの特別な機能

・音楽(BGM)強調：音声と音楽を別々に処理することで、会話は聞き取りやすく、音楽は臨場感がアップ。(対応クラス1600)

Evolv AI用アプリ



thrive

ユーザー本人用 アプリ

無料



スライプ thrive アプリのダウンロード

右のQRコードからダウンロードください。

※ iOS15以上、Android OS 7.0 以上の対応スマホでご利用できます。

Evolv AIの音声処理

人工知能(AI)が
音を分析し、
7つの環境に分類

毎時
5500万回の
自動調整を実現

圧倒的な調整回数で
聞く労力を削減



さらに人工知能AIがきこえをサポート!


第2世代
エッジモード+^{プラス}

で、いつでもどこでも困らない

対応クラス 1600


※ Thrive アプリが必要です。

オンデマンド
AI調整の
しくみ



エッジモード+^{プラス}は
「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」全てでユーザーから好まれました。

エッジモード+^{プラス}
の満足度



騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果

※出典: Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-ST

	充電式		電池式		
スタイル (カラー名)	RIC R	BTE R	RIC 312	BTE 13	BTE 13 Power Plus
	 シーソースイッチ テレコイル AP選択可 ● スターリング 充電 連続使用時間 24時間	 プッシュボタン テレコイル ● スターリング 充電 連続使用時間 22時間	 シーソースイッチ AP選択可 ● スターリング 312 電池寿命 64-110時間	 シーソースイッチ テレコイル ● スターリング 13 電池寿命 180時間	 シーソースイッチ テレコイル ● スターリング 13 電池寿命 144時間
適応聴力	軽 ▶ 高 AP: 重	軽 ▶ 高	軽 ▶ 高 AP: 重	軽 ▶ 高	高 ▶ 重

耳かけ型 全7色 ※写真は RIC です

 シャンパン

 エスプレッソ

 スターリング

 スレート

 ブロンズ

 ブラック

 ホワイト&スターリング

※オプション色: お届けまでに3～4週間いただきます。

CROS 片方の耳が聞こえない方へ



クロス送信機
聞こえない耳

受信機側の補聴器
聞こえる耳

RIC R CROS 充電

RIC312 CROS 312

BTE13 CROS 13

価格 110,000円(税込) ※クラス1200以上でのご対応となります。
※受注発注のため納品までお時間をいただきます。

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}		充電式価格 (チャージャーケース11,000円(税込)含む)		電池式価格	
				チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込
1600	2年	1年1回	両耳	531,000円	567,800円	520,000円	556,800円
			片耳	271,000円	295,800円	260,000円	284,800円
1200	2年	—	両耳	351,000円	387,800円	340,000円	376,800円
			片耳	181,000円	205,800円	170,000円	194,800円
1000	2年	—	両耳	291,000円	327,800円	280,000円	316,800円
			片耳	151,000円	175,800円	140,000円	164,800円

充電器



チャージャーケース (バッテリー非搭載)
11,000円(税込)

*1: 期間中 1 回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。

*3: 埋込式カスタムレシーバー 有料オプション 埋込式カスタムレシーバー (AP: アプソリュートパワー含む) は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、45ページをご参照ください。)



● CROSの連続使用時間は14時間(充電式)です。

● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。

ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000 (耳かけ型)


補聴器は非課税です。 33

	充電式		電池式	
スタイル (カラー名)	ITC R	ITE R	CIC 312	CIC
				
	Bluetooth [®] IP68 ^{*2}	Bluetooth [®] IP68 ^{*2}	Bluetooth [®] IP68 ^{*2}	T2 ^{*3} IP68 ^{*2}
	プッシュボタン標準 AP選択可 ● ブラック＆ブラック 充電 連続使用時間 23時間	プッシュボタン標準 テレコイル選択可 AP選択可 ● ブラック＆ブラック 充電 連続使用時間 23時間	プッシュボタン選択可 312 電池寿命 64-96時間 ● ブラック＆ブラック	プッシュボタン選択可 T2リモート 電池寿命 65-75時間 (10A) 112-136時間 (312) ● ブラック＆ブラック
適応聴力	軽 ▶ 高 AP: 重	軽 ▶ 高 AP: 重	軽 ▶ 高	軽 ▶ 高

カラーバリエーションは37ページをご覧ください。

クラス	修理保証	紛失保証 ^{*1}	充電式価格 (StarLinkチャージャー17,600円(税込)含む) +8,800円でプレミアムチャージャーに		電池式価格	
			チャージャー込	チャージャー+あんしんメンテナンスパック込	補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込
1600	2年	1年 1回	両耳 557,600円	両耳 594,400円	540,000円	576,800円
			片耳 287,600円	片耳 312,400円	270,000円	294,800円
1200	2年	120日 1回	両耳 377,600円	両耳 414,400円	360,000円	396,800円
			片耳 197,600円	片耳 222,400円	180,000円	204,800円
1000	2年	120日 1回	両耳 317,600円	両耳 354,400円	300,000円	336,800円
			片耳 167,600円	片耳 192,400円	150,000円	174,800円

*1: 期間中 1 回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。
 *2: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。
 *3: 非ワイヤレスモデル専用 T2リモートアプリ (プッシュトーンで音量、プログラム切替) 対応。



● CICは非ワイヤレスモデルの為、センサー&AI 機能、アクセサリは利用できません。
 ● 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
 ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
 管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000 (耳あな型)

充電器
 StarLinkチャージャー (バッテリー非搭載) 17,600円(税込)
 StarLinkプレミアムチャージャー (バッテリー搭載) 26,400円(税込)

補聴器は非課税です。

モデル S

Model S

シンプルに良いきこえを求めるなら

購入後の
安心保証期間
2年

もっと楽に、
もっとシンプルに

ワイヤレスアクセサリーにも対応

会話強調

衝撃音抑制

追従型指向性

S3: 16チャンネル

S2: 12チャンネル

一般的レシーバー分離型

RIC 312 軽 ▶ 重

IP^{*}58



シーソースイッチ

AP選択可

埋込式
レシーバー^{*}2
有料オプション

● スターリング

312 電池寿命
64-110時間

扱いやすく電池長持ち

BTE 13 軽 ▶ 高

IP^{*}68



シーソースイッチ

テレコイル

● スターリング

13 電池寿命
~180時間

クラス	修理保証	紛失保証		耳かけ電池式価格	
				補聴器のみ	あんしんメンテナンスパック込
S3	2年	—	両耳	196,000円	232,800円
			片耳	98,000円	122,800円
S2	2年	—	両耳	156,000円	192,800円
			片耳	78,000円	102,800円

*1: 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー (AP: アンプリユートパワー含む) は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円 (非課税) の金額 (保証期間は補聴器に準じます) が掛かります。(単品購入の場合: 非課税20,000円)

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000

耳かけ型 カラーバリエーション

Edge AI / Genesis AI

RICタイプ
全7色



オプション色



※お届けまでに3~4週間いただきます。

Evolv AI

RICタイプ
全7色



オプション色



※お届けまでに3~4週間いただきます。

BTEタイプ
全7色



Model S

RICタイプ・
BTEタイプ
全4色



耳あな型 カラーバリエーション

Edge AI / Signature / Genesis AI / Evolv AI

器種	フェイスプレートカラー (外側)			シェルカラー (内側)				組み合わせ 標準カラー
IIC	ブラック	ダークブラウン	ベージュ	+	ブラック	ベージュ	レッド (右耳用)	ブラック & ブラック
CIC	ブラック	ココアブラウン (10Aのみ)	ベージュ	+	ブラック	ベージュ	レッド (右耳用)	ブラック & ブラック
CIC R CIC312	ブラック	ベージュ		+	ブラック	ベージュ	レッド (右耳用)	ブラック & ブラック
ITC R ITE R	ブラック	ベージュ		+	ブラック	ベージュ	レッド (右耳用)	ブラック & ブラック

自分とも家族とももっとつながる スターキーのアプリ



Made for
iPhone

スターキー補聴器は
「Made for iPhone」(MFi)
補聴器です。ASHA対応の
Androidデバイスにも
対応しています。

Edge AI / Genesis AI 用アプリ



My Starkey

ユーザー本人用 アプリ

無料

マイ スターキー

My Starkey アプリのダウンロード

アプリストアで「スターキー」と検索もしくは
右のQRコードからダウンロードください。

※ご使用前にお使いのiOSデバイス (iPhone, iPad, iPod touch等) の
ソフトウェアバージョンが最新 (iOS15以上) になっていることを確認
してください。



スマートフォンのカメラでかざしてあなたのスマホをチェック



スマートフォンとの互換性の詳細は、右のQRコードもしくは、
www.starkeyjp.com/hearing-aids/apps/compatibility をご参照ください。
スターキーホームページ www.starkeyjp.com 「対応スマホ一覧」からも
ご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



スマートフォンとの連動

あなたの自由を叶えるアプリ体験



エッジモード+

ワンタッチ操作で補聴器内蔵の
AIが音質調整してくれます。



リモコン機能

音楽やプログラムの
変更など、手元で簡単に操作できます。



補聴器を探す

補聴器を見失ってしまった時、
探し当てることができます。



健康モニタリング

歩数や運動量、社会交流を計測して
あなたの健康を支えます。



もっと電話で話したい

ハンズフリーで通話を楽しめます。
※ iPhone11以降 (iOS15.1以降)



転倒通知&バランス評価*

急に倒れてもすぐに家族や友人に
お知らせし、気づいてもらえます。

Apple Watch連動

My Starkeyアプリで音質調整やプログラムの変更が、Apple Watchからできます。

※iPhoneユーザーのみ (Apple WatchSeries 4以降)

家族用みまもり アプリ



リアルタイムに家族と つながる



ご家族

健康状態を
モニタリング



補聴器ユーザー

離れて暮らしていても、家族の安心を支える、
きこえと健康のみまもり機能

Edge AI / Genesis AI / Evolv AI 共通



ヒア シェア
HEARShare

アプリのダウンロード

無料

※iOS12以上、AndroidOS6.0以上でご利用できます。

アプリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから
ダウンロードください。



* バランス評価はEdge AIシリーズのみ対応

ワイヤレス アクセサリーを利用して、聞き取り やすさ、使い勝手がさらに向上。

保証期間1年



- Edge リモートマイク 27,500円(税込)** New
 手にフィットするシンプルな設計。話者の襟元などにクリップで簡単に装着可能で、騒がしい環境でも1対1の会話を快適にサポート。直感的な操作が可能で、マイクOFFにすると補聴器のリモコンとしても活用できます。
 
Bluetooth[®] LE Audio **EDGE^{AI}**
- Edge テーブルマイク 57,200円(税込)** New
 8つの高性能マイクを内蔵し、3つのリスニングモードを搭載。オートモードなら複数人が話す環境でも、重要な音声を自動で捉えて補聴器にストリーミング。聞き取りやすく、快適な音声体験を実現します。
 
Bluetooth[®] LE Audio **EDGE^{AI}**
- Edge TVストリーマー 42,900円(税込)**
 接続性が向上したBluetooth LE Audioに対応。また、Auracast[™]*搭載で補聴器だけでなく、対応イヤホンなど、複数人で音声を共有することができます。*利用にはAuracastアシスタントが必要になります。
 
Bluetooth[®] LE Audio AURACAST **EDGE^{AI}**
- 共通 StarLinkリモコン 22,000円(税込)**
 ボタンを押すだけでメモリや音量の変更、お気に入りモードへの切り替えができます。
 
EDGE^{AI} GENESIS^{AI} evolv^{AI} Model S
- ミニマイク 23,100円(税込)**
 ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽に楽しめます。
 
Bluetooth[®] GENESIS^{AI} evolv^{AI} Model S
- リモートマイク+^{プラス} 40,700円(税込)**
 Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力の4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聴きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。スマホと接続してハンズフリー通話ができます。最大20メートル。
 
Bluetooth[®] GENESIS^{AI} evolv^{AI} Model S
- テーブルマイク 57,200円(税込)**
 会議やマスク越しの会話、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。
 
Bluetooth[®] GENESIS^{AI} evolv^{AI} Model S
- TVストリーマー 35,200円(税込)**
 テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。
 
Bluetooth[®] GENESIS^{AI} evolv^{AI} Model S

アクセサリ

クリーニング・ケア

ドライキャップ
UV3
19,800円(税込)

保証期間
2年

詰め替え用 HAドライ
550円(税込)

乾燥ケース
1,100円(税込)

詰め替え用 シリカゲル1袋
220円(税込)

清掃ブラシ
220円(税込)

ホワイトワックス
ガード(8本入り)
880円(税込)

耳あな型用
マイクカバー
(4本入り)
880円(税込)

※写真はページジュ(大)

器 種	サイズ	カラー(2種)
ITE	大	ベージュ ブラック
ITC		
CIC	小	ベージュ ココアブラウン ブラック
CIC 312		
IIC		ダークブラウン (IICのみ)

Evolv AI・Model S

耳かけ型用
マイクカバー
550円(税込)

※写真は RIC R

ご注文時、補聴器の製品名と
カラーをお知らせください。

充電器関連

充電器
保証期間
1年

全シリーズ共通

耳あな型
(ITE R・ITC R・CIC R兼用)

StarLink
プレミアム
チャージャー
(バッテリー搭載)
各26,400円(税込)

Edge AI・Genesis AI

耳かけ型
(mRIC R用/RIC RT用)

全シリーズ共通

耳あな型
(ITE R・ITC R・CIC R兼用)

StarLink
チャージャー
(バッテリー非搭載)
各17,600円(税込)

Edge AI・Genesis AI

耳かけ型
(mRIC R用/RIC RT用)

Evolv AI

耳かけ型用
(RIC・BTE兼用)

詰め替え用
ドライカプセル
(6個入り)
1,100円(税込)

充電ジャーケース
(バッテリー非搭載)
11,000円(税込)

ケース

ハードタイプ 1,650円(税込)

空気電池関連

補聴器用空気電池
10A(PR536)、312(PR41)、
13(PR48)、675(PR44)

液晶電池チェッカー
880円(税込) ※空気電池用

ワイヤレスアクセサリ関連

リモートマイク用
オーディオ入力ケーブル
2,640円(税込)

アクセサリ専用ストラップ
550円(税込)
※リモートマイク+、ミニマイク、
StarLinkリモコンで使用できます

耳かけ型パーツ類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

RICタイプ

Edge AI
Genesis AI
Evolv AI
Model S

例) mRIC

標準レシーバー
各11,000円(税込)

L / 40
M / 50
P / 60

※聴力によってレシーバーを選択します。
※Evolv AI / Model Sは
レシーバー端子形状が異なります。

オープン
チップ
各2,200円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ:5、7、9、11mm
※4mmスリーブ(4個入り)

パワードーム
3,300円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(2種類):8-10、10-12mm

シリコンモールド(左・右セット)
サイズ:XS、S、M 3,300円(税込)

カスタム
イヤモールド
※ご注文時は、ご使用いただい
てるレシーバーゲインをお伝えくだ
さい。

中空シリコンモールド(左・右セット)
サイズ:XS、S、M 3,300円(税込)

ヘリックスモールド
(左・右セット)
3,300円(税込)

BTEタイプ

Evolv AI
Model S

例) BTE13

イヤフック
330円(税込)

イヤフック
(小児用)

ジョイントチューブ
440円(税込)

スマート
チューブ
2,475円(税込)
同サイズ5本入
左耳用(L)
右耳用(R)
サイズ(8種類):
1、2、3、4、5、
3+、4+、5+

オープン
チップ
各2,200円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(4種類):5、7、9、11mm

パワードーム
3,300円(税込)
同サイズ10ヶ入
サイズ(2種類):8-10、10-12mm

耳栓 550円(税込)
サイズ(4種類): L、ML、M、S

スマートチューブ
シリコンモールド
(左・右セット)
3,300円(税込)

カスタム
イヤモールド

お客様の耳の形に合わせて作製する
カスタムイヤモールド(耳栓)

CIC ITC ITE スケルトン

耳かけ型補聴器に、さらなる快適さとフィット感を。
オーダーメイド補聴器分野のパイオニアであるスターキーの知見を活かし、
お客様一人ひとりの耳に合わせてデザイン・作製いたします。
※納期などの詳細は、補聴器販売店までお問い合わせください。

ハード 10,000円(非課税)
ソフト 12,000円(非課税)

カラーバリエーション
※RICはクリアのみ

クリア(標準) レッド ブルー ブラック パープル オレンジ グリーン

42

43

性能一覧

※一覧のデータは、JIS C5512:2015(2CCカプラー)に基づいて測定表示しています。
※適応聴力範囲は、パーツ類の組み合わせによって異なります。

スタイル		JIS						適応聴力	使用電池	使用時間
		誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)					
			HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG			
耳 か け 型	Edge AI（エッジ AI）	RIC 312	—	107-120	101-116	43-60	36-56	軽～高	PR41 (312)	80-96
		RIC 312 AP（UPレシーバー対応時）	—	125	122	67	64	高～重	PR41 (312)	80-96
		mRIC R	—	107-119	101-115	42-60	35-55	軽～高	Li-Ion	～ 41
		mRIC R AP（UPレシーバー対応時）	—	125	122	66	63	高～重	Li-Ion	～ 41
		RIC RT	67-79-86	107-120	102-117	42-60	36-56	軽～高	Li-Ion	～ 51
		RIC RT AP（UPレシーバー対応時）	94	125	122	67	65	高～重	Li-Ion	～ 51
	Genesis AI（ジェネシス AI）	RIC 312	—	107-120	101-116	43-60	36-56	軽～高	PR41 (312)	80-96
		RIC 312 AP（UPレシーバー対応時）	—	125	122	67	64	高～重	PR41 (312)	80-96
		mRIC R	—	107-119	101-115	42-60	35-55	軽～高	Li-Ion	～ 41
		mRIC R AP（UPレシーバー対応時）	—	125	122	66	63	高～重	Li-Ion	～ 41
		RIC RT	67-79-86	107-120	102-117	42-60	36-56	軽～高	Li-Ion	～ 51
		RIC RT AP（UPレシーバー対応時）	94	125	122	67	65	高～重	Li-Ion	～ 51
	Evolv AI（エボルブ AI）	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	64-110
		RIC 312 AP（アブソリュートパワー）	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	64-110
		RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24
		RIC R AP（アブソリュートパワー）	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	～ 24
		BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	～ 180
		BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	～ 22
		BTE 13 PP	92	140	133	80	73	高～重	PR48 (13)	～ 144
	Model S（モデルS）	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	64-110
		RIC 312 AP（アブソリュートパワー）	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	64-110
		BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	～ 180
耳 あ な 型	Edge AI（エッジ AI）	CIC 312	—	109-117	104-113	42-60	36-54	軽～高	PR41 (312)	112-128
		ITC R	—	110-117	105-113	40-59	36-55	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITC R UP	—	125	122	68	63	高～重	Li-Ion	～ 42
		ITE R	74-83	114-117	109-113	51-58	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITE R UP	92	125	121	67	63	高～重	Li-Ion	～ 42
	Signature（シグネチャー）	IIC	—	110-115	105-110	41-49	36-46	軽～中	PR536 (10A)	80-112
		CIC	—	110-118	105-114	43-61	37-54	軽～高	PR536 (10A) / PR41 (312)	80-112 / 128-160
		CIC R	—	110-117	105-113	40-59	36-53	軽～高	Li-Ion	～ 38
	Genesis AI（ジェネシス AI）	CIC 312	—	109-117	104-113	42-60	36-54	軽～高	PR41 (312)	112 -128
		ITC R	—	110-117	105-113	40-59	36-55	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITC R UP	—	125	122	68	63	高～重	Li-Ion	～ 42
		ITE R	74-83	114-117	109-113	51-58	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 42
		ITE R UP	92	125	121	67	63	高～重	Li-Ion	～ 42
	Evolv AI（エボルブ AI）	CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536 (10A) / PR41 (312)	65-75 / 112-136
		CIC 312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41 (312)	64-96
ITC R		—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
ITC R AP（アブソリュートパワー）		—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
ITE R		76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
ITE R AP（アブソリュートパワー）		92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	

※ 使用時間は、基準環境下でフル充電時に測定した値であり、調整内容や使用状況により異なる場合があります。
ワイヤレス機能を使用する場合や経年劣化によって、電池寿命が短くなることがあります。
※ 実際の電池寿命は、お客様の聴力や、各種自動機能の設定・調整、ならびに使用状況により異なる場合があります。

クラス別 機能比較表

分類	機能	機能説明
音質コア	チャンネルバンド数	フィッティング時に調整できる音域の細かさ
	音響分析バンド数	AIが音環境を分析するためのバンド数
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上
	加算型コンプレッサー	聞き取りやすさと聞き心地を両立（詳細はP11）
	ハウリング抑制	不快なピーピー音をしっかり抑える
	ダイナミックレンジ	音を認識・再現できる最小値と最大値の幅
両耳機能	空間スピーチエンハンス	賑やかな場所で正面の会話にフォーカス
	両耳受話	スマホを補聴器に近づけると両耳で通話音声が増える
	ユーザーコントロール連動	片方の操作で、左右両方の補聴器を同時に調整
快適	音楽専用処理	音楽に臨場感を加えて、より自然なサウンドにする
	子音強調	聞き取りにくい「サ行」などの子音の成分を聞こえやすく
	会話強調	騒音をおさえ会話を聞き取りやすくする
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制
	防水性能	特殊コーティングと密閉構造で汗・水に強い
雑音抑制	風切り音抑制	風切り音を効果的に抑制
	機械音抑制	掃除機など大きな定常的な音がある場合に抑制
	ソフト入力雑音抑制	空調の音など小さく煩わしい雑音を抑制
*2 指向性	モーションセンサー指向性	センサーと連動してマイクの指向性を最適化
	追従型指向性	雑音源を追従して抑制し、聞き取りを向上
*1 通信機器	Apple Watchコントロール*3	Apple Watchと連動して音質やプログラムを調整
	Bluetooth接続規格	音声ストリーミングや通話を楽しめる
	ワイヤレスアクセサリ	聞き取りやすさ、使い勝手がさらに向上

*1：ワイヤレスモデルのみ対応。
*2：IIC / CIC / CIC312 に指向性は非対応。
*3：iPhoneと連携が必要。

EDGE ^{AI}			Genesis ^{AI}				evolv ^{AI}		
			Signature (耳あなのみ)						
24	20	16	24	20	16	12	1600	1200	1000
68万円 〜	48万円 〜	32万円 〜	67万円 〜	47万円 〜	31万円 〜	21万円 〜	26万円 〜	17万円 〜	14万円 〜
耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ	耳あな 耳かけ
24	20	16	24	20	16	12	16	12	10
64	60	56	64	60	56	52	16	12	10
10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	10kHz	8kHz	8kHz
○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
118dB							107dB		
—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	—	○ ^{*4}	—
—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	○ ^{*4}	—	—	○ ^{*4}	—
○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	○	○	○
音楽専用プログラム							BGM強調	—	—
★★★	★★	★	★★★	★★	★	★	—	—	—
最大22dB	最大10dB	最大8dB	最大22dB	最大10dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB	最大8dB
最大15dB	最大9dB	最大6dB	最大15dB	最大9dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB	最大6dB
国際保護等級IP68 (充電式はBeyond IP68)							国際保護等級IP68		
最大35dB	最大19dB	最大10dB	最大35dB	最大19dB	最大10dB	最大10dB	最大10dB	最大10dB	最大10dB
最大22dB	最大12dB	最大7dB	最大22dB	最大12dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB	最大7dB
★★★★ ★★★★	★★★★	★★★	★★★★ ★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★☆	★
★★	★	—	★★ ^{*2}	★ ^{*2}	—	—	—	—	—
○	○	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○	○	○	—
○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	—	—	—
LE Audio / ASHA / Made for iPhone			ASHA / Made for iPhone ^{*1}						
○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	○	○	○

*4：RIC RT/RIC R / RIC312 /BTE 13のみ対応。

クラス別 センサー&AI (ヘルサブル)^{*1} 機能比較

分類	機 能	どのような機能？
きこえ ヒアリングパフォーマンス	 エッジモード+	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を瞬時に調整する
	 ボイスコマンド	タップしてつばやくだけで補聴器を音声操作できる
	 タップコントロール	トントンするだけで ストリーミングの開始と停止ができる 
	 ボイスAI ^{*2}	スマホ (iPhone) に搭載されたAIが音声を学習する 遠隔マイク
	 マスクモード	マスク越しの声を聞き取りやすくする
	 自動スリープ	静止状態が15分続くと自動的に省エネモード
	 セルフチェック	補聴器の内部の状態をスマホが診断する
ヘルスケア 健康とウェルネス	 身体の健康	歩数・運動量など身体活動を管理
	 脳の健康	脳の活性につながる行動を無理なく管理
	 転倒通知	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信する
	 バランス評価	アンケートとガイド付きエクササイズを通して、 平衡感覚をチェック
	 ヒアシェア (みまもりアプリ)	離れた場所から補聴器の使用状況を ご家族などがモニタリングできる
情報アシスタント AIアシスタント	 補聴器を探す	スマホのGPS機能を使って補聴器を探す
	 リマインド通知	アプリに設定したスケジュールを補聴器から 音声で通知する
	 文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる
	 音声翻訳	聞きたい言語をその場で翻訳する

EDGE ^{AI}			Genesis ^{AI}				evolv ^{AI}		
24	20	16	24	20	16	12	1600	1200	1000
 ^{*3}	 ^{*3}	 ^{*3}	 ^{*3}	 ^{*3}	 ^{*3}	—	 ^{*4}	—	—
VC	VC	VC	VC	VC	VC	—	VC	—	—
									
	—	—		—	—	—	—	—	—
									—
									
									
									
									—
									
			—	—	—	—	—	—	—
									—
									
									
		—			—	—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—	—	—

^{*1}：テクノロジーによる健康状態のトラッキングや情報サポートのための独自機能。
^{*2}：iOS利用、両耳装着、250-500Hzで50dBHL以上の聴力損失があることが動作条件となります。
^{*3}：操作にはMy StarkeyアプリまたはStarLinkリモコンが必要です。
^{*4}：操作にはthriveアプリが必要です。

 ... 補聴器単体で操作できる機能です

メンテナンス機器 + 延長保証

をセットにして、より快適・安心な補聴器生活をご提案します



あんしんメンテナンスパックとは



充電式 UV除菌乾燥機



無償修理保証
紛失・破損保証
耳あな型シェルの
無償再作保証

プラス1年延長保証

補聴器ご購入時に選択できるメンテナンス機器と延長保証をセットにした、お得なプランです

通常価格

除菌乾燥機 (ドライキャップUV3)

19,800円(税込)

延長保証 (スターキーケア)

両耳 40,000円(非課税) 片耳 20,000円(非課税)

価格

補聴器価格にプラス

両耳 **36,800円** 片耳 **24,800円**

ご加入条件

- 補聴器本体のご購入時のみ加入できます。
- 補聴器を両耳で購入した場合、片耳のみ加入することはできません。
- 当社に帰責事由があった場合を除き、解約・返金不可となります。

もしもに備えてさらに安心の保証を！

スターキーケア

【通常価格 両耳】40,000円(非課税)

プラス1年延長保証

【通常価格 片耳】20,000円(非課税)

クラス	120日	1年	2年	3年	4年	5年
24 20	無償修理保証				+1年延長	
	紛失・破損保証			+1年延長		
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				
16 1600	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証	+1年延長				
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				
12 1200 1000	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証	1年まで延長				
	耳あな型シェル再作保証	+1年延長				

無償修理保証 最大4年間

お買い上げ日より、表記の各保証期間内に発生した自然故障に対する修理を無償で行います(充電電池交換含む)。

紛失・破損保証 最大3年間

お買い上げ日より表記の各保証期間内で、紛失・盗難・天災・自損事故にあった場合、1回のみ無償再作・同商品交換します。

耳あな型シェル再作保証 最大2年間

耳あな型補聴器をご購入いただいた際、形状がお客様の耳の形状に合わない場合、再度無償でシェルを作成します。



補聴器の管理がラクになる！

充電式
UV除菌乾燥機

ドライキャップ UV3®

通常価格 19,800円(税込)



アイエフデザイン
アワード受賞



- ✓ コードレスで使いやすい！
- ✓ スマホなど他のアイテムも除菌可能！