



# 性能一覧

器種	スタイル	(片耳/非課税) 標準価格	電池サイズ	電池寿命 (時間)	保証期間(年)	JIS					適応聴力
						90dB入力の 最大出力 音圧レベル (dB)		最大音響 利得 (dB)		誘導入力入力の 最大感度レベル (dB SPL)	
						ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG		
オトレンズ・シナジー 2400iQ	IIC	500,000	10A	75	4	110-115	106-109	40-50	36-47	-	軽～高
オトレンズ・シナジー 2000iQ	IIC	400,000	10A	75	3	110-115	106-109	40-50	36-47	-	軽～高
オトレンズ・シナジー 1600iQ	IIC	300,000	10A	75	3	110-115	106-109	40-50	36-47	-	軽～高

※オトレンズは外耳道奥部に装着する補聴器のため、補聴器相談医の直接管理監督下で供給いたします。



## スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F  
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

[www.starkeyjp.com](http://www.starkeyjp.com)

フリーダイヤル 0120-045-190

フリーダイヤル

スターキージャパン

検索

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

Hear **Better.** Live **Better.**  
ブログ公開中!



スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。しかし、着用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

スターキー耳あな型1 医療機器認証番号:228ADBZX00029000

◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。

◎本カタログに掲載されている補聴器本体は非課税です。

◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。



MD84856/ISO13485  
2018年4月作成  
BROC0134-00-JJ-JP JPYBR-134

## スターキー オトレンズ・シナジーiQ カタログ

# Made for an invisible fit

見えない  
補聴器

オーダーメイドにこだわる  
スターキー最小補聴器



OtoLens iQ  
[Synergy]



# “見えない補聴器” スターキー史上最小補聴器

## OtoLens iQ [Synergy]

補聴器普及先進国アメリカNo.1メーカー  
がお届けします。

**世界が待ち望んだ**  
「見えない、こもらない、疲れない」  
あなたにとっての**最小補聴器**。

オトレンズシナジーiQはスターキーの最新技術の全てを備えています。  
「ピーピーしない補聴器」として定評のハウリング抑制、  
アキュイティボイス、スピーチシフトといった「ことば」を守る独自の技術は  
にぎやかな環境でも「きこえ」の理解を助けます。

**お客様満足度の非常に高い補聴器です。**

スターキーは2011年に業界初のIIC補聴器を  
発売開始しました。

その最新の姿がオトレンズ・シナジーiQです。  
個人で異なる耳の形状に合わせて耳の奥にスポリ  
隠れるので、本来の耳の集音構造を活かし、見え  
ないだけでなく、補聴器独特のこもり感も軽減  
します。

スターキー最新のオペレーションシステムにより、  
不快なハウリングを抑え、ことばを聞き取りやすく  
する機能を搭載し、耳が疲れにくくなる効果も発揮  
します。



**極小**  
革新的技術の結晶。



- ・オトレンズは耳の奥の「第二カーブ」と呼ばれる部分に外側プレート面がフィットします。
- ・他人に補聴器をつけていることを気づかれる心配はありません。

※お客様の耳型を採取して、お客様に合った最小の補聴器を作製させていただきます。

# Small Hearing Aid. Big Benefits.

小さな補聴器。大きなメリット。



**補聴器装用を誰にも気づかれない**

あなたにとっての最小補聴器は耳の奥にフィット  
して装用していることが周囲から見えません。

**騒音下でも快適に聞きたい**

アキュイティボイスが騒がしい環境でも言葉を  
逃しません。

**子どもや女性の高い声を聞き取りたい**

実際の音を守って作用するスターキー独自の技術  
スピーチシフトで高い声の聞き取りを助けます。

**私にあった「きこえ」を深めたい**

アキュイティ スピーチが、小さな音の明瞭性を  
確保しつつ、大きな音を歪みのない自然に近い音  
として届けます。

**操作は簡単にして欲しい**

リモコンは必要なく、電話機のプッシュボタン等  
を使ったT2リモート機能で簡単にボリューム変更や  
メモリー操作ができます。

**「ピーピー」鳴る音が恥ずかしい**

スターキーの最高のハウリング抑制技術が、一日中  
ハウリングのない快適な聞こえを提供します。


# [Synergy®]

「きこえ」の健康は心と体の健康、  
人生の幸福感に結びつくものと  
考えられています。

快適で健康的な生活を送るためには周囲の人と  
関わることは不可欠です。

スターキーは "Hear better. Live better=より  
良い「きこえ」で、より良いライフスタイルをユーザ  
ーに届ける"という願いをもっています。

## 最新3D立体音響が味わえる



## Starkey-Sound

[www.starkey.jp.com/sound-demo/synergy](http://www.starkey.jp.com/sound-demo/synergy)

専用のデモサイトが  
開設されています。  
(高速インターネット回線  
接続推奨)



“スターキーサウンド”は、  
聞こえる喜びを届ける  
最先端テクノロジーです。



スターキーの最新テクノロジーの結晶“Synergy®”  
プラットフォームが至高の音質と優れた機能を  
あなたにお届けします。

オトレンズ・シナジーiQは一人ひとりの聞こえの  
ニーズに合わせて、ことばの理解が高まるように  
カスタマイズできます。



# Made for music lovers.

音楽を愛する方へ

“音楽は、世界に魂を与え、  
精神に翼をあたえる”  
—プラトン(古代ギリシアの哲学者)

音楽の趣味は人それぞれですが、  
音楽がもつパワーは誰にとっても  
普遍的なものです。

オトレンズ・シナジーiQの高度な処理能力  
により、補聴器ユーザーも今までにない  
新しい形でお気に入りの音楽を楽しむこと  
ができます。

- 音楽の「きこえ」に焦点を合わせます。
- 楽曲中の小さな音も聴き逃しません。
- BGMも自然に楽しめます。

自然に、そして思いのままに、音楽を聴く  
喜びを体験することができます。





# クラス別使用環境

活用シーンに合わせて  
クラスを選択しましょう。

オトレンズ・シナジーiQは  
あらゆる複雑な環境でも  
対応できるように  
設計されています。  
現在のライフスタイルに  
合わせて、

または目指す  
ライフスタイルに  
合わせて、クラスを  
選択してください。

オトレンズ・シナジー iQ



# クラス別機能比較表

クラス	オトレンズ・シナジーiQ 2400	オトレンズ・シナジーiQ 2000	オトレンズ・シナジーiQ 1600
調整ハンドル (チャンネル数)	24 CHANNELS	20 CHANNELS	16 CHANNELS
周波数帯域	10000 Hz	10000 Hz	10000 Hz
会話強調: アクイティスピーチ	MIN - MAX	MIN - MAX	MIN - MAX
音楽強調: ミュージックエンハンス	MIN - MAX	MIN - MAX	MIN - MAX
音楽専用メモリー 自動適応	ON	ON	ON
空間認知: アクイティイマージョン	MIN - MAX	MIN - MAX	MIN - MAX
環境管理: アクイティライフスケープ	5 LEVELS	3 LEVELS	2 LEVELS
ライフスケープ: ミュージックスピーチ	ON	ON	ON
騒音下のスピーチ	ON	ON	ON
機械騒音	ON	ON	ON
風	ON	ON	ON
騒音	ON	ON	ON
アクイティクワイエット	ON	ON	ON
ボイス強調: アクイティボイス	MIN - MAX	MIN - MAX	MIN - MAX
騒音抑制の強さ	ON	ON	ON
ハウリング抑制: ホイッスルフリー	24 CHANNELS	20 CHANNELS	16 CHANNELS
周波数変換: スピーチシフト	ON	ON	ON
T2リモート	ON	ON	ON
メーカー希望小売価格	片耳 500,000円	片耳 400,000円	片耳 300,000円
購入後の安心保証期間	4年	3年	3年