

補聴器清掃から補聴器診断まで 一元管理システム

CLEANCARE

クリーンケア



機器の名称(モデル) : Clean Care (クリーンケア)
製造国 : 韓国
寸 法 : 50cm(幅) × 25cm(奥行) × 25cm(高さ) ※取手、ゴム足除く
重 量 : 14.6Kg
電 源 : 100V、100W



www.Starkeyjp.com

Hear better. Live better.

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

0120-045-190   

フリーダイヤル

補聴器の清掃、診断、 コーティングまで一度に解決。

真空吸引機能

補聴器に水分が付いたり湿気が多いとき、
瞬間的に内部を真空状態にして湿気を除去します。

UVドライオーブン

UV照射で殺菌消毒を行うことができます。
また、簡易なUVコーティング作業にも使用できます。

ピンポイント吸引

補聴器のレシーバー（スピーカー）に挟まった異物を除去する際、
レシーバーチューブの奥まで吸引ニードルを挿入し、
安全にきれいに除去します。

補聴器消費電流測定

補聴器内部で消費される電流量を測定して
補聴器の断線（単線）・過負荷・
故障の有無などを診断できます。

エアコンプレッサー

補聴器内部のほこり、レシーバー・マイクのほこりや異物を
除去する際に強力な風できれいに異物を取り除きます。

補聴器用電池の電流量測定

補聴器用空気電池から放出される電流量を測定して
電池の異常有無を確認できます。

（空気電池の場合、電圧は1.4Vが正常に放出されていても電流量が不足した場合、
補聴器が動作しなくなるか、出力が弱くなる場合があります）

CLEANCARE

