

レファレンスガイド

(カスタムとストック)

次のチャートは、ユーザーのオーディオグラムに基づいてイヤモデルやストックタイプのオプションを選択するための一覧表です。

聴力レベル							
		軽度	中等度～フラット	中等度	中等度～高度	高度	重度
(カスタム) イヤモデル	CICロック (最大ベント)	●	●	●			
	CIC (ベントあり)	●	●	●			
	CICロック (中ベント)	●	●	●	●		
	CIC (ベントなし)	●	●	●	●	●	カスタムイヤモデル 70ゲイン レシーバー
	スケルトン	●	●	●	●	●	
	オープンヘリックス	●	●	●			
(ストック) イヤモデル	コンフォートイヤチップ (オープン)	●	●	●			
	コンフォートイヤチップ (クローズ)			●	●		
	ストックイヤモデル	●	●	●	●	●	
	ヘリックス ストックイヤモデル	●	●	●			

RIC フィッティングソリューション

(カスタムとストック)

適切なイヤモデルを選択することは、お客様の補聴器パフォーマンスを最適化するための重要な鍵です。RICのフィッティングを成功させるために、お客様に対して適切なイヤモデルオプションをすばやく選択できるように、このレファレンスガイドを活用してください。

〈カスタムタイプ〉

材質：

ハード

ソフト (ハイストレングスシリコン)

カラー：

ハードタイプ基本カラー = クリア

ソフトタイプ基本カラー = クリア*

*バラエティに富んだ追加カラーもあります

スタイル：

RICイヤモデル



中空CIC



CIC



CICロック



オープンヘリックス



スケルトン

〈ストックタイプ〉 (既製)

材質：



コンフォートイヤチップ
(オープン)
5mm, 7mm, 9mm, 11mm,



コンフォートイヤチップ
(クローズ)
5mm, 7mm, 9mm, 11mm,



シリコンイヤモデル
サイズ：XS, S, M



ヘリックス
ストックイヤモデル

ご注文方法

カスタムタイプのご注文はイヤモデルオーダーフォームをご利用下さい。