







# 3 series™ オーダーメイド補聴器

	オトレンズ	ビーンズ (3シリーズ110, 90, 70)	ティンパネット (3シリーズ110, 90, 70, 30, 20)	スケルトン (3シリーズ110, 90, 70, 30)	イントラ (3シリーズ110, 90, 70, 30, 20)	カスタマイヤ (3シリーズ110, 90, 70, 30, 20)
スタイル						
適応聴力範囲	軽～中	軽～中	軽～中	軽～中	軽～高	軽～高
マトリックス(2cm)	111/35 111/40	110/35 111/40	110/35 111/40	110/35 111/35 111/40	111/40 115/45 115/50	115/45 120/55 123/60
アフソリュートパワー (高～重)	-	-	-	-	123/60 130/70	130/70
電池サイズ	PR536(10A) ●	PR536(10A) ●	PR536(10A) ●	PR536(10A) ● PR41(312) ●	PR41(312) ●	PR48(13) ●
電池寿命(時間) (アフソリュートパワー)	65	65	65	65	125	120-125 (85-110)
誘導コイル感度 (dB SPL)	-	-	-	-	-	77-108






## 機能一覧

	オトレンズ	3シリーズ110	3シリーズ90	3シリーズ70	3シリーズ30	3シリーズ20	
チャンネル/バンド数	16/16	16/16	12/12	8/8	6/6	4/4	
スペクトルIQ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
In-Situオーディオグラム	◎	◎	◎	◎	◎	-	
オートマチックホン (ビーンズ選択不可)	-	◎	◎	◎	◎	◎	
オートコイル	-	カスタマイヤでオプション可					
ハウリング防止機能	ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ 3					フィードバックキャンセラー	
サウンドポイント	◎	◎	◎	◎	-	-	
ボイスIQ2(最大抑制レベル dB)	5段階(20)	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ(6)	-	-	
インビジョン指向性3 (3シリーズ30・20は指向性マイクロホン)	-	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	
T2リモート/ T2オンデマンド	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
データログ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ユーザーコントロール	連続デジタルVC (標準)	カスタマイヤ・イントラ: 標準搭載					
	アナログVC	カスタマイヤ・イントラ: 選択可					
	プッシュボタン	カスタマイヤ・イントラ: VCと併用可					
オーディオスケープ	静寂	5段階(20)	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ	オン・オフ	
	風	5段階(20)	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ(5)	オン・オフ(5)	
	機械騒音	5段階(20)	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ(5)	-	
	騒音	データログで確認可				オン・オフ(6)	オン・オフ(6)
	騒音下の音声	データログで確認可					
対応インスパイアOS	Inspire 2014 以降						

医療機器認証番号 Xシリーズ耳あな型: 223ADBZX00107000

補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。  
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

# 3 series™ 耳かけ型

	BTE 13スタンダード (3シリーズ*110, 90, 70, 30, 20)	BTE13パワープラス (3シリーズ*110, 90, 70, 30, 20)	BTE 312 (3シリーズ*110, 90, 70, 30, 20)	RIC312 (50ゲイン) (3シリーズ*110, 90, 70, 30, 20)	RIC312アブソリュートパワー (3シリーズ*110, 90, 70, 30)
スタイル					
適応聴力範囲	軽～高	高～重	軽～高	軽～高	高～重
マトリックス(2cm)	126/65	138/80	126/65	115/50	130/70
電池サイズ	PR48(13) ●	PR48(13) ●	PR41(312) ●	PR41(312) ●	PR41(312) ●
電池寿命(時間)	160	140	110	100	90
誘導コイル感度 (dB SPL)	99	101	92	80	104

## 機能一覧

	3シリーズ110	3シリーズ90	3シリーズ70	3シリーズ30	3シリーズ20	
チャンネル/バンド数	16/16	12/12	8/8	6/6	4/4	
スペクトルiQ	◎	◎	◎	◎	◎	
In-Situオーディオグラム	◎	◎	◎	◎	-	
オートマチックホン	◎	◎	◎	◎	◎	
オートコイル	◎	◎	◎	◎	◎	
ハウリング防止機能	ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ 3				フィードバックキャンセラー	
サウンドポイント	◎	◎	◎	-	-	
ボイスiQ2(最大抑制レベル dB)	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ(6)	-	-	
インビジョン指向性3 (3シリーズ30・20は指向性マイクロホン)	標準搭載					
T2リモート/ T2オンデマンド	◎	◎	◎	◎	-	
データログ	◎	◎	◎	◎	◎	
オーディオスケープ	静寂	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ	オン・オフ	オン・オフ
	風	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ(5)	オン・オフ(5)	オン・オフ(5)
	機械騒音	5段階(20)	3段階(8)	オン・オフ(5)	-	-
	騒音	データログで確認可			オン・オフ(6)	オン・オフ(6)
騒音下の音声	データログで確認可					
障害者総合支援法対応	-	-	-	-	◎	
対応インスパイアーOS	Inspire 2014 以降 (※BTE312・RIC312はInspire 2013より対応可)					

医療機器認証番号 Xシリーズ耳かけ型:223ADBZX00106000

補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。  
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。