

ARIES アリエス

イントラ カスタマイヤ



		イントラ		カスタマイヤ	
		JIS	ANSI	JIS	ANSI
適応聴力範囲		軽度～高度		軽度～高度	
90dB最大出力音圧 レベル (dB SPL)	ピーク (以下)	123-128	110-115	126-136	113-123
	1600Hz	115-120	—	120-128	—
最大音響利得 (dB)	ピーク	48-58	40-50	48-68	40-60
	1600Hz	45-55	—	45-65	—
電池寿命 (時間)		118-143		195-253	
マトリックス(2cm ²)		110/40 115/50		113/40 123/60	
電池サイズ		PR41(312)●		PR48(13)●	

・好評のアリエスにオーダーメイド補聴器が登場。高度難聴にまで対応可能なマトリックスの選択肢があり、扱いやすいアナログVCを標準搭載。

機能一覧

チャンネル / バンド	4/4
ハウリング防止機能	フィードバックキャンセラー
ワックスガード/マイクカバー	ハイドラシールド2対応
ボリュームコントロール	◎
メモリースイッチ	オプション
お知らせ音	ビーブお知らせ音
対応インスパイア-OS	Inspire 2014 以降

医療機器認証番号 Xシリーズ耳あな型:223ADBZX00107000

補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。
しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。