


BTE 13 POWER PLUS

BEHIND-THE-EAR POWER PLUS

標準チューブ

フィッティングガイド



BTE 13 パワープラス 適応聴力範囲

カラー・バリエーション

標準色




測定	JIS 2ccカプラ
90dB 最大出力音圧レベル	ピーク (dB SPL) 138
	HFA (dB SPL) 131
	RTF (dB SPL) N/A
最大音響利得	ピーク (dB) 80
	HFA (dB) 72
	RTF (dB) N/A
周波数範囲 (Hz)	<100-5400
規準周波数 (kHz)	N/A
HFA 周波数 (kHz)	1.0,1.6,2.5
規準利得 (dB)	52
全高周波ひずみ(最大許容値)	
500 Hz (%)	<5
800 Hz (%)	<2
1600 Hz (%)	<1
誘導コイル入力の最大感度	
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	100
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A
ANSI/IEC	
消費電流 (mA)	2.1
アイドリング電流 (mA)	1.5
電池寿命	
(平均 16 時間/日使用の場合)	
空気亜鉛電池 PR48 (日)	8-12

*データは JIS C 5512:2015 に基づいて測定されています。

▽ **マトリックス** (最大出力/最大利得) 138/80

▽ **使用電池** PR48(13)

特性表 OSPL90: 90dB 最大出力レベル FOG50: 最大音響利得



BTE 13 パワープラス (標準チューブ)