

ダイヤル式アナログボリューム耳かけ型RIC補聴器

総合支援法対応モデル(高度)



- ◆ ジーノクラシック
- ◆ ジーノクラシックAP



撥水・撥油性ナノコーティング
PROTECTED BY
HydraShield²




本体カラー(全6色)



機能一覧	ジーノクラシック110	ジーノクラシック70	ジーノクラシック30
チャンネル/バンド	8/12	8/10	4/8
アナログVC	◎		
ハウリング防止機能	フィードバックキャンセラー		
指向性機能	◎		
データログ	◎		
お知らせ音	ピープお知らせ音/ボイスお知らせ音(電池交換・シャットダウン)		
対応インスパイア-OS	Inspire2014以降		

JIS/ANSI データ		50ゲインストックレシーバ		60ゲインストック/カスタムレシーバ		70ゲインカスタムレシーバ	
		JIS	ANSI	JIS	ANSI	JIS	ANSI
適応聴力範囲		軽度～高度		軽度～高度		高度～重度	
90dB最大出力音圧レベル (dB SPL)	ピーク	129	115	134	120	142	130
	1600Hz	115	—	120	—	137	—
最大音響利得 (dB)	ピーク	60	50	69	60	78	70
	1600Hz	50	—	60	—	76	—
電池の電流(mA)		1.2		1.3		1.4	
電池寿命(時間)		100		95		90	
等価入力雑音レベル(dB SPL)		<32					
使用電池		PR41(312) ●					

特性図



医療機器認証番号 Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

スターキー株式会社 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-2-20 フリーダイヤル: 0120-045-190

補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。 BROC0086-00-JJ-JP JPYBR-086