

# RIC 13


## RECEIVER-IN-CANAL

i1200 / i1000

50 ゲインレシーバ

60 ゲインレシーバ

### フィッティングガイド



Halo iQ RIC 13 50 ゲイン(グレー)  
Halo iQ RIC 13 60 ゲイン(黒) 適応聴力範囲

### 耳鳴治療音機能搭載


### TruLink リモコン対応

互換性: TruLink の互換性に関する最新情報は、  
Trulinkhearing.com (ホームページ)をご覧ください

TruLink アプリ



TruLink プログラマー



### カラーバリエーション



### 測定


|                             | JIS<br>2cc カプラ | JIS<br>2cc カプラ |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 90dB 最大出力音圧レベル ピーク (dB SPL) | 115            | 120            |
| HFA (dB SPL)                | 109            | 117            |
| RTF (dB SPL)                | N/A            | N/A            |
| 最大音響利得                      |                |                |
| ピーク (dB)                    | 50             | 60             |
| HFA (dB)                    | 45             | 56             |
| RTF (dB)                    | N/A            | N/A            |
| 周波数範囲 (Hz)                  | <100-7700      | <100-7700      |
| 規準周波数 (kHz)                 | N/A            | N/A            |
| HFA 周波数 (kHz)               | 1.0,1.6,2.5    | 1.0,1.6,2.5    |
| 規準利得 (dB)                   | 32             | 40             |
| 等価入力雑音レベル (dB)              | 26             | 26             |
| 全高周波ひずみ(最大許容値)              |                |                |
| 500 Hz (%)                  | <3             | <3             |
| 800 Hz (%)                  | <3             | <3             |
| 1600 Hz (%)                 | <3             | <3             |
| 誘導コイル入力の最大感度                |                |                |
| HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)  | 92             | 100            |
| MASL (IEC) (dB SPL)         | N/A            | N/A            |
| ANSI/IEC                    |                |                |
| 消費電流 (mA)                   | 1.7*           | 1.9*           |
| アイドリング電流 (mA)               | 1.4*           | 1.5*           |
| 電池寿命<br>(平均 16 時間/日使用の場合)   |                |                |
| 空気垂鉛電池 PR48 (日)             | 10-13*         | 9-12*          |
| 耳鳴治療音                       |                |                |
| 最大 RMS 出力 (dB SPL)          | 87             | 87             |
| 補正 RMS 出力レベル (dB SPL)       | 87             | 87             |
| 最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)     | 87             | 87             |

データは JIS C 5512:2015 に基づいて測定されています。  
\*ワイヤレス通信の状態により結果が異なる場合があります。

▶ マトリックス (最大出力/最大利得) 50 ゲイン:115/50、60 ゲイン:120/60

▶ 使用電池 PR48(13)

特性表 OSPL90: 90dB 最大出力レベル FOG50: 最大音響利得



Halo iQ RIC 13 (50 ゲイン)



Halo iQ RIC 13 (60 ゲイン)

■医療機器承認番号 スターキー耳かけ型 2 : 228ADBZX00026000  
SPEC0097-02-JJ-JP/JPSYSP-097 Halo iQ RIC 13