




ITC R

IN-THE-CANAL RECHARGEABLE

Livio Edge AI 2400
Livio AI 2400 | 2000 | 1600
Livio 2400 | 2000 | 1600

適応聴力範囲

- ITCR40
- ITCR50
- ITCR60
- ITCR70



カラーガイド

フェイスプレート色



シエル色



2.4 GHz アクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク + Thriveリモコン
- ミニリモートマイク
- テーブルマイク
- プログラマー

付加機能

- 耳鳴治療音
- 無線接続
- 充電式

Livio Edge AI / Livio AI テクノロジー

- 内蔵センサーと人工知能AIによるHealthable補聴器

ITC R Gain Data

測定

(補聴器特性 JIS C 5512: 2015)

2cc カプラ

90dB最大出力音圧レベル ピーク (dB SPL) 110-130

HFA (dB SPL) 106-124

最大音響利得 ピーク (dB) 40-70

HFA (dB) 36-63

周波数範囲 (Hz) <100-9600

HFA周波数 (kHz) 1.0, 1.6, 2.5

規準利得 (dB) 28-47

等価入力雑音レベル (dB) <25

全高調波ひずみ(最大許容値)

500 Hz (%) <3

800 Hz (%) <3

1600 Hz (%) <3

リチウムイオン電池の推定寿命 (満充電での動作時間) 最大 23 時間*





耳鳴治療音

最大RMS出力 (dB SPL) 87

補正RMS出力レベル (dB SPL) 87

最大1/3オクターブ出力 (dB SPL) 87

マトリックス: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70



*電池寿命はストリーミング使用頻度などにより異なります。




ITC R

IN-THE-CANAL RECHARGEABLE

Livio AI 1200 | 1000
Livio 1200 | 1000

適応聴力範囲

- ITCR40
- ITCR50
- ITCR60
- ITCR70



カラーガイド

- フェイスプレート色
- ブラック
 - ベージュ
- シェル色
- ブラック
 - ベージュ
 - クリア
 - ブルー/レッド

2.4 GHz アクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク +
- Thriveリモコン
- ミニリモートマイク
- テーブルマイク
- プログラマー

付加機能

- 耳鳴治療音
- 無線接続
- 充電式

Livio AI テクノロジー

- 内蔵センサーと人工知能AIによるHealthable補聴器

ITC R Gain Data

測定

(補聴器特性 JIS C 5512: 2015)

2cc カプラ

90dB最大出力音圧レベル	ピーク (dB SPL)	110-130
	HFA (dB SPL)	106-124
最大音響利得	ピーク (dB)	40-70
	HFA (dB)	36-63





周波数範囲 (Hz)	<100-7900
HFA周波数 (kHz)	1.0, 1.6, 2.5
標準利得 (dB)	28-47
等価入力雑音レベル (dB)	<25

全高調波ひずみ(最大許容値)	
500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3

リチウムイオン電池の推定寿命 (満充電での動作時間)	最大 23 時間*
-------------------------------	--------------

耳鳴治療音	
最大RMS出力 (dB SPL)	87
補正RMS出力レベル (dB SPL)	87
最大1/3オクターブ出力 (dB SPL)	87

マトリックス: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70**



*電池寿命はストリーミング使用頻度などにより異なります。
**130/70マトリックスはクラス1200以上への適用です。