




Starkey | テクニカルデータ

# ITC R

充電式耳あな型補聴器

適用聴力範囲

- L
- M
- P
- UP



Genesis AI 24 | 20 | 16

## カラーバリエーション

フェイスプレートカラー



ブラック ベージュ

シェルカラー



ブラック ベージュ ブルー/レッド クリア

## 2.4GHzアクセサリ

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLinkリモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

## 付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス通信
- 充電電池搭載

## Genesis AI技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

L M P UP

マトリクス：L、M、P、UP

電池タイプ：リチウムイオン電池

## 測定項目

### 90dB最大出力音圧レベル

	L	M	P	UP
ピーク (dB SPL)	110	114	117	125
HFA (dB SPL)	105	109	113	122

### 最大音響利得

	L	M	P	UP
ピーク (dB)	40	50	58	68
HFA (dB)	36	46	55	63

### 周波数範囲 (Hz)

	L	M	P	UP
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	28	32	36	45
等価入力雑音レベル (dB)	25	25	25	25

### 全周波数ひずみ (最大許容値)

	L	M	P	UP
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

### リチウムイオン電池寿命\*

	L	M	P	UP
ストリーミング 未使用 (時間)	最長42時間	最長42時間	最長42時間	最長42時間
ストリーミング 使用 (時間)	最長36時間	最長36時間	最長36時間	最長36時間
消費電流 (mA)	0.9	0.9	0.9	0.9

### 耳鳴治療音

	L	M	P	UP
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87	87

\*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

## 特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル  
FOG 50：最大音響利得

