




Starkey | テクニカルデータ

# RIC

耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

- L
- M
- P



Genesis AI 24 | 20 | 16

## カラーバリエーション



## 2.4GHzアクセサリ

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

## 付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFM搭載

## Genesis AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

	L (スリム)	M (ノーマル)	P (パワー)
--	------------	-------------	------------

マトリクス：L、M、P

電池タイプ：PR41/312

## 測定項目

JIS C 5512: 2ccカプラ    JIS C 5512: 2ccカプラ    JIS C 5512: 2ccカプラ

## 特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル  
FOG 50：最大音響利得

### 90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	107	117	120
HFA (dB SPL)	101	113	116

### 最大音響利得

ピーク (dB)	43	49	60
HFA (dB)	36	47	56

### 周波数範囲 (Hz)

周波数範囲 (Hz)	<100-9400	<100-9400	<100-9400
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	N/A	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	39
等価入力雑音レベル (dB)	26	26	26

### 全周波数ひずみ (最大許容値)

周波数 (Hz)	L	M	P
500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

### 誘導コイル入力の最大感度

感度 (dB SPL)	L	M	P
HFA SPLITS (ANSI)	84	94	98
MASL (IEC)	67	79	86




### 電池寿命\* (平均16時間/日使用の場合)

項目	L	M	P
ストリーミング未使用 (日)	~6	~6	~6
ストリーミング使用 (日)	~5	~5	~5
消費電流 (mA)	1.5	1.6	1.6

### 耳鳴治療音

出力 (dB SPL)	L	M	P
最大 RMS 出力	87	87	87
補正 RMS 出力レベル	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力	87	87	87

\*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。






Starkey | テクニカルデータ  
**RIC** カスタムレシーバー  
 耳かけ型補聴器

適応聴力範囲

聴力レベル (dBHL)



● UP

周波数 (Hz)

Genesis AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



2.4GHzアクセサリ

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLinkリモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

付加機能

- IP等級: 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Genesis AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

UP

(ハイパワー)

マトリクス: UP

電池タイプ: PR41/312

測定項目

JIS C 5512:  
2ccカプラ

特性表

OSPL90: 90dB 最大出力レベル  
FOG 50: 最大音響利得

312

90dB最大出力音圧レベル	
ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122
最大音響利得	
ピーク (dB)	67
HFA (dB)	64
周波数範囲 (Hz)	<100-5800
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	45
等価入力雑音レベル (dB)	26
全周波数ひずみ (最大許容値)	
500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3
誘導コイル入力の最大感度	
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	105
MASL (IEC) (dB SPL)	94
電池寿命* (平均16時間/日使用の場合)	
ストリーミング未使用 (日)	~6
ストリーミング使用 (日)	~5
消費電流 (mA)	1.7
耳鳴治療音	
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87

\*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

