




Starkey | テクニカルデータ

CIC R NW

充電式耳あな型補聴器


適用聴力範囲



Signature Series 24 | 20 | 16

カラーバリエーション

フェイスプレートカラー



ブラック ベージュ

シェルカラー






ブラック ベージュ ブルー/レッド クリア

付加機能

- IP等級：68+
- 耳鳴治療音
- 充電バッテリー内蔵

	L	M	P	マトリクス： L、M、P 電池サイズ：リチウムイオン電池
測定項目	JIS C 5512:2015 2ccカブラ			特性表 特性表OSPL90：90dB 最大出力レベル FOG 50：最大音響利得
90dB最大出力音圧レベル				
ピーク (dB SPL)	110	114	117	
HFA (dB SPL)	105	110	113	
RTF (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	
最大音響利得				
ピーク (dB)	40	49	59	
HFA (dB)	36	47	53	
RTF (dB)	N/A	N/A	N/A	
周波数範囲 (Hz)	<100-9400	<100-8500	<100-6600	
基準周波数 (kHz)	N/A	N/A	N/A	
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	
基準利得 (dB)	28	33	36	
等価入力雑音レベル (dB)*1	25	25	25	
等価入力雑音レベル (dB)*2	14	14	14	
全周波数ひずみ (最大許容値)				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	
リチウムイオン電池寿命				
リチウムイオン電池寿命 (時間)	最長38時間	最長38時間	最長38時間	
消費電流 (mA)	0.9	0.9	0.9	
耳鳴治療音				
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87	
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87	
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87	



*1：エクspansion無効

*2：エクspansion有効

医療機器認証番号 スターキー耳あな型 4 305ADBZX00100000

SPEC0108-00-JJ-JP JPN-0108 CIC R NW