




Starkey | テクニカルデータ

IIC NW

耳あな型補聴器

適用聴力範囲

L
M



Signature Series 24

カラーバリエーション

フェイスプレートカラー



ブラック ベージュ ココアブラウン

シェルカラー



ブラック ベージュ ブルー/レッド クリア

付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音

マトリクス : L、M

電池タイプ : PR536/10A

測定項目

特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル

FOG 50 : 最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	L	M
HFA (dB SPL)	105	110

最大音響利得

ピーク (dB)	L	M
HFA (dB)	36	46

周波数範囲 (Hz)

HFA 周波数 (kHz)	L	M
基準利得 (dB)	28	33
等価入力雑音レベル (dB)	25	25

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	L	M
800 Hz (%)	L	M
1600 Hz (%)	L	M

電池寿命 (平均16時間/日使用の場合)

空気垂鉛電池 PR536/10A (日)	L	M
消費電流 (mA)	L	M

耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	L	M
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	L	M
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	L	M

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

