




Starkey | テクニカルデータ

RIC 312

耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

L
M
P

Edge AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



ベージュ キaramel チェスナツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

2.4GHzアクセサリ

- Edge TVストリーマー
- StarLink リモコン

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Edge AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

	L (スリム)	M (ノーマル)	P (パワー)	マトリクス：L、M、P 電池タイプ：PR41/312
--	------------	-------------	------------	-------------------------------

測定項目

JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	107	117	120
HFA (dB SPL)	101	113	116

最大音響利得

ピーク (dB)	43	49	60
HFA (dB)	36	47	56

周波数範囲 (Hz)

HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	N/A	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	39
等価入力雑音レベル (dB)	24	24	24

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

誘導コイル入力の最大感度

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A


電池寿命* (平均16時間/日使用の場合)

ストリーミング未使用 (日)	~6	~6	~6
ストリーミング使用 (日)	~5	~5	~5
消費電流 (mA)	1.5	1.6	1.6

耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。



医療機器認証番号 スターキー耳かけ型 4 305ADBZX00 0 99000

SPEC0109-00-JJ-JP JPYN-0109 RIC 312




Starkey | テクニカルデータ

RIC 312 カスタムレシーバー

耳かけ型補聴器


適応聴力範囲

● UP



Edge AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



2.4GHzアクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLinkリモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Edge AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

UP

(ハイパワー)

マトリクス：UP

電池タイプ：PR41/312

測定項目

JIS C 5512:
2ccカプラ

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122

最大音響利得

ピーク (dB)	67
HFA (dB)	64

周波数範囲 (Hz)

HFA 周波数 (kHz)	<100-5800
基準利得 (dB)	1.0、1.6、2.5
等価入力雑音レベル (dB)	45
	24

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3

誘導コイル入力の最大感度

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A

電池寿命* (平均16時間/日使用の場合)

ストリーミング未使用 (日)	~6
ストリーミング使用 (日)	~5
消費電流 (mA)	1.7

耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

