




Starkey | テクニカルデータ

mRIC R

充電式耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

L
M
P



Edge AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



ベージュ キャラメル チェスナッツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

2.4GHzアクセサリ

- Edge TVストリーマー
- StarLink リモコン

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- テレコイル
- ワイヤレス通信

Edge AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

	L (スリム)	M (ノーマル)	P (パワー)	マトリクス：L、M、P 電池タイプ：リチウムイオン充電電池
--	------------	-------------	------------	----------------------------------

測定項目

JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	107	117	119
HFA (dB SPL)	101	113	115

最大音響利得

ピーク (dB)	42	50	60
HFA (dB)	35	47	55

周波数範囲 (Hz)

HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	38
等価入力雑音レベル (dB)	24	24	24

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

リチウムイオン充電電池寿命*

ストリーミング未使用 (時間)	最長41時間	最長41時間	最長41時間
ストリーミング使用 (時間)	最長33時間	最長33時間	最長33時間
消費電流 (mA)	0.5	0.5	0.6




耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得



医療機器認証番号 スターキー耳かけ型 4 305ADBZX00 0 99000

SPEC0109-00-JJ-JP JPYN-0109 mRIC R



Starkey | テクニカルデータ


mRIC R カスタムレシーバー

充電式耳かけ型補聴器

適応聴力範囲

● UP

聴力レベル (dBHL)



Edge AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



ベージュ キャラメル チェスナッツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

2.4GHzアクセサリ

- Edge TVストリーマー
- StarLink リモコン

付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- テレコイル
- ワイヤレス通信

Edge AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

UP

(ハイパワー)

マトリクス : UP

電池タイプ : リチウムイオン充電電池

測定項目

JIS C 5512:
2ccカプラ

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122

最大音響利得

ピーク (dB)	66
HFA (dB)	63

周波数範囲 (Hz)

<100-5800

HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	45
等価入力雑音レベル (dB)	24

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3

リチウムイオン充電電池寿命


ストリーミング未使用 (時間)	最長41時間
ストリーミング使用 (時間)	最長33時間
消費電流 (mA)	0.6

耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87

特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル
FOG 50 : 最大音響利得



*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。