




Starkey | テクニカルデータ

## ITC R

充電式耳あな型補聴器

適用聴力範囲



Omega AI 24 | 20 | 16

## カラーバリエーション



## 付加機能

- IP等級: 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス通信
- 充電式電池

## Omega AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器
- 各種アクセサリ
- Edgeリモートマイク
- Edgeアームマイク
- Edge TVストリーマー
- StarLinkリモコン

L M P UP

マトリクス: L、M、P、UP

電池タイプ: リチウムイオン電池

## 測定項目

## 特性表

OSPL90: 90dB 最大出力レベル  
FOG 50: 最大音響利得

## 90dB最大出力音圧レベル

	L	M	P	UP
ピーク (dB SPL)	110	114	117	125
HFA (dB SPL)	105	109	113	122

## 最大音響利得

	L	M	P	UP
ピーク (dB)	40	50	59	68
HFA (dB)	36	46	55	63

## 周波数範囲 (Hz)

	L	M	P	UP
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	28	32	36	45
等価入力雑音レベル (dB)	25	25	25	25

## 全周波数ひずみ (最大許容値)

	L	M	P	UP
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

## リチウムイオン電池寿命\*

	L	M	P	UP
ストリーミング 未使用 (時間)	最長42時間	最長42時間	最長42時間	最長42時間
ストリーミング 使用 (時間)	最長36時間	最長36時間	最長36時間	最長36時間
消費電流 (mA)	0.9	0.9	0.9	0.9

## 耳鳴治療音

	L	M	P	UP
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87	87

\*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

