




Starkey テクニカルデータ

# P BTE 13

耳かけ型補聴器

適用聴力範囲



G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

## カラーバリエーション



ベージュ チェスナツ シルバー グラファイトグレー

## 付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス

## 2.4GHzアクセサリ



- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

**イヤフック**      **スマートチューブ**      **マトリクス : 130/70**  
**サイズ 3 / クローズチップ**      **電池タイプ : PR44/13**

測定項目	JIS C 5512: 2ccカプラ	JIS C 5512: 2ccカプラ
<b>90dB最大出力音圧レベル</b>		
ピーク (dB SPL)	130	127
HFA (dB SPL)	123	110
RTF (dB SPL)	N/A	N/A
<b>最大音響利得</b>		
ピーク (dB)	70	66
HFA (dB)	64	49
RTF (dB)	N/A	N/A
<b>周波数範囲 (Hz)</b>		
	<100-5900	<100-4900
基準周波数 (kHz)	N/A	N/A
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	46	33
等価入力雑音レベル (dB)	21	33
<b>全周波数ひずみ (最大許容値)</b>		
500 Hz (%)	<5	<1
800 Hz (%)	<2	<1
1600 Hz (%)	<1	<1
<b>誘導コイル入力の最大感度</b>		
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	107	94
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A
消費電流 (mA)	1.1*	1.1*

## 特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル  
 FOG 50 : 最大音響利得



## 電池寿命 (平均16時間/日使用の場合)

空気亜鉛電池 PR48/13 (日) *	10-15	10-15
----------------------	-------	-------

\*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。