




Starkey | テクニカルデータ

RIC R

充電式耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

- L
- M
- P



G Series AI 16 | 12 | 10

カラーバリエーション



ページュ チェスナツ シルバー グラファイトグレー

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- 充電式電池

2.4GHzアクセサリ

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク




マトリクス：L、M、P
電池タイプ：リチウムイオン充電電池

測定項目	L (40スリム)	M (50ノーマル)	P (60パワー)
	JIS C 5512: 2ccカプラ	JIS C 5512: 2ccカプラ	JIS C 5512: 2ccカプラ
90dB最大出力音圧レベル			
ピーク (dB SPL)	107	117	120
HFA (dB SPL)	101	113	116
最大音響利得			
ピーク (dB)	43	50	60
HFA (dB)	36	47	56
周波数範囲 (Hz)	<100-7700	<100-7800	<100-7800
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	39
等価入力雑音レベル (dB)	24	24	24

全周波数ひずみ (最大許容値)	L	M	P
500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

リチウムイオン充電電池寿命*			
ストリーミング未使用 (時間)	最長50時間	最長50時間	最長50時間
ストリーミング使用 (時間)	最長38時間	最長38時間	最長38時間
消費電流 (mA)	0.5	0.5	0.5

特性表 OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得



*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。




Starkey | テクニカルデータ
RIC R カスタムレシーバー
 充電式耳かけ型補聴器

G Series AI 16 | 12 | 10

適応聴力範囲

● UP



カラーバリエーション



ベージュ チェスナツ シルバー グラファイトグレー

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- 充電式電池

2.4GHzアクセサリ

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

UP

マトリクス：UP

電池タイプ：リチウムイオン充電電池

測定項目

JIS C 5512:
2ccカプラ

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122

最大音響利得

ピーク (dB)	67
HFA (dB)	64


周波数範囲 (Hz)

<100-5800

HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	45
等価入力雑音レベル (dB)	24

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3



リチウムイオン充電電池寿命

ストリーミング未使用 (時間)	最長50時間
ストリーミング使用 (時間)	最長38時間
消費電流 (mA)	0.7

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。