




Starkey テクニカルデータ

# UP BTE 13

耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

● UP



G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

## カラーバリエーション



パール チェスナツ シルバー グラファイトグレー

## 付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- テレコイル
- ワイヤレス

## 2.4GHzアクセサリ

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク



マトリクス：130/70

電池タイプ：PR44/13

## 測定項目

	JIS C 5512: 2ccカプラ	JIS C 5512: 2ccカプラ
<b>90dB最大出力音圧レベル</b>		
ピーク (dB SPL)	137	131
HFA (dB SPL)	131	116
RTF (dB SPL)	N/A	N/A
<b>最大音響利得</b>		
ピーク (dB)	78	76
HFA (dB)	71	58
RTF (dB)	N/A	N/A
<b>周波数範囲 (Hz)</b>		
	<100-6300	<100-5400
基準周波数 (kHz)	N/A	N/A
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	54	39
等価入力雑音レベル (dB)	21	31
<b>全周波数ひずみ (最大許容値)</b>		
500 Hz (%)	<5	<1
800 Hz (%)	<2	<1
1600 Hz (%)	<1	<2
3200 Hz (%)	<1	<1
<b>誘導コイル入力の最大感度</b>		
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	115	101
RSETS	1	2
HFA-SPLIV	115	101
RTLS / ETLS	1	2
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A
消費電流 (mA)	1.8	1.5

## 特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル  
FOG 50：最大音響利得

## 電池寿命 (平均16時間/日使用の場合)

空気亜鉛電池 PR48/13 (B) \* 10-15 10-15

\*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。